

O L Y M P U S

EndoTherapy

BEYOND THE SCOPE



OLYMPUS

Эндотерапевтические
инструменты

O L Y M P U S

Endo**Therapy**
BEYOND THE SCOPE

01

Биопсийные щипцы

02

Полипэктомия и
эндоскопическая
резекция

03

Гемостаз

04

Захватывающие
щипцы

05

Баллоны для
дилатации

06

ЭРХПГ

07

Инструменты для
бронхоскопии

08

Пункция под
контролем ультразвука
(EUS-FNA, EBUS-TBNA)

09

Аксессуары

10

Обзор эндоскопов



01 Биопсийные щипцы

- 11 Одноразовые биопсийные щипцы
- 14 Биопсийные щипцы SwingJaw
- 17 Многоразовые биопсийные щипцы
- 23 Щипцы для горячей биопсии



02 Полипэктомия и эндоскопическая резекция

- 28 Электрохирургические петли
- 34 Щипцы для горячей биопсии
- 35 Щипцы для извлечения полипов
- 37 Устройства для наложения лигатур
- 39 Ножницы
- 39 Аргано-плазменная коагуляция
- 40 Коагуляционные электроды
- 40 Многоразовые электрохирургические ножи
- 42 Захватывающие щипцы для эндоскопической резекции слизистой
- 43 Спрей-катетеры
- 43 Дистальные насадки
- 47 Наборы для эндоскопической резекции слизистой
- 50 Ножи для диссекции подслизистого слоя
- 53 Вспомогательные инструменты для диссекции подслизистого слоя



03 Гемостаз

- 57 Клипирующие устройства
- 61 Электрохирургические гемостатические щипцы
- 62 Инъекционные иглы
- 65 Аргано-плазменная коагуляция
- 66 Промывочные трубки
- 66 Баллонные катетеры
- 67 Устройства для наложения лигатур




04 Захватывающие щипцы

- 72 Захватывающие корзинки
- 75 Захватывающие мини-корзинки
- 75 Мини-петли для извлечения инородных тел
- 75 Трехногие мини-захваты
- 76 Трехногие захваты
- 76 Пятиногие захваты
- 77 Захватывающие щипцы
- 80 Хирургические ножницы
- 80 Ножницы для лигатур



05 Баллоны для дилатации

- 83 Баллоны для дилатации билиарной зоны
- 84 Устройство высокого давления для раздувания баллонов



06 ЭРХПГ

V – система

- 88 Концепция V – системы
- 89 V – держатель
- 90 Преимущества устройств V – системы

Одноразовые устройства V – системы и обычные

- 91 Проводники
- 93 Канюли
- 98 Папилотомы
- 100 Игольчатые ножи
- 105 Баллоны для извлечения камней
- 106 Корзинки для извлечения камней
- 109 Механические литотрипторы
- 111 Баллоны для дилатации билиарной зоны
- 113 Пластиковые билиарные стенты – предзаряженные
- 118 Наборы для установки стентов
- 121 Билиарные пластиковые стенты
- 131 Панкреатические пластиковые стенты
- 133 Назо-билиарные дренажи
- 135 Цитологические щетки

Многоразовые устройства

- 136 Проводники
- 137 Канюли
- 139 Папилотомы
- 142 Игольчатые ножи
- 143 Корзинки для извлечения камней
- 145 Механические литотрипторы
- 146 Экстренные литотрипторы
- 147 Наборы для установки стентов
- 150 Биопсийные и захватывающие щипцы
- 152 Щипцы для извлечения стентов



07 Инструменты для бронхоскопии

- 155 Биопсийные щипцы
- 164 Цитологические щетки
- 166 Система Guide Sheath
- 167 Аспирационные иглы для TBNA
- 170 Аспирационные иглы для EBUS-TBNA
- 171 Промывочные трубки
- 171 Спрей-катетеры
- 171 Баллонные катетеры
- 173 Захватывающие мини-корзинки
- 173 Одноразовые трехногие мини-захваты
- 174 Мини-петли для извлечения инородных тел
- 174 Захватывающие корзинки
- 175 Захватывающие щипцы
- 176 Коагуляционные электроды
- 177 Электрохирургические ножи
- 177 Электрохирургические петли
- 177 Щипцы для горячей биопсии
- 178 Инъекционные иглы

Аксессуары для бронхоскопов, рино-ларингоскопов и интубационных эндоскопов

- 179 Загубники
- 179 Чистящие щетки
- 180 Влагозащитные колпачки
- 181 Адаптеры для очистки
- 181 Устройства для проверки герметичности
- 182 Клапаны и защитные трубки
- 183 Баллоны для EBUS и баллонные аппликаторы
- 183 Аксессуары для ультразвуковых датчиков
- 184 Аксессуары для источника света



08 Пункция под контролем ультразвука (EUS-FNA, EBUS-TBNA)

- 188 Аспирационные иглы EUS-FNA
- 190 Автоматические аспирационные иглы EUS-FNA
- 192 Аспирационные иглы EBUS-TBNA



09 Эндоскопические аксессуары

- 195 Загубники
- 197 Клапаны Вода / Воздух
- 198 Аспирационные клапаны
- 199 Клапаны инструментального канала
- 200 Аксессуары для CO₂
- 201 Ирригационные адаптеры
- 202 Дистальные колпачки
- 203 Дополнительные трубки
- 203 Ультразвуковые баллоны
- 204 Ультразвуковые баллонные аппликаторы
- 205 Ультразвуковые датчики
- 206 Аксессуары для ультразвуковых датчиков
- 207 Аксессуары для источника света
- 207 Аксессуары для видеопроцессора
- 208 Контейнеры для воды
- 209 Аксессуары для аспиратора
- 212 Аксессуары для помпы
- 213 Аксессуары для электрохирургического блока



10 Обзор эндоскопов


Медицинские эндоскопы

217 Видеоскопы

219 Фиброскопы

Номенклатура OLYMPUS

B	Баллонные катеторы / Баллоны для дилатации	
BA/BE	Баллоны для дилатации	
BC/BP		
BC	Цитологические щетки	
BML	Механические литотрипторы	
BW	Чистящие щетки	
CD	Коагуляционные электроды	
FB	Биопсийные щипцы	
FD	Щипцы для горячей биопсии	
FG	Захватывающие щипцы	
FS	Ножницы	
G	Проводники	
H	V-держатель	
HX	Клипирующие устройства/Клипсы/Лигирующие устройства	
KD	Папилотомы/Диатермические ножи	
NA	TBNA/FNA аспирационные иглы	
NM	Инъекционные иглы	
PBD	Стенты ЭРХПГ	
PR	Канюля/Катетер для ЭРХПГ	
PW	Промывочные трубки/Спрей-катетеры	
SD	Полипэктомические/Диатермические петли	



① Тип устройства

Первые буквы в названии инструмента показывают тип устройства

② Модель

Цифры в середине обозначают конкретную модель инструмента

③ Длина инструмента

Буква после цифр в середине обозначает длину инструмента

Наиболее распространены:

C/D = Бронхоскопические инструменты
K/L = Гастроскопические инструменты
Q/M/P = Инструменты для ЭРХПГ
U = Колоноскопические инструменты
SX = Цистоскопические инструменты

④ Наличие функции вращения

Некоторые модели инструментов обладают улучшенными возможностями вращения. Такие модели маркируются буквой R после буквы, обозначающей длину

⑤ Автоклавирование

Инструменты, имеющие в названии обозначение "-1" могут быть обработаны в автоклаве.

ST	SW	SX	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
500 мм	650 мм	700 мм	850 мм	950 мм	1050 мм	1150 мм	1200 мм	1250 мм	1300 мм	1400 мм	1450 мм	1550 мм	1650 мм	1700 мм
N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	LB	LD	
1800 мм	1900 мм	1950 мм	2050 мм	2150 мм	2200 мм	2300 мм	2400 мм	2500 мм	2700 мм	2900 мм	3000 мм	4000 мм	5000 мм	



Совместимость инструментов и эндоскопов OLYMPUS — цветовое обозначение



Инструменты OLYMPUS имеют цветные ручки. Каждый цвет соответствует определенному диаметру инструментального канала эндоскопа OLYMPUS. Соответствующая метка того же цвета нанесена на ручку эндоскопа. Легко выбрать подходящий инструмент - цвет метки на ручке эндоскопа и цвет ручки инструмента должен совпадать. Следует помнить, что инструменты, подходящие по цвету, могут не подходить по длине. Инструмент должен быть длиннее эндоскопа на 30 - 50 см.

Цветовое обозначение	Диаметр инструментального канала
Белый	1,2 мм / 1,5 мм
Фиолетовый	1,7 мм
Голубой	2,0 мм / 2,2 мм
Зеленый	2,6 мм
Желтый	2,8 мм / 3,2 мм
Оранжевый	3,7 мм / 4,2 мм / 6,0 мм
Розовый	5,0 мм / 5,5 мм

01

Биопсийные щипцы



11 – 24

01

Биопсийные щипцы

11 – 24



Одноразовые инструменты

Биопсийные щипцы 11

Щипцы горячей биопсии 23

Многоразовые инструменты

Биопсийны щипцы SwingJaw 14

Биопсийные щипцы 17

Щипцы горячей биопсии 24



Одноразовые биопсийные щипцы для максимальной производительности и полной совместимости с ЭНДОСКОПОМ



Удобство и качество

Биопсийные щипцы EndoJaw имеют пластиковую оплетку, которая имеет низкий коэффициент трения, что обеспечивает плавное введение инструмента и не травмирует канал эндоскопа. Щипцы обладают большей гибкостью, позволяющей с легкостью проходить через даже сильно изогнутый эндоскоп.



Полная продуктовая линейка

В зависимости от клинических требований, широкая линейка EndoJaw предлагает четыре разных варианта – овальные бранши или аллигатор, с иглой, либо без иглы.

Качественная биопсия

Острые бранши с отверстиями, изготовленные из нержавеющей стали обеспечивают получение требуемого материала.

Получение образцов ткани при помощи одноразовых щипцов

Щипцы EndoJaw имеют максимальную точность закрытия браншей, что позволяет получать высококачественные образцы ткани.

Легкое попадание в цель

Прицельную биопсию из таких мест, как, к примеру, пищевод, гораздо легче взять благодаря уникальной технологии OLYMPUS - "Качающиеся бранши"

Цвет оплетки обозначает область применения инструмента

		Зеленый
		Серый
		Голубой





Одноразовые биопсийные щипцы с овальными браншами с отверстиями



- Ребристая поверхность для более легкого введения
- Бранши с отверстиями
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Цветовое обозначение вводимой части позволяет легко определить область применения



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Цветовое обозначение	Область применения
FB-231D	N1082020	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	Ⓐ
FB-231K	N1081220	20	● 2,0 mm	1550 mm	■	Ⓑ
FB-230K	E0482104	20	● 2,8 mm	1550 mm	■	Ⓒ
FB-230U	E0482105	20	● 2,8 mm	2300 mm	■	Ⓓ Эндоскопия
FB-232U	N1084830	5	● 3,7 mm	2300 mm	■	Ⓔ

Одноразовые биопсийные щипцы с овальными браншами и иглой



- Ребристая поверхность для более легкого введения
- Бранши с отверстиями
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Игла для точной фиксации инструмента при биопсии
- Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации области применения



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Цветовое обозначение	Область применения
FB-241D	N1082220	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	Ⓐ
FB-241K	N1081420	20	● 2,0 mm	1550 mm	■	Ⓑ
FB-240K	E0482106	20	● 2,8 mm	1550 mm	■	Ⓒ
FB-240U	E0482107	20	● 2,8 mm	2300 mm	■	Ⓓ Эндоскопия
FB-242U	N1084930	5	● 3,7 mm	2300 mm	■	Ⓔ

Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа “Аллигатор”



- Ребристая поверхность для более легкого введения
- Бранши с отверстиями
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
- Цветовое обозначение вводимой части позволяет легко определить область применения



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Цветовое обозначение	Область применения
FB-211D	N1081620	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	⌚
FB-211K	N1080820	20	● 2,0 mm	1550 mm	■	⌚
FB-210K	E0482100	20	● 2,8 mm	1550 mm	■	⌚
FB-210U	E0482101	20	● 2,8 mm	2300 mm	■	⌚ Эндоскопия
FB-212U	N1084630	5	● 3,7 mm	2300 mm	■	⌚

Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа “Аллигатор с иглой”



- Ребристая поверхность для более легкого введения
- Бранши с отверстиями
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
- Игла для фиксирования инструмента при биопсии
- Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации области применения



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Цветовое обозначение	Область применения
FB-221D	N1081820	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	⌚
FB-221K	N1081020	20	● 2,0 mm	1550 mm	■	⌚
FB-220K	E0482102	20	● 2,8 mm	1550 mm	■	⌚
FB-220U	E0482103	20	● 2,8 mm	2300 mm	■	⌚ Эндоскопия
FB-222U	N1084730	5	● 3,7 mm	2300 mm	■	⌚




Многоразовые щипцы для прицельной биопсии



Уникальный механизм Swing-Jaw специально разработан для удобства проведения биопсии в таких местах, как пищевод, кишка, трахея и бронхи.

Щипцы типа “Аллигатор” и “Крысиный зуб” обеспечивают надежную фиксацию в месте биопсии, позволяя получить достаточное количество требуемой ткани.



Вращение

Функция вращения облегчает проведение биопсии.


Эффективная обработка

Щипцы изготовлены из легко очищаемого автоклавируемого материала.



Бранши с отверстиями

Окошко в каждой чашечке сводит к минимуму травмирование ткани и позволяет получить большее количество биоптата.





Многоразовые биопсийные щипцы типа “Аллигатор” с механизмом SwingJaw



- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши с отверстиями



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина		Область применения
FB-52C-1	026659	1	● 2,0 mm	1050 mm		
FB-52K-1	026660	1	● 2,0 mm	1550 mm		

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Аллигатор с крысиным зубом” с механизмом SwingJaw



- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши с отверстиями
- Версия с функцией вращения для лучшего позиционирования
- Игла для фиксирования инструмента при биопсии



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-54K-1	026617	1	● 2,8 mm	1550 mm		
FB-54KR-1	026692	1	● 2,8 mm	1550 mm	Вращающиеся	
FB-54U-1	026619	1	● 2,8 mm	2300 mm		

Многоразовые биопсийные щипцы с иглой типа “Аллигатор” с механизмом SwingJaw



- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши с отверстиями
- Версия с функцией вращения для лучшего позиционирования



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-55CR-1	026629	1	● 2,8 mm	1050 mm	Вращающиеся	Торакоскопия
FB-55K-1	026622	1	● 2,8 mm	1550 mm	Вращающиеся	
FB-55KR-1	026693	1	● 2,8 mm	1550 mm		
FB-55U-1	026624	1	● 2,8 mm	2300 mm		

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Крысиный зуб” с механизмом SwingJaw




- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши с отверстиями
- Изоляционное покрытие
- Порт для промывки





Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-39Q-1	026673	1	● 2,2 mm	1950 mm	Люверсное соединение для впрыска контраста	
FB-40Q-1	026674	1	● 2,8 mm	1950 mm		

Полный спектр многоразовых биопсийных щипцов



- Качественные материалы и отличная конструкция обеспечивают долгий срок службы.
- Специально разработанные очень острые чашечки из нержавеющей стали позволяют получать более качественный биоптат.
- Конструкция с механизмом точного закрытия браншей обеспечивает отличный срез и не травмирует ткань.
- Улучшенная гибкость вводимой части обеспечивает легкое введение и полную совместимость со всеми эндоскопами.



Разнообразие

Огромный выбор многоразовых биопсийных щипцов отвечает всем клиническим требованиям.

- Вращающиеся
- С иглой и без иглы
- Для эндоскопов с инструментальным каналом от 1,2 мм до 6,0 мм

Многоразовые биопсийные щипцы с овальными браншами с иглой



- Игла для фиксирования инструмента при биопсии
- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
- Бранши с отверстиями



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-22C-1	026620	1	● 2,6 mm	1050 mm		
FB-22CR-1	026672	1	● 2,6 mm	1050 mm	Вращающиеся	
FB-24E-1	026630	1	● 2,8 mm	1200 mm		Сигмоскопия
FB-24K-1	026631	1	● 2,8 mm	1550 mm		
FB-24KR-1	026662	1	● 2,8 mm	1550 mm	Вращающиеся	
FB-24Q-1	026632	1	● 2,8 mm	1950 mm		
FB-24U-1	026633	1	● 2,8 mm	2300 mm		

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Крысиный зуб”



- Бранши с отверстиями (FB-37K-1, -37U-1)
- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-56D-1	025852	1	○ 1,2 mm	1150 mm	3 Фр. тип	
FB-37K-1	026651	1	● 2,8 mm	1550 mm	С отверстиями	
FB-37U-1	026652	1	● 2,8 mm	2300 mm	С отверстиями	



Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами



- Бранши с отверстиями
- Минимальное травмирование ткани
- Доступны вращающиеся версии



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-19C-1	026602	1	● 2,0 mm	1050 mm		●
FB-19CR-1	026671	1	● 2,0 mm	1050 mm	Вращающиеся	●
FB-19K-1	026604	1	● 2,0 mm	1550 mm		●
FB-19KR-1	026661	1	● 2,0 mm	1550 mm	Вращающиеся	●
FB-19N-1	026605	1	● 2,0 mm	1800 mm		●
FB-20C-1	026612	1	● 2,6 mm	1050 mm		●
FB-35C-1	026647	1	● 2,8 mm	1050 mm		●
FB-25K-1	026608	1	● 2,8 mm	1550 mm		●
FB-25KR-1	026663	1	● 2,8 mm	1550 mm	Вращающиеся	●
FB-26N-1	026609	1	● 2,8 mm	1800 mm		●
FB-28R-1	026610	1	● 2,8 mm	2050 mm		●
FB-28U-1	026611	1	● 2,8 mm	2300 mm		●
FB-28Z-1	026614	1	● 2,8 mm	3000 mm		Сигмоскопия

Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами с иглой



- Игла для надежной фиксации инструмента при биопсии
- Идеально подходит для рутинных исследований
- Бранши с отверстиями
- Минимальное травмирование ткани



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина		Область применения
FB-34C-1	026649	1	● 2,0 mm	1050 mm		
FB-34K-1	026650	1	● 2,0 mm	1550 mm		
FB-23K-1	026621	1	● 2,8 mm	1550 mm		
FB-50K-1	026681	1	● 3,7 mm	1550 mm		
FB-50U-1	026683	1	● 3,7 mm	2300 mm		
FB-51K-1	026687	1	● 6,0 mm	1550 mm		

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Аллигатор”



- Для биопсии жестких типов тканей
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-15C-1	026645	1	● 2,0 mm	1050 mm		
FB-15K-1	026646	1	● 2,0 mm	1550 mm		
FB-36C-1	026656	1	● 2,8 mm	1050 mm	С отверстиями	
FB-36K-1	026657	1	● 2,8 mm	1550 mm	С отверстиями	

Многоразовые биопсийные щипцы с овальными браншами




- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
- Бранши с отверстиями



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина		Область применения
FB-21C-1	026615	1	● 2,0 mm	1050 mm		
FB-21K-1	026616	1	● 2,0 mm	1550 mm		

Многоразовые биопсийные щипцы с овальными браншами



- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-44U-1	N9002800	1	○ 1,2 mm	2300 mm	Совместимы с холедохоскопом CHF-BP30	

Многоразовые биопсийные щипцы с одной подвижной браншей



- Для взятия образца ткани из поврежденных опухолей и узких просветов
- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
- Одна бранша находится в статичном положении для лучшего контроля



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-11K-1	026640	1	● 2,8 mm	1550 mm	Одна подвижная бранша	

Многоразовые биопсийные щипцы с одной подвижной браншей



- Бранши с отверстиями
- Одна бранша находится в статичном положении для лучшего контроля
- Изоляционное покрытие
- Порт для промывки



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-45Q-1	026679	1	● 2,2 mm	1950 mm	Одна подвижная бранша	

Многоразовые биопсийные щипцы с одной подвижной браншей



- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
- Бранши с отверстиями
- Одна бранша находится в статичном положении для лучшего контроля
- Изоляционное покрытие
- Порт для промывки



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-46Q-1	026680	1	● 2,2 mm	1950 mm	Одна подвижная бранша “Крысиный зуб”	




Одноразовые щипцы для горячей биопсии



Качество OLYMPUS

Щипцы для горячей биопсии EndoJaw:

- Легкое введение
- Полная совместимость с эндоскопами
- Уникальный механизм SwingJaw
- Острые чашечки с отверстиями, изготовленные из нержавеющей стали



Одноразовые щипцы для горячей биопсии




- Бранши с отверстиями
- Используется электричество для коагуляции и резки
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Доступны модели с овальными браншами и с браншами типа "Аллигатор"



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FD-210U	N1082430	5	● 2,8 mm	2300 mm	Тип "Аллигатор", с отверстиями	Энтероскопия
FD-230U	N1082530	5	● 2,8 mm	2300 mm	Овальные бранши, с отверстиями	Энтероскопия

Многоразовые щипцы для горячей биопсии



MH-264



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Используется с	Область применения
FD-7C-1	024880	1	● 2,0 mm	1050 mm	MH-264	⌚
FD-6C-1	026859	1	● 2,6 mm	1050 mm	MH-264	⌚
FD-1U-1	026861	1	● 2,8 mm	2300 mm	MH-264	⌚ ⌚
FD-1Z-1	026845	1	● 2,8 mm	3000 mm	MH-264	Энтероскопия
FD-2U-1	026863	1	● 3,7 mm	2300 mm	MH-264	⌚ ⌚
MH-264	027004	1			FD-7C-1, -6C-1, -1U-1, -1Z-1, -2U-1	

02

Полипэктомия и эндоскопическая резекция



27 – 54

02

Полипэктомия и эндоскопическая резекция

27 – 54



Одноразовые инструменты

Электрохирургические петли	27
Щипцы для горячей биопсии	34
Щипцы для извлечения полипов	35
Устройства для наложения лигатур	37
Аргоно-плазменная коагуляция	39
Дистальные насадки	43
Наборы для резекции слизистой	47
Ножи для диссекции подслизистого слоя	50
Вспомогательные инструменты для диссекции подслизистого слоя	53

Многоразовые инструменты

Электрохирургические петли	30
Устройства для наложения лигатур	38
Ножницы	39
Аргоно-плазменная коагуляция	39
Коагуляционные электроды	40
Захватывающие щипцы для эндоскопической резекции слизистой	42
Спрей-катетеры	43
Дистальные насадки	45



Полный спектр одноразовых полипэктомических петель




Интегрированная ручка

- Соответствует стандартам безопасности
- Измерительная маркировка на корпусе

Больше разнообразия, больше выбор

Полный спектр петель Snare-Master позволяет выбрать идеальное устройство для полипэктомии или резекции слизистой. Имеется возможность выбора мягкого или жесткого типа проволоки в дополнение к серповидным и овальным петлям.



Овальные петли

- Толстая плетенная проволока обеспечивает лучшую коагуляцию и контроль
- Короткая петля для лучшей маневренности



Серповидные петли


- Специально разработаны для резекции слизистой с использованием дистальной насадки
- Тонкая, мягкая проволока для оптимального позиционирования

Полипэктомия и резекция слизистой

Одноразовые овальные электрохирургические петли



- Овальная петля широкого раскрытия
- Толстая плетенная проволока для лучшей коагуляции и контроля
- Интегрированная ручка с измерительной маркировкой



2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли (A)	Диаметр проволоки		Область применения
SD-210U-10	026138	10	● 2,8 mm	2300 mm	10 mm	0,47 mm		 
SD-210U-15	026137	10	● 2,8 mm	2300 mm	15 mm	0,47 mm		 
SD-210U-25	026136	10	● 2,8 mm	2300 mm	25 mm	0,47 mm		 

Одноразовые овальные электрохирургические петли




- Серповидная форма для резекции слизистой с использованием дистальной насадки
- Тонкая, мягкая проволока
- Интегрированная ручка с измерительной маркировкой



2

STERILE


Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли (A)	Диаметр проволоки		Область применения
SD-221L-25	025850	10	● 2,0 mm	1650 mm	25 mm	0,3 mm		
SD-221U-25	025851	10	● 2,0 mm	2300 mm	25 mm	0,3 mm		 Эндоскопия



Одноразовые овальные жесткие электрохирургические петли



- Идеальна для плоских полипов
- Овальная петля широкого раскрытия со спиралевидной навивкой для лучшего захвата слизистой
- Плетенная проволока обеспечивает лучшую коагуляцию
- Интегрированная ручка с измерительной маркировкой



2


STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли (A)	Диаметр проволоки	Область применения
SD-230U-20	N1074530	10	● 2,8 mm	2300 mm	20 mm	0,48 mm	 

Одноразовые овальные мягкие электрохирургические петли



- Мягкая петля для лучшей маневренности
- Овальная петля широкого раскрытия
- Плетенная проволока обеспечивает лучшую коагуляцию
- Интегрированная ручка с измерительной маркировкой




2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли (A)	Диаметр проволоки	Область применения
SD-240U-10	N1083230	10	● 2,8 mm	2300 mm	10 mm	0,40 mm	 
SD-240U-15	N1083330	10	● 2,8 mm	2300 mm	15 mm	0,40 mm	 
SD-240U-25	N1083430	10	● 2,8 mm	2300 mm	25 mm	0,40 mm	 

Многоразовые электрохирургические петли OLYMPUS



Разные формы для разных ситуаций: Серповидные, гексагональные и овальные.

Для разных клинических ситуаций


Полипэктомия – сложная процедура, требующая определенных навыков. Чтобы облегчить ее, OLYMPUS предлагает полный спектр электрохирургических петель разных форм и с разными конфигурациями проволоки.




Многоразовые овальные электрохирургические петли



- Овальная петля широкого раскрытия
- SD-9U-1, -12U-1 и SD-310Z-25 имеют толстую плетенную проволоку (0,47мм)
- SD-11U-1 и -13U-1 имеют стандартную плетенную проволоку (0,43мм)



МН-264




Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли (А)	Диаметр проволоки	Используется с	Область применения
MAJ-15	SD-9U-1...-13U-1	026008	1 оболочка	● 2,8 mm	2300 mm			MAJ-16, -18, -20 или -22, МН-264	
MAJ-22	SD-13U-1	026022	1 петля	● 2,8 mm	2300 mm	15 mm	0,43 mm	MAJ-15 и МН-264	
MAJ-20	SD-12U-1	026019	1 петля	● 2,8 mm	2300 mm	15 mm	0,47 mm	MAJ-15 и МН-264	
MAJ-18	SD-11U-1	026017	1 петля	● 2,8 mm	2300 mm	25 mm	0,43 mm	MAJ-15 и МН-264	
MAJ-16	SD-9U-1	026009	1 петля	● 2,8 mm	2300 mm	25 mm	0,47 mm	MAJ-15 и МН-264	
	SD-310Z-25	N3041130	1 набор	● 2,8 mm	3000 mm	25 mm	0,47 mm	Набор состоит из МН-264, двух петель и двух оболочек	Энтероскопия
МН-264	Ручка	027004	1 ручка					SD-9U-1... -13U-1	

Многоразовая овальная электрохирургическая петля с шипами



- Для резекции слизистой и извлечения плоских полипов
- Овальная петля широкого раскрытия
- Шипы предотвращают соскальзывание
- Плетенная проволока для контролируемой резки с коагуляционным эффектом



МН-264




Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли (А)	Диаметр проволоки	Используется с	Область применения
MAJ-15	SD-16U,-17U-1	026008	1 оболочка	● 2,8 mm	2300 mm			MAJ-24 или MAJ-26 и МН-264	
MAJ-24	SD-16U-1	026024	1 петля	● 2,8 mm	2300 mm	25 mm	0,43 mm	MAJ-15 и МН-264	
MAJ-26	SD-17U-1	026026	1 петля	● 2,8 mm	2300 mm	15 mm	0,43 mm	MAJ-15 и МН-264	
МН-264	Ручка	027004	1 ручка					SD-16U-1...-17U-1	


Многоразовая серповидная электрохирургическая петля



- Тонкая, мягкая проволока
- SD-7P-1: Серповидная форма идеальна для резекции слизистой с использованием дистальной насадки
- SD-7C-1, -18C-1: Для резекции опухолей в бронхах



МН-264




Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли (А)	Диаметр проволоки	Используется с	Область применения
MAJ-377	SD-7C, -18C-1	028226	1 оболочка	● 2,0 mm	1050 mm			MAJ-557 или MAJ-378 и МН-264	
MAJ-557	SD-7C-1	026971	1 петля	● 2,0 mm	1050 mm	23 mm	0,3 mm	MAJ-377 и МН-264	
MAJ-378	SD-18C-1	028227	1 петля	● 2,0 mm	1050 mm	13 mm	0,3 mm	MAJ-377 и МН-264	
MAJ-10	SD-7P-1	026000	1 оболочка	● 2,0 mm	1900 mm			MAJ-11 и МН-264	
MAJ-11	SD-7P-1	026001	1 петля	● 2,0 mm	1900 mm	23 mm	0,3 mm	MAJ-10 и МН-264	
МН-264	Ручка	027004	1 ручка					SD-7C-1, -18C-1, -7P-1	

Многоразовая серповидная электрохирургическая петля с металлической оболочкой



- Тонкая, мягкая проволока
- Металлическая оболочка, снаружи покрытая пластиком обеспечивает лучший толкающий эффект
- Плетенная проволока для лучшей коагуляции



МН-264




Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли (А)	Диаметр проволоки	Используется с	Область применения
MAJ-219	SD-5U-1	026421	1 металлическая оболочка	● 2,8 mm	2300 mm			MAJ-218 и МН-264	
MAJ-218	SD-5U-1	028221	1 петля	● 2,8 mm	2300 mm	22 mm	0,4 mm	MAJ-219 (металлическая оболочка) и МН-264	
MAJ-431	SD-5U-1	027407	1 проводник петли					SD-5U-1, используется для введения петли в металлическую оболочку	
МН-264	Ручка	027004	1 ручка					SD-5U-1	


Многоразовые гексагональные электрохирургические петли



- Тонкая мягкая петля
- Идеальна для резекции плоских полипов



MH-264




Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли (A)	Диаметр проволоки	Используется с	Область применения
MAJ-10	SD-8P-1	026000	1 оболочка	● 2,0 mm	1900 mm			MAJ-12 и MH-264	☞ ☞
MAJ-12	SD-8P-1	026002	1 петля	● 2,0 mm	1900 mm	23 mm	0,3 mm	MAJ-10 и MH-264	☞ ☞
MH-264	Ручка	027004	1 ручка					SD-8P-1	


Многоразовые гексагональные электрохирургические петли с металлической оболочкой



- Тонкая мягкая петля
- Идеальна для резекции плоских полипов
- Металлическая оболочка, снаружи покрытая пластиком обеспечивает лучший толкающий эффект
- Плетенная проволока для лучшей коагуляции



MH-264



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли (A)	Диаметр проволоки	Используется с	Область применения
MAJ-219	SD-6U-1	026421	1 металлическая оболочка	● 2,8 mm	2300 mm			MAJ-221 и MH-264	☞ ☞
MAJ-221	SD-6U-1	028223	1 петля	● 2,8 mm	2300 mm	22 mm	0,4 mm	MAJ-219 (металлическая оболочка) и MH-264	☞ ☞
MAJ-431	SD-6U-1	027407	1 проводник петли					SD-6U-1, для введения петли в металлическую оболочку	☞ ☞
MH-264	Ручка	027004	1 ручка					SD-6U-1	

Одноразовые щипцы для горячей биопсии



- Бранши с отверстиями
- Используется электричество для коагуляции и резки
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши типа “Аллигатор” или овальные

2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FD-210U	N1082430	5	● 2,8 mm	2300 mm	Бранши с отверстиями типа “Аллигатор”	Энтероскопия
FD-230U	N1082530	5	● 2,8 mm	2300 mm	Овальные бранши с отверстиями	Энтероскопия

Многоразовые щипцы для горячей биопсии



- Используется электричество для коагуляции и резки
- Овальные бранши
- Используются с МН-264




МН-264



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Используется с	Область применения
FD-7C-1	024880	1 щипцы	● 2,0 mm	1050 mm	МН-264	Энтероскопия
FD-6C-1	026859	1 щипцы	● 2,6 mm	1050 mm	МН-264	Энтероскопия
FD-1U-1	026861	1 щипцы	● 2,8 mm	2300 mm	МН-264	Энтероскопия
FD-1Z-1	026845	1 щипцы	● 2,8 mm	3000 mm	МН-264	Энтероскопия
FD-2U-1	026863	1 щипцы	● 3,7 mm	2300 mm	МН-264	Энтероскопия
МН-264	027004	1 ручка			FD-7C-1, -6C-1, -1U-1, -1Z-1, -2U-1	Энтероскопия



Одноразовые захватывающие щипцы типа “Тренога”



Отличные захватывающие возможности

PolyGrab предназначены для извлечения инородных тел и полипов. Конструкция широкого раскрытия обеспечивает прекрасные захватывающие возможности, а закругленные кончики не травмируют ткань.





Одноразовые захватывающие щипцы – “Тренога” **POLYGRAB**



- Для извлечения полипов и инородных тел
- Безопасные кончики инструмента




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-600U	N1077230	5	● 2,8 mm	2300 mm	20 mm	

Многоразовые захватывающие щипцы – “Тренога”



- Для извлечения полипов и инородных тел
- Идеальны для больших полипов
- Пластиковая оболочка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-45U-1	026795	1	● 2,8 mm	2300 mm	20 mm	

Многоразовые захватывающие щипцы – “Пятинога”



- Для извлечения полипов и инородных тел
- Идеальны для малых полипов
- Для мягкой ткани
- Пластиковая оболочка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-46U-1	026797	1	● 2,8 mm	2300 mm	20 mm	



Одноразовое лигирующее устройство для эффективного предотвращения кровотечений




Эндоскопическое лигирование просто

PolyLoop – удобное и эффективное устройство для предотвращения кровотечений во время и после полипэктомии.

Простая процедура лигирования обеспечивает безопасную полипэктомию с минимальным риском.

При использовании нейлоновой петли для гемостаза травмирование ткани сведено на минимум. Петля остается на месте некоторое время, затем выводится естественным путем через желудочно-кишечный тракт.





Одноразовые лигирующие устройства

PolyLoop™



- Для лигирования полипов перед полипэктомией
- Предотвращает кровотечения
- Предзаряженная, готовая к использованию петля
- Интегрированная ручка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли	Область применения
HX-400U-30	N1813230	5	● 2,8 mm	2300 mm	30 mm	

Многоразовые лигирующие устройства

PolyLoop™



- Для лигирования полипов перед полипэктомией
- Предотвращает кровотечения
- Два разных размера петли
- Для использования с МА-479



Только HX-20U-1



Только MAJ-254, VAJ-340

Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли	Цвет	Функции	Область применения
	HX-20U-1	026292	1 устройство	● 2,8 mm	2300 mm			Основное устройство, используется с МА-479, MAJ-254, MAJ-340	
MAJ-253	HX-20U-1	026293	1 оболочка	● 2,8 mm	2300 mm			Оболочка для HX-20U-1	
MAJ-254		026294	10 петель			30 mm	Белый	Для использования с HX-20U-1	
MAJ-340		026315	10 петель			20 mm	Желтый	Для использования с HX-20U-1	

Ручка для многоразового лигирующего устройства



Обозначение	Артикул	Количество	Использовать с
МА-479	026951	1 ручка	HX-20U-1

Многоразовые ножницы для обрезания лигатур



- Для срезания лигатур OLYMPUS



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина		Область применения
FS-5U-1	026339	1	● 2,8 mm	2300 mm		

Одноразовые аргано-плазменные электроды



- Метки на дистальном конце электрода



Код артикула	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Совместимость	Область применения
MAJ-1012	N1034560	10	● 2,8 mm	2200 mm	Olympus Endoplasma	
	E0427826	10	● 3,2 mm	2200 mm	Olympus Endoplasma, ERBE	

Многоразовые аргано-плазменные электроды



- Метки на дистальном конце электрода



Только MAJ-1011



Только E0427825

Код артикула	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Совместимость	Область применения
MAJ-1011	N1034460	1	● 2,8 mm	2200 mm	Olympus Endoplasma	
	E0427825	1	● 3,2 mm	2200 mm	Olympus Endoplasma, ERBE	

Аксессуары для аргано-плазменной коагуляции

Код артикула	Артикул	Количество	Описание
MAJ-1010	N1034360	1	Соединительный кабель для всех возможных типов аргано-плазменных электродов
MAJ-1013	N1034660	5	Ирригационный адаптер для обработки многоразовых аргано-плазменных электродов

Многоразовые коагуляционные электроды

		- Для прижигания образований в бронхах - Зеленая метка на дистальном конце для безопасного использования				
Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина		Область применения
CD-6C-1	N1072530	1	● 2,0 mm	1050 mm		

Многоразовые электрохирургические ножки



- KD-31C-1: для резекции в бронхах
- KD-1L-1: выдвижная игла для резекции в пределах ЖКТ, набор содержит 2 ножа и 1 оболочку (MA-432, -433)
- Для использования с SD-ручкой (MH-264)



MH-264



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина ножа	Использовать с	Область применения
	KD-31C-1	026097	2 ножа	● 2,0 mm	1050 mm	5 мм, тип “лопатка”	MH-264	
MA-432, -433	KD-1L-1	026415	1 набор	● 2,8 mm	1650 mm	3 мм, тип “игла”	MH-264	
MH-264	Ручка	027004	1 ручка				KD-1L-1, -31C-1	


EMR и ESD: Расширяя мир эндоскопии



Широкая линейка инструментов для эндоскопической резекции слизистой (EMR) и эндоскопической диссекции подслизистого слоя (ESD)

За последнее время эндоскопия сильно изменила лицо современной медицины. То, что раньше было простым диагностическим инструментом превратилось в множество мощных терапевтических систем, которые позволяют эффективно производить хирургические вмешательства.

OLYMPUS предлагает законченную линейку терапевтических аксессуаров для поддержки самых передовых процедур – минимально инвазивной резекции раннего рака, включая EMRC (Эндоскопическая резекция слизистой с помощью дистального колпачка) и ESD (Эндоскопическая резекция подслизистого слоя).







Многоразовые захватывающие щипцы для EMR, тип “Аллигатор с крысиным зубом”



- Длинные бранши подходят для захвата большой области слизистой во время EMR с использованием двухканального эндоскопа
- Тип “Аллигатор с крысиным зубом”
- Изолированная оболочка
- Также подходят для извлечения инородных тел



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-42L-1	026789	1	● 2,8 mm	1650 mm	11,3 mm	
FG-47L-1	026787	1	● 2,8 mm	1650 mm	14,9 mm	
FG-49L-1	026236	1	● 2,8 mm	1650 mm	19,5 mm	

Многоразовые захватывающие щипцы для EMR, тип “Крысиный зуб”





FG-48L-1




FG-50L-1

- Длинные бранши подходят для захвата большой области слизистой во время EMR с использованием двухканального эндоскопа
- Тип “Крысиный зуб” для лучшего захвата слизистой
- Изолированная оболочка
- Также подходят для извлечения инородных тел



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-48L-1	026235	1	● 2,8 mm	1650 mm	19,5 mm	
FG-50L-1	026237	1	● 2,8 mm	1650 mm	15,5 mm	

Многоразовые Спрей-катетеры




Кода артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Использовать с	Область применения
MAJ-929	PW-6C-1	026027	1 катетер	● 2,0 mm	1050 mm	MAJ-929	
	PW-6C-1	026028	1 клапан	● 2,0 mm	1050 mm	PW-6C-1	
	PW-6P-1	026090	1	● 2,0 mm	1900 mm		
	PW-5L-1	026088	1	● 2,8 mm	1650 mm		
	PW-5V-1	026089	1	● 2,8 mm	2400 mm		

Одноразовый прямой дистальный колпачок для ESD (Эндо-скопической диссекции подслизистого слоя)



- Мягкий колпачок для более легкого введения эндоскопа
- Для проведения эндоскопической диссекции подслизистого слоя
- Боковое отверстие для дренажа жидкости



Обозначение	Артикул	Количество	Наружный диаметр	Совместимость с эндоскопами	Область применения
D-201-10704	028561	10	11,0 mm	Гастроскопы: GIF-XQ140, -XQ230, -XQ240, -SP240, XG-260, 1T130, -P140, -Q165 Энтероскопы: SIF-Q180	
D-201-11304	028562	10	11,6 mm	Гастроскопы: GIF-XQ30, -XQ40, -130, -140, -V, -Q160, -Q240X, Q260	
D-201-11804	028563	10	12,1 mm	Гастроскопы: GIF-Q140, -Q145, -Q230, -Q240, -H180, -H26 Колоноскопы: PCF-P240	
D-201-12704	028564	10	13,0 mm	Гастроскопы: GIF-Q30, -Q40, -T140, -1TQ160 Колоноскопы: PCF-140, -Q260A, -230, -240, -160A, -Q180A	
D-201-14304	028566	10	14,6 mm	Гастроскопы: GIF-XTQ160, -2T160 Колоноскопы: CF-130, -140, -Q140, -T140, -Q145, -Q240, -V, -Q160, -Q160S, -Q160A, -Q160D, -Q240A, -Q165, -Q180A	
D-201-15004	028567	10	15,3 mm	Колоноскопы: CF-30, -40, -230, -2T160, H180A	

Одноразовый прямой дистальный колпачок для zoom эндоскопии



- Мягкий колпачок облегчает введение эндоскопа
- Длина колпачка обеспечивает оптимальный обзор слизистой



Обозначение	Артикул	Количество	Наружный диаметр	Совместимость с эндоскопами	Область применения
D-201-11802	024766	12	12,1 mm	Гастроскопы: GIF-Q240Z	
D-201-12402	026052	12	12,7 mm	Гастроскопы: GIF-Q160Z, -FQ260Z, -H260Z	
D-201-16403	E0426964	12	16,7 mm	Колоноскопы: CF-Q160Z, -Q240Z, -FH260AZ	

Одноразовый дистальный колпачок с ободком для резекции слизистой (EMRC)



- Широкий
- Мягкий
- Скошенный дизайн
- Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
- Вырез для оптимального позиционирования



Обозначение	Артикул	Количество	Наружный диаметр	Совместимость с эндоскопами	Область применения
D-206-01	N1070230	5	18,1 mm	Гастроскопы: GIF-P140, -160	
D-206-02	N1070330	5	18,1 mm	Гастроскопы: GIF-Q165, -Q180, -XQ200, -XQ240, -Q260, -XQ260	
D-206-03	N1070430	5	18,1 mm	Гастроскопы: GIF-V, -V70, -100, -130, -XQ140, -XQ30, -XQ40, -XQ230, -Q240X, -Q260	
D-206-04	N1070530	5	18,1 mm	Гастроскопы: GIF-V2, -140, -Q160, -Q240, -H260, -H180	
D-206-05	N1070630	5	18,1 mm	Гастроскопы: GIF-Q140, -Q200, -Q230, -Q30, -Q40, -1T130, -1T140, -1TQ160, -1T240, -H260Z	
D-206-06	N1070730	5	18,1 mm	Гастроскопы: GIF-1T100, -2T240	



Многоразовый прямой дистальный колпачок



- Прозрачный колпачок не мешает обзору
- Для проведения эндоскопической диссекции подслизистого слоя (ESD)



Обозначение	Артикул	Количество	Наружный диаметр	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MH-462	028933	5	12,6 mm	Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -XQ200, -XQ230, -XQ240, -SP240, -XQ260, -Q165, -Q180	
MH-463	028938	5	13,5 mm	Гастроскопы: GIF-XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140, -Q145, Q160, -H180, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -Q260, -H260, -V Колоноскопы: PCF-P240A	
MH-464	028942	5	14,7 mm	Гастроскопы: GIF-V10, -Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130, -1T140, -1TQ160, -Q200, -Q230, -1T240 Колоноскопы: PCF-20, -100, -130, -140, -160A, -200, -230, -240, -Q260A, -Q180A	
MH-465	028941	5	16,6 mm	Гастроскопы: GIF-2T20, -1T100 Колоноскопы: CF-P20, -V	
MH-466	028940	5	17,2 mm	Гастроскопы: GIF-2T100, -XTQ160, -2T160, -2T200 Колоноскопы: CF-30, -40, -100T, -1T140, -130, -140, -Q140, -Q145, -Q160S, -Q160, -Q160A, -Q160D, -2T160, -230, -Q240, -Q240A, -Q165, -Q180A, -H180, PCF-Q260A	
MH-483	028948	5	19,0 mm	Колоноскопы: CF-20, -1T20, -100, -1T100, -200, -1T200, -2T200, -200Z, -Q200Z, -Q160Z	

Многоразовый дистальный колпачок с ободком для резекции слизистой (EMRC)



- Широкий
- Скошенный
- Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
- Вырез для оптимального позиционирования



Обозначение	Артикул	Количество	Наружный диаметр	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MAJ-295	028971	5	16,1 mm	Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -XQ200, -XQ230, -XQ240, -SP240, -XQ260, -Q165, -Q180	
MAJ-296	028972	5	16,1 mm	Гастроскопы: GIF-XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140, -Q145, -Q160, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -Q260, -H260, -V, -H180 Колоноскопы: PCF-P240A	
MAJ-297	028973	5	16,1 mm	Гастроскопы: GIF-Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130, -1T140, -Q200, -Q230, -1T240, -1TQ160 Колоноскопы: PCF-20, -100, -130, -140, -160A, -200, -230, -240, -Q260A, -Q180A	

Многоразовый прямой дистальный колпачок с ободком для резекции слизистой (EMRC)



- Широкий
- Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
- Также подходит для использования с лигирующим устройством (HX-21L-1)



Обозначение	Артикул	Количество	Наружный диаметр	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MH-593	028554	5	12,9 mm	Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -XQ200, -XQ230, -XQ240, -SP240, -XQ260, -Q165, -Q180	
MH-594	028555	5	13,9 mm	Гастроскопы: GIF-XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140, -Q145, Q160, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -Q260, -H180, -H260, -V Колоноскопы: PCF-P240A	
MH-595	028556	5	14,9 mm	Гастроскопы: GIF-Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130, -1T140, -1TQ160, -Q200, -Q230, -1T240 Колоноскопы: PCF-20, -100, -130, -140, -160A, -200, -230, -240, -Q260A, -Q180A	
MH-597	028558	5	17,1 mm	Гастроскопы: GIF-2T100, -2T160, -2T200, -XTQ160 Колоноскопы: CF-30, -40, -100T, -1T140, -130, -140, -Q140, -Q145, -Q160, -Q160S, -Q160A, -Q160D, -2T160, -230, -Q240, -Q240A, -Q165, -Q180A, -H180A	

Многоразовый косой дистальный колпачок с ободком для резекции слизистой (EMRC)



- Широкий
- Скошенный
- Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
- Также подходит для использования с лигирующим устройством (HX-21L-1)
- Вырез для оптимального позиционирования





Обозначение	Артикул	Количество	Наружный диаметр	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MAJ-289	028965	5	12,8 mm	Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -XQ200, -XQ230, -XQ240, -XQ260, -SP240, -Q165, -Q180	
MAJ-290	028966	5	13,8 mm	Гастроскопы: GIF-XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140, -Q145, Q160, -H180, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -Q260, -H260, -V Колоноскопы: PCF-P240A	
MAJ-291	028967	5	14,8 mm	Гастроскопы: GIF-Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130, -1T140, -1TQ160, -Q200, -Q230, -1T240 Колоноскопы: PCF-20, -100, -130, -140, -160A, -200, -230, -240, -Q260A, -Q180A	
MAJ-292	028968	5	16,5 mm	Гастроскопы: GIF-2T20, -1T100 Колоноскопы: CF-P20, -V	
MAJ-293	028969	5	17,1 mm	Гастроскопы: GIF-2T100, -XTQ160, -2T160, -2T200 Колоноскопы: CF-30, -40, -100T, -1T140, -130, -140, -Q140, -Q145, -Q160S, -Q160, -Q160A, -Q160D, -2T160, -230, -Q240, -Q240A, -Q165, -Q180A, -H180A	
MAJ-294	028970	5	19,1 mm	Колоноскопы: CF-20, -1T20, -100, -1T100, -200, -1T200, -2T200, -200Z, -Q200Z, -Q160Z	

Одноразовые наборы для эндоскопической резекции слизистой в верхних и нижних отделах желудочно-кишечного тракта

EMRKit™
Endoscopic Mucosal Resection

Использование дистального колпачка облегчает проведение эндоскопической резекции слизистой (EMRC). Каждый набор состоит из готовых к использованию, стерильных инструментов: дистальных колпачков, спрей катетеров, инъекционных игл и петель.



EMRKit™
FOR LOWER GI
Endoscopic Mucosal Resection

EMR – идеальный метод для нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Локальная инъекция раствора осуществляет подъем слизистой, затем производится ее резекция плетеной петлей.





EMR наборы с косым дистальным колпачком для верхних отделов ЖКТ

EMRKit
Endoscopic Mucosal Resection



- Готовый к использованию набор для EMRC в верхних отделах ЖКТ
- Набор включает в себя спрей катетер (PW-205L), инъекционную иглу, электрохирургическую петлю (SD-221L-25) и дистальный колпачок.
- Колпачок: Мягкий широкий косой с ободком



2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Длина	Тип дистального колпачка	Совместимость с эндоскопами	Область применения
K-005	N1070830	1 набор	1650 mm	D-206-01	Гастроскопы: GIF-160	
K-006	N1077930	1 набор	1650 mm	D-206-02	Гастроскопы: GIF-Q165, -Q180, -XQ200, -XQ240, -Q260	
K-007	N1071030	1 набор	1650 mm	D-206-03	Гастроскопы: GIF-V, -V70, -100, -130, -XQ140, -XQ30, -XQ40, -XQ230, -Q240X	
K-008	N1071130	1 набор	1650 mm	D-206-04	Гастроскопы: GIF-V2, -140, -Q160, -Q240, -H180	
K-009	N1071230	1 набор	1650 mm	D-206-05	Гастроскопы: GIF-Q140, -Q200, -Q230, -Q30, -Q40, -1T130, -1T140, -1T240	

EMR наборы с прямым дистальным колпачком для верхних отделов ЖКТ

EMRKit
Endoscopic Mucosal Resection



- Готовый к использованию набор для EMRC в верхних отделах ЖКТ
- Набор включает в себя спрей катетер (PW-205L), инъекционную иглу, электрохирургическую петлю (SD-221L-25) и дистальный колпачок.
- Колпачок: Прямой, с ободком



2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Длина	Тип дистального колпачка	Совместимость с эндоскопами	Область применения
K-001	025846	1 набор	1650 mm	D-402-13212	Гастроскопы: GIF-PV10, -XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140, -Q145, Q160, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -V, -H180 Колоноскопы: CF-Q145	
K-002	025847	1 набор	1650 mm	D-402-14212	Гастроскопы: GIF-V10, -Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130, -1T140, -Q200, -Q230, -1T240 Энтероскопы: SIF-10 Колоноскопы: PCF-10, -20, -100, -130, -140, -160A, -200, -230, -240	 Энтероскопия
K-011	N2485230	1 набор	1650 mm	D-402-12212	Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -Q165, -Q180, -XQ200, -XQ230, -XQ240, -SP240, -XQ260	

EMR наборы с косым дистальным колпачком для верхних отделов ЖКТ

EMR KIT
Endoscopic Mucosal Resection



- Готовый к использованию набор для EMRC в верхних отделах ЖКТ
- Набор включает в себя спрей катетер (PW-205L), инъекционную иглу, электрохирургическую петлю (SD-221L-25) и дистальный колпачок.
- Колпачок: Широкий косой с ободком



2 **STERILE**

Обозначение	Артикул	Количество	Длина	Тип дистального колпачка	Совместимость с эндоскопами	Область применения
K-003	025848	1 набор	1650 mm	D-405-15514	Гастроскопы: GIF-PV10, -XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140, -Q145, Q160, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -V, -H180 Колоноскопы: CF-Q145, PCF-P240A	
K-004	025849	1 набор	1650 mm	D-406-15514	Гастроскопы: GIF-V10, -Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130, -1T140, -Q200, -Q230, -1T240 Энтероскопы: SIF-10 Колоноскопы: PCF-10, -20, -100, -130, -140, -160A, -200, -230, -240	 Энтероскопия
K-012	N2485330	1 набор	1650 mm	D-407-15514	Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -Q165, -Q180, -XQ200, -XQ230, -XQ240, -SP240, XQ260	

EMR наборы для нижних отделов ЖКТ

EMR KIT
FOR LOWER GI
Endoscopic Mucosal Resection




- Готовый к использованию набор для EMRC в нижних отделах ЖКТ
- Набор включает в себя спрей катетер (PW-205V), инъекционную иглу, электрохирургическую петлю (SD-230U-20)

2 **STERILE**

Обозначение	Артикул	Количество	Длина	Область применения
K-010	N1072230	1 набор	2300 mm	



Ножи для диссекции подслизистого слоя (ESD)



ITknife2



HookKnife

ESD – Эндоскопическая диссекция подслизистого слоя. Представляет из себя прекрасную замену открытой хирургии. Помогает улучшить качество жизни пациента за счет уменьшения времени восстановления и, соответственно, сокращения пребывания в стационаре. OLYMPUS предлагает широкую линейку инновационных ножей, разработанных специально для ESD.

ВНИМАНИЕ


Будьте осторожны при использовании устройств для ESD

Прочтите инструкцию перед использованием инструмента. Этот инструмент изготовлен для врача эндоскописта. В некоторых случаях использование этого инструмента может привести к перфорации или кровотечению и может потребовать хирургического вмешательства, как экстренной меры. Используйте этот инструмент, только если вы прошли специальное обучение. Для информации, касательно обучения и другого информационного материала, пожалуйста свяжитесь с OLYMPUS.

Смотрите инструкцию, для дальнейшей информации



FlexKnife




TriazoleTip Knife


Окрашивание




Маркировка




Инъекция




Надрез



Диссекция



Резекция



Одноразовый электрохирургический нож ITKnife2



- Новый улучшенный электрод для легкого бокового разреза и диссекции подслизистого слоя
- Изолированный наконечник позволяет производить безопасный разрез и диссекцию больших образований
- Спиралевидная навивка оболочки с оптимальной жесткостью обеспечивает максимальную маневренность
- Для обеспечения чистого поля зрения возможно использование дистального колпачка (серии D-201)



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина ножа	Функции	Область применения
KD-611L	N2613830	1	2,8 mm	1650 mm	4 mm	Изолированный наконечник, наружный диаметр 2,2 mm	


Одноразовый электрохирургический нож HookKnife



- Имеет форму крючка
- Для обеспечения чистого поля зрения возможно использование дистального колпачка (серии D-201)
- Вращающийся



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина ножа	Функции	Область применения
KD-620LR	N1080330	1	2,8 mm	1650 mm	4,5 mm	Длина крючка: 1,3 mm; Вращающийся	
KD-620QR	N3046030	1	2,8 mm	1950 mm	4,5 mm	Длина крючка: 1,3 mm; Вращающийся	
KD-620UR	N3046130	1	2,8 mm	2300 mm	4,5 mm	Длина крючка: 1,3 mm; Вращающийся	



Одноразовый электрохирургический нож TriangleTipKnife



- Треугольный наконечник
- Не требует вращения, резекция производится в любом направлении
- Позволяет контролировать умеренные кровотечения
- Для обеспечения чистого поля зрения возможно использование дистального колпачка (серии D-201)

2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина ножа	Функции	Область применения
KD-640L	N2119630	1	● 2,8 mm	1650 mm	4,5 mm	Треугольный наконечник: 0,4 мм	

Одноразовый электрохирургический нож FlexKnife




- Гибкая конструкция для гладкого надреза и диссекции в любом направлении
- Петля для увеличенной площади соприкосновения
- Складка на дистальной части оболочки для предотвращения перфорации
- Длина петли может быть изменена для маркировки, разреза или диссекции
- Для обеспечения чистого поля зрения возможно использование дистального колпачка (серии D-201)

2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина ножа	Функции	Область применения
KD-630L	N1083530	1	● 2,8 mm	1650 mm	Изменяемая	Ширина ножа: 0,8 мм	



Инновационные устройства для ESD



Coagrasper




HotBite

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при использовании устройств для ESD

Прочтите инструкцию перед использованием инструмента. Этот инструмент изготовлен для врача эндоскописта. В некоторых случаях использование этого инструмента может привести к перфорации или кровотечению и может потребовать хирургического вмешательства, как экстренной меры. Используйте этот инструмент, только если вы прошли специальное обучение. Для информации, касательно обучения и другого информационного материала, пожалуйста свяжитесь с OLYMPUS.

Смотрите инструкцию, для дальнейшей информации



HotClaw



Одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы

Coagrasper



FD-410LR



FD-411QR/UR

- Для быстрого и надежного гемостаза при ESD
- Анти-соскальзывающая конструкция
- Упрощенный процесс коагуляции при захватывании
- Вращающиеся
- FD-411LR: Конический наконечник
- FD-411QR/UR: Уменьшенные бранши для тонких стенок кишечника

2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Функции	Область применения
FD-410LR	N1086130	1	● 2,8 mm	1650 mm	5 mm	Вращающиеся, только для гастроскопов	
FD-411QR	N3046230	1	● 3,2 mm	1950 mm	4 mm	Вращающиеся, только для колоноскопов с длиной I	
FD-411UR	N3046330	1	● 3,2 mm	2300 mm	4 mm	Вращающиеся, только для колоноскопов с длиной L	

Одноразовые электрохирургические щипцы

HotBite



- Безопасная операция, по принципу биопсии, для получения вводного отверстия в слизистой
- Отличные режущие возможности, даже на плоской слизистой
- Создает отверстия правильного размера для ITKnife 2 (KD-611L)

2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Функции	Область применения
FD-430L	N1086230	1	● 2,8 mm	1650 mm	7 mm	Острые бранши для проникновения в слизистую	

Одноразовые электрохирургические щипцы

HotClaw



- Щипцы, имеющие форму когтя, для безопасного разреза и диссекции
- Вращающийся дистальный конец, позволяющий резку в любом направлении
- Инвазия в более глубокие части может быть минимизирована за счет захвата и поднятия слизистой перед резкой

2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Функции	Область применения
FD-420LR	N2033530	1	● 2,8 mm	1650 mm	7 mm	Уникальная форма когтя, функция "Качающиеся бранши", Вращающиеся	

03

Гемостаз



57 – 68

03

Гемостаз

57 – 68



Одноразовые инструменты


Клипирующие устройства	57
Электрохирургические гемостатические щипцы	61
Инъекционные иглы	62
Аргоно-плазменная коагуляция	65
Баллонные катетеры	66

Многоразовые инструменты

Клипирующие устройства	59
Инъекционные иглы	64
Аргоно-плазменная коагуляция	65
Промывочные трубки	66
Устройства для наложения лигатур для варикозно расширенных вен пищевода	67
Ножницы для лигатур	68



Одноразовое клипирующее устройство с функцией вращения




Просто и эффективно

QuickClip2 – это новое улучшенное клипирующее устройство от изобретателя клипирования в гибкой эндоскопии

- Улучшенный метод расправления клипс с хорошей тактильной индикацией того, что бранши клипсы полностью раскрыты
- Бранши широкого раскрытия
- Стерильно упакованные предзаряженные клипсы
- Имеется функция вращения

Законченное решение

QuickClip2 готов к использованию всегда. Не требует специального дополнительного оборудования.



Одноразовые клипирующие устройства с функцией вращения

QuickClip2



- Для механического гемостаза верхних и нижних отделов ЖКТ
- Дополнительно используются для закрытия дефектов слизистой, маркировки или фиксации
- Функция вращения
- Стерильно упакованные, предзаряженные, готовые к использованию

2 STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина браншей	Область применения
HX-201LR-135, A-Set	N1809330	20	● 2,8 mm	1650 mm	7,5 mm	●
HX-201LR-135, B-Set	N1809430	5	● 2,8 mm	1650 mm	7,5 mm	●
HX-201UR-135, A-Set	N1809630	20	● 2,8 mm	2300 mm	7,5 mm	●
HX-201UR-135, B-Set	N1809730	5	● 2,8 mm	2300 mm	7,5 mm	●
HX-201YR-135, B-Set	N3049030	5	● 2,8 mm	2700 mm	7,5 mm	Энтероскопия

Одноразовые длинные клипирующие устройства с функцией вращения

QuickClip2 Long



- Для механического гемостаза верхних и нижних отделов ЖКТ
- Дополнительно используются для закрытия дефектов слизистой, маркировки или фиксации
- Удлиненные бранши для более широкого раскрытия
- Функция вращения
- Стерильно упакованные, предзаряженные, готовые к использованию

2 STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина браншей	Область применения
HX-201LR-135L, A-Set	N2284030	20	● 2,8 mm	1650 mm	9,0 mm	●
HX-201LR-135L, B-Set	N2284130	5	● 2,8 mm	1650 mm	9,0 mm	●
HX-201UR-135L, A-Set	N2284330	20	● 2,8 mm	2300 mm	9,0 mm	●
HX-201UR-135L, B-Set	N2284430	5	● 2,8 mm	2300 mm	9,0 mm	●





Многоразовое эндоскопическое клипирующее устройство

Быстро и легко перезарядить


Расположение каждой клипсы в отдельном картридже и удобный механизм перезарядки упрощает и ускоряет процедуру подготовки клипирующего устройства к работе

- Быстрый и эффективный механический гемостаз
- Функция вращения
- Автоклавируемое устройство




Инновационная система перезарядки клипс

Клипсы расположены в картриджах для быстрой и легкой зарядки. Просто вставьте дистальный конец клип аппликатора в картридж и переместите слайдер сначала назад, затем вперед.



- Стерильные, упакованные в картриджи клипсы
- Восемь разных типов клипс



Многоразовые клипирующие устройства с функцией вращения

EASY ATTACHMENT
EZ-CLIP



- Быстрая и легкая клипирующая система
- Для механического гемостаза верхних и нижних отделов ЖКТ
- Дополнительно используются для закрытия дефектов слизистой, маркировки или фиксации
- Функция вращения



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина		Область применения
HX-110LR	N1085230	1	● 2,8 mm	1650 mm		
HX-110QR	N1085330	1	● 2,8 mm	1950 mm		
HX-110UR	N1085430	1	● 2,8 mm	2300 mm		

Клипсы для многоразовых клипирующих устройств с функцией вращения

EASY ATTACHMENT
EZ-CLIP



- Стерильны, расположены в картриджах
- Большое разнообразие клипс
- Цветовое обозначение картриджей для легкого распознавания типа клипс

Угол загиба
браншей



2

STERILE

Обозначение	Артикул	Количество	Угол загиба браншей	Длина браншей	Цвет картриджа	Функции	Область применения
HX-610-135XS	N2303830	24	135°	Очень короткие (около 4 мм)	Серый	Для жестких тканей и кровоточащих язв	
HX-610-135S	N1085830	40	135°	Короткие (около 6 мм)	Зеленый	Для более сильного клипирования маленькой области	
HX-610-135	N1085630	40	135°	Стандартные (около 7,5 мм)	Розовый	Для патологии слизистой, глубоких язв, раковых тканей	
HX-610-135L	N2303930	40	135°	Длинные (около 9 мм)	Фиолетовый	Клипсы широкого раскрытия, для клипирования после резекции слизистой или полипэктомии	
HX-610-090S	N1085730	40	90°	Короткие (около 6 мм)	Белый	Для маркировки	
HX-610-090	N1085530	40	90°	Стандартные (около 7,5 мм)	Желтый	Для здоровой, эластичной слизистой, открытых сосудов, небольших перфораций, маркировки и при синдроме Мелори-Вейса	
HX-610-090L	N1085930	40	90°	Длинные (около 9 мм)	Голубой	Для здоровой, эластичной слизистой, для крупных образований, а также перед и после полипэктомии	
HX-610-090SC	N1086030	24	90°	Короткие (около 6 мм)	Белый	Специальные клипсы для маркировки: Дистальная часть окрашена, по 8 белых, красных и желтых клипс в каждой упаковке	



Одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы

Coagrasper



FD-410LR



FD-411QR/UR

- Для проведения быстрой и надежной коагуляции при эндоскопической диссекции подслизистого слоя (ESD)
- Конструкция, предотвращающая соскальзывание и обеспечивающая надежный захват кровоточащих мест
- Облегченная коагуляция при захвате
- Функция вращения
- FD-410LR: Конический наконечник для точного подхода
- FD-411QR/UR: Уменьшенные бранши для тонких стенок кишечника

2 **STERILE**

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия браншей	Функции	Область применения
FD-410LR	N1086130	1	● 2,8 mm	1650 mm	5 mm	Вращающиеся, только для гастроскопов	🔄
FD-411QR	N3046230	1	● 3,2 mm	1950 mm	4 mm	Вращающиеся, только для колоноскопов длины I	🔄
FD-411UR	N3046330	1	● 3,2 mm	2300 mm	4 mm	Вращающиеся, только для колоноскопов длины L	🔄



Одноразовые инъекционные иглы с ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



Слева: Нижний отдел ЖКТ
Справа: Верхний отдел ЖКТ

Полноценный модельный ряд

Линейка InjectorForce Max насчитывает 22 модели, отвечающие всем клиническим требованиям.


- Гладкое введение в эндоскоп
- Очень жесткая оболочка для лучшего введения и предотвращения изгибов
- Эргономичная ручка с ярко-выраженным щелчком
- Разный скос для соответствия требованиям и верхних отделов ЖКТ и нижних
- Специальная короткая (3 мм) игла для нижних отделов ЖКТ
- Доступная специальная длина для энтероскопии



Одноразовые инъекционные иглы



- Жесткая оболочка для лучшего введения и предотвращения изгибов
- Широкий выбор игл для всех клинических случаев
- Эргономичная ручка с ярко-выраженным щелчком
- Разный скос для соответствия требованиям верхних и нижних отделов ЖКТ. 14 и 30 градусов соответственно.



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина иглы	Диаметр иглы	Скос	Область применения
NM-401L-0423	N3048430	5	● 2,0 mm	1650 mm	4 mm	23G = 0,6 mm	Обычный	●
NM-401L-0523	N3048530	5	● 2,0 mm	1650 mm	5 mm	23G = 0,6 mm	Обычный	●
NM-401L-0623	N3048630	5	● 2,0 mm	1650 mm	6 mm	23G = 0,6 mm	Обычный	●
NM-401L-0425	N3048730	5	● 2,0 mm	1650 mm	4 mm	25G = 0,5 mm	Обычный	●
NM-401L-0525	N3048830	5	● 2,0 mm	1650 mm	5 mm	25G = 0,5 mm	Обычный	●
NM-401L-0625	N3048930	5	● 2,0 mm	1650 mm	6 mm	25G = 0,5 mm	Обычный	●
NM-400L-0421	N3046830	5	● 2,8 mm	1650 mm	4 mm	21G = 0,8 mm	Обычный	●
NM-400L-0621	N3046930	5	● 2,8 mm	1650 mm	6 mm	21G = 0,8 mm	Обычный	●
NM-400L-0423	N3047030	5	● 2,8 mm	1650 mm	4 mm	23G = 0,6 mm	Обычный	●
NM-400L-0523	N3047130	5	● 2,8 mm	1650 mm	5 mm	23G = 0,6 mm	Обычный	●
NM-400L-0623	N3047230	5	● 2,8 mm	1650 mm	6 mm	23G = 0,6 mm	Обычный	●
NM-400L-0425	N3047330	5	● 2,8 mm	1650 mm	4 mm	25G = 0,5 mm	Обычный	●
NM-400L-0525	N3047430	5	● 2,8 mm	1650 mm	5 mm	25G = 0,5 mm	Обычный	●
NM-400L-0625	N3047530	5	● 2,8 mm	1650 mm	6 mm	25G = 0,5 mm	Обычный	●
NM-400U-0323	N3047630	5	● 2,8 mm	2300 mm	3 mm	23G = 0,6 mm	Короткий	●
NM-400U-0423	N3047730	5	● 2,8 mm	2300 mm	4 mm	23G = 0,6 mm	Короткий	●
NM-400U-0523	N3047830	5	● 2,8 mm	2300 mm	5 mm	23G = 0,6 mm	Короткий	●
NM-400U-0623	N3047930	5	● 2,8 mm	2300 mm	6 mm	23G = 0,6 mm	Короткий	●
NM-400U-0425	N3048030	5	● 2,8 mm	2300 mm	4 mm	25G = 0,5 mm	Короткий	●
NM-400U-0525	N3048130	5	● 2,8 mm	2300 mm	5 mm	25G = 0,5 mm	Короткий	●
NM-400U-0625	N3048230	5	● 2,8 mm	2300 mm	6 mm	25G = 0,5 mm	Короткий	●
NM-400Y-0423	N3048330	5	● 2,8 mm	2700 mm	4 mm	23G = 0,6 mm	Короткий	Энтероскопия


Одноразовые инъекционные иглы с многоразовой металлической оболочкой



- Многоразовая оболочка используется с одноразовыми иглами
- Эргономичная ручка с ярко-выраженным щелчком
- Металлическая спиральная оболочка для лучшего проникновения в слизистую
- Наружная металлическая оболочка (MAJ-74, -67, -69) сочетается с внутренней иглой (MAJ-75, -76, -68, -71, -72, -73, -70)



MAJ-74, -67, -69



MAJ-75, -76, -68, -71, -72, -73, -70



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина иглы	Диаметр иглы	Использовать с	Область применения
MAJ-74	NM-8...9L-1	026992	1 оболочка	● 2,0 mm	1650 mm			MAJ-75, -76	●
MAJ-75	NM-8L-1	026540	6 игл	● 2,0 mm	1650 mm	4 mm	23G = 0,6 mm	MAJ-74	●
MAJ-76	NM-9L-1	026541	6 игл	● 2,0 mm	1650 mm	6 mm	23G = 0,6 mm	MAJ-74	●
MAJ-67	NM-4...7L-1	026991	1 оболочка	● 2,8 mm	1650 mm			MAJ-68, -71, -72, -73	●
MAJ-68	NM-4L-1	026536	6 игл	● 2,8 mm	1650 mm	4 mm	23G = 0,6 mm	MAJ-67	●
MAJ-71	NM-5L-1	026537	6 игл	● 2,8 mm	1650 mm	6 mm	23G = 0,6 mm	MAJ-67	●
MAJ-72	NM-6L-1	026538	6 игл	● 2,8 mm	1650 mm	4 mm	21G = 0,8 mm	MAJ-67	●
MAJ-73	NM-7L-1	026539	6 игл	● 2,8 mm	1650 mm	6 mm	21G = 0,8 mm	MAJ-67	●
MAJ-69	MAJ-69	026475	1 оболочка	● 2,8 mm	2300 mm			NM-4U-1	●
MAJ-70	NM-4U-1	026549	6 игл	● 2,8 mm	2300 mm	4 mm	23G = 0,6 mm	MAJ-69	●
	NM-4Z-1	026698	1 набор	● 2,8 mm	3000 mm	4 mm	23G = 0,6 mm	1 металлическая оболочка 6 игл	Энтероскопия

Одноразовые аргано-плазменные электроды



- Метки на дистальном конце электрода



Код артикула	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Совместимость	Область применения
MAJ-1012	N1034560	10	2,8 mm	2200 mm	Olympus Endoplasma	
	E0427826	10	3,2 mm	2200 mm	Olympus Endoplasma, ERBE	

Многоразовые аргано-плазменные электроды



- Метки на дистальном конце электрода



only MAJ-1011



only E0427825

Код артикула	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Совместимость	Область применения
MAJ-1011	N1034460	1	2,8 mm	2200 mm	Olympus Endoplasma	
	E0427825	1	3,2 mm	2200 mm	Olympus Endoplasma, ERBE	

Аксессуары для аргано-плазменной коагуляции



MAJ-1010



MAJ-1013

Код артикула	Артикул	Количество	Описание
MAJ-1010	N1034360	1	Соединительный кабель для всех возможных типов аргано-плазменных электродов
MAJ-1013	N1034660	5	Ирригационный адаптер для обработки многоразовых аргано-плазменных электродов

Многоразовые промывочные трубки



- Для рутинных промываний слизистой
- PR-2B-1: Может быть использован с ледяным соляным раствором в бронхах для остановки кровотечений, для бронхоальвеолярного лаважа и бронхографии



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина		Область применения
PR-2B-1	026900	1	● 2,0 mm	950 mm	Катетер без металлического наконечника.	
PW-2L-1	026081	1	● 2,0 mm	1650 mm		
PW-1L-1	026080	1	● 2,8 mm	1650 mm		
PW-1V-1	026084	1	● 2,8 mm	2400 mm		Эндоскопия

Одноразовые баллонные катетеры



- Для тампонадного гемостаза в бронхах
- Для выборочного бронхоальвеолярного лаважа и бронхографии
- Защита от перегибов
- Отличная видимость под рентгеном



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр баллона	Дистальный наконечник	Область применения
B5-2C	026928	1	● 2,0 mm	1050 mm	11 mm	5 Fr.	
B7-2C	026921	1	● 2,8 mm	1050 mm	13 mm	7 Fr.	




Устройства для наложения лигатур на варикозно расширенные вены пищевода

Quick-Loop
for Variceal Ligation



- Для лигирования варикозно расширенных вен
- Позволяет наложить любое количество петель при однократном введении эндоскопа
- Отлично видны на эндоскопической картинке
- Используется с прозрачным колпачком




MAJ-339



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли	Цвет держателя петли и коробки	Использовать с	Область применения
HX-21L-1	026313	1 инструмент	● 2,8 mm	1650 mm			MA-479 и MAJ-339	●
MAJ-339	026312	10 петля			12 mm	Розовый	HX-21L-1	●
MA-479	026951	1 ручка					HX-21L-1	

Многоразовые косые дистальные колпачки для HX-21L-1



- Дистальный колпачок для использования с HX-21L-1 для лигирования варикозно расширенных вен
- С ободком

Обозначение	Артикул	Количество	Наружный диаметр	Совместимость с эндоскопами	Использовать с	Область применения
MAJ-289	028965	5	12,8 mm	Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -Q145, -160, -V70, -XQ200, -XQ230, -XQ240, -SP240, -XQ260, -Q165, -Q180	HX-21L-1	●
MAJ-290	028966	5	13,8 mm	Гастроскопы: GIF-PV10, -XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140, -Q145, Q160, -H180, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -Q260, -H260, -V, -V70, -XV10	HX-21L-1	●
MAJ-291	028967	5	14,8 mm	Гастроскопы: GIF-V10, -Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130, -1T140, -Q200, -Q230, -1T240	HX-21L-1	●
MAJ-292	028968	5	16,5 mm	Гастроскопы: GIF-D10, -V10Z, -1TV10, -1T10, -2T10, -2T20, -1T100	HX-21L-1	●
MAJ-293	028969	5	17,1 mm	Гастроскопы: GIF-2T100, -2T160, -2T200	HX-21L-1	●

Многоразовые прямые дистальные колпачки для HX-21L-1



- Дистальные колпачки для использования с HX-21L-1 для лигирования варикозно расширенных вен
- С ободком

Обозначение	Артикул	Количество	Наружный диаметр	Совместимость с эндоскопами	Использовать с	Область применения
MH-593	028554	5	12,9 mm	Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -Q145, -160, -V70, -XQ200, -XQ230, -XQ240, -SP240, -XQ260, -Q165, -Q180	HX-21L-1	
MH-594	028555	5	13,9 mm	Гастроскопы: GIF-PV10, -XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140, -Q145, Q160, -H180, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -Q260, -H260, -V, -V70, -XV10	HX-21L-1	
MH-595	028556	5	14,9 mm	Гастроскопы: GIF-V10, -Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130, -1T140, -Q200, -Q230, -1T240	HX-21L-1	
MH-597	028558	5	17,1 mm	Гастроскопы: GIF-2T100, -2T160, -2T200	HX-21L-1	

Многоразовые ножницы для лигатур



- Для обрезания петель HX-20 и HX-21



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Область применения
FS-5U-1	026339	1	2,8 mm	2300 mm	

04

Захватывающие щипцы



71 – 80

04

Захватывающие щипцы

71 – 80




Одноразовые инструменты

Захватывающие корзинки	72
Захватывающие мини-корзинки	75
Мини-петли для извлечения инородных тел	75
Одноразовые трехногие мини-захваты	75
Трехногие захваты	76

Многоразовые инструменты

Захватывающие корзинки	73
Трехногие захваты	76
Пятиногие захваты	76
Захватывающие щипцы	77
Хирургические ножницы	80
Ножницы для лигатур	80

Полный спектр захватывающих щипцов OLYMPUS



Одноразовые и многоразовые

OLYMPUS предлагает широкий выбор захватывающих щипцов, отвечающих всем клиническим требованиям.



POLYGRAB

Тренога PolyGrab

- Удобная одноразовая конструкция
- Трехногий захват оптимален для извлечения полипов и инородных тел
- Атравматические кончики



Захватывающие щипцы

Одноразовые вращающиеся 6-проволочные захватывающие корзинки




- Для извлечения эндокапсулы OLYMPUS
- Для извлечения инородных тел и тканей
- 6-проволочная конструкция для крепкого захвата
- Функция вращения облегчает захват
- Удобная одноразовая конструкция с интегрированной ручкой



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки	Функции	Область применения
FG-460YR	N3041230	1	● 2,8 mm	2700 mm	16 mm	Вращающиеся	Эндоскопия

Одноразовые 8-проволочные корзинки для извлечения камней



- Уникальная 8-проволочная конструкция
- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Порт для впрыска жидкости
- Интегрированная ручка
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)
- FG-V421PR, -V431P: Ручка с С-образным держателем



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки (А)	Функции	Область применения
A FG-401Q	026262	1	● 2,8 mm	1950 mm	20 mm		
A FG-V421PR	N3040030	1	● 2,8 mm	1900 mm	20 mm	Вращающиеся	
B FG-V431P	N3040230	1	● 3,7 mm	1900 mm	20 mm	Совместимость с проводником 0,035"	



Одноразовые корзинки для извлечения камней



A




B

- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Интегрированная ручка
- FG-402Q, -403Q, -V422PR, -V432P: Совместимы с экстренным литотриптором (BML-110A-1), порт для впрыска жидкости
- FG-V422PR, -V432P: Ручка с С-образным держателем



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки (A)	Проволка	Функции	Область применения
A FG-33W	026777	2	1,7 mm	2500 mm	10 mm	Мягкая		
A FG-402Q	026260	1	2,8 mm	1950 mm	22 mm	Жесткая	Для легкого раскрытия в узких местах	
A FG-403Q	026261	1	2,8 mm	1950 mm	22 mm	Мягкая	Для легкого маневрирования	
A FG-V422PR	N3040130	1	2,8 mm	1900 mm	22 mm	Жесткая	Вращающиеся	
B FG-V432P	N3040330	1	3,7 mm	1900 mm	22 mm	Жесткая	Совместимость с проводником 0,035"	

Многоразовые корзинки



FG-Handle MA-479



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки	Функции	Область применения
FG-24SX-1	N1805230	1 набор	2,0 mm	700 mm	22 mm	1 корзинка, 1 ручка	Урология
FG-17K-1	026755	1 корзинка	2,0 mm	1550 mm	32 mm	Использовать с MA-479	
FG-16L-1	026751	1 корзинка	2,8 mm	1650 mm	35 mm	Использовать с MA-479	
FG-16U-1	026753	1 корзинка	2,8 mm	2300 mm	35 mm	Использовать с MA-479	
FG-22Z-1	N9001472	1	2,8 mm	3000 mm	22 mm	Интегрированная ручка	Энтероскопия
MA-479	026951	1 ручка				Использовать с FG-17K-1, -16L-1, -16U-1	

Многоразовые 8-проволочные корзинки для извлечения камней



- Уникальная 8-проволочная конструкция
- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Порт для впрыска жидкости
- Интегрированная ручка
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки (A)	Область применения
FG-301Q	026767	1	● 2,8 mm	1950 mm	20 mm	

Многоразовые корзинки для извлечения камней



- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- FG-22Q-1, -23Q-1: Совместимы с экстренным литотриптором (BML-110A-1), интегрированная ручка
- FG-18Q-1: Использовать с MA-479



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки (A)	Проволка	Функции	Область применения
FG-18Q-1	026757	1	● 2,2 mm	1950 mm	22 mm	Мягкая	Для легкого маневрирования	
FG-22Q-1	026760	1	● 2,8 mm	1950 mm	22 mm	Жесткая	Для легкого раскрытия в узких местах	
FG-23Q-1	026761	1	● 2,8 mm	1950 mm	22 mm	Мягкая	Для легкого маневрирования	

Ручка для многоразовых захватывающих корзинок



Обозначение	Артикул	Количество	Использовать с
MA-479	026951	1	FG-18Q-1

Одноразовые захватывающие мини-корзинки



- Для извлечения гладких круглых объектов и камней
- Интегрированная ручка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки	Дистальный конец	Функции	Область применения
A FG-55D	026746	1	○ 1,2 mm	1150 mm	14 mm	3 Fr.	4 параллельных проволоки	
B FG-51D	026740	1	○ 1,2 mm	1150 mm	11 mm	3 Fr.	4 спиральных проволоки	
C FG-52D	026741	1	○ 1,2 mm	1150 mm	9 mm	2,4 Fr.	3 спиральных проволоки	

Одноразовые захватывающие мини-петли для извлечения инородных тел



- Для извлечения длинных, тонких объектов
- Интегрированная ручка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Дистальный конец	Функции	Область применения
FG-36D	026793	1	○ 1,2 mm	1150 mm	3 Fr.		

Одноразовые трехногие мини-захваты



- Для извлечения нестандартных объектов
- Загнутые кончики для улучшенного захвата мягких объектов
- Интегрированная ручка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Дистальный конец	Функции	Область применения
FG-54D	026742	1	○ 1,2 mm	1150 mm	10 mm	3 Fr.	Тренога	



Одноразовые трехногие захваты

POLYGRAB



- Для извлечения полипов и инородных тел
- Атравматические кончики
- Удобная одноразовая конструкция



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Функции	Область применения
FG-600U	N1077230	5	● 2,8 mm	2300 mm	20 mm	Тренога	

Многоразовые трехногие захваты



- Для извлечения полипов и инородных тел
- Идеальны для больших полипов
- Пластиковая оболочка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Функции	Область применения
FG-45U-1	026795	1	● 2,8 mm	2300 mm	20 mm		

Многоразовые пятиногие захваты



- Для извлечения полипов и инородных тел
- Идеальны для малых полипов
- Для мягкой, рыхлой ткани
- Пластиковая оболочка




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Функции	Область применения
FG-46U-1	026797	1	● 2,8 mm	2300 mm	20 mm		

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной оболочкой, тип “Аллигатор”



- Для извлечения инородных тел
- Тип “Аллигатор” предотвращает соскальзывание
- Изолированная оболочка





Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия		Область применения
FG-6L-1	026240	1	● 2,8 mm	1650 mm	7,5 mm		☐ ☐
FG-6U-1	026241	1	● 2,8 mm	2300 mm	7,5 mm		☐ ☐
FG-7L-1	026242	1	● 3,7 mm	1650 mm	11,3 mm		☐ ☐
FG-7U-1	026243	1	● 3,7 mm	2300 mm	11,3 mm		☐ ☐

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной оболочкой, тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб”



- Длинные бранши подходят для захвата большой области слизистой
- Тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб” для крепкого захвата
- Изолированная оболочка
- Также подходит для извлечения инородных тел



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия (A)		Область применения
FG-42L-1	026789	1	● 2,8 mm	1650 mm	11,3 mm		☐
FG-47L-1	026787	1	● 2,8 mm	1650 mm	14,9 mm		☐
FG-49L-1	026236	1	● 2,8 mm	1650 mm	19,5 mm		☐



Многоразовые захватывающие щипцы для EMR, тип “Крысиный зуб”





FG-48L-1



FG-50L-1

- Длинные бранши подходят для захвата большой области слизистой во время двухканальной резекции слизистой
- “Крысиный зуб” для лучшего захвата
- Изолированная оболочка
- Также подходит для извлечения инородных тел




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия (A)	Область применения
FG-48L-1	026235	1	● 2,8 mm	1650 mm	19,5 mm	☞
FG-50L-1	026237	1	● 2,8 mm	1650 mm	15,5 mm	☞

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной оболочкой, тип “Крысиный зуб”



- Хороший захват мягких тканей
- Изолированная оболочка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-8L-1	026245	1	● 2,8 mm	1650 mm	4,7 mm	☞
FG-8U-1	026246	1	● 2,8 mm	2300 mm	4,7 mm	☞
FG-9L-1	026247	1	● 3,7 mm	1650 mm	8,3 mm	☞
FG-9U-1	026248	1	● 3,7 mm	2300 mm	8,3 mm	☞

Многоразовые захватывающие щипцы, тип “Крысиный зуб”



- Для извлечения плоских объектов, таких как монеты, мягких объектов, фрагментов камней и стентов
- “Крысиный зуб” для лучшего захвата



FG-14P-1



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия		Область применения
FG-14P-1	026238	1	● 2,0 mm	1900 mm	3,0 mm		
FG-26C-1	026233	1	● 2,6 mm	1050 mm	3,5 mm		
FG-32C-1	026779	1	● 2,8 mm	1050 mm	4,7 mm		
FG-32L-1	026771	1	● 2,8 mm	1650 mm	4,7 mm		

Многоразовые вращающиеся захватывающие щипцы, тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб”



- Для извлечения ЭРХПГ стентов
- Тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб” для крепкого захвата
- Функция вращения для лучшего позиционирования



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Функции	Область применения
FG-44NR-1	026790	1	● 2,8 mm	1800 mm	6,9 mm	Вращающиеся	

Многоразовые захваты V – формы



- Для тонких, плоских объектов
- V – форма, бранши широкого раскрытия
- Ярko-выраженный крысиный зуб для крепкого захвата
- Бранши задвигаются в оболочку



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия		Область применения
FG-4L-1	026239	1	● 2,0 mm	1650 mm	13,0 mm		
FG-25C-1	026244	1	● 2,6 mm	1050 mm	13,0 mm		



Многоразовые захватывающие щипцы с прорезиненными браншами



- Для острых плоских объектов, таких как иглы, лезвия
- Прорезиненные бранши обеспечивают крепкий захват



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-20P-1	026266	1	● 2,0 mm	1900 mm	4,8 mm	☐ ☐ ☐
FG-21L-1	026267	1	● 2,8 mm	1650 mm	7,3 mm	☐

Многоразовые хирургические ножницы



- Для резекции ткани в пределах ЖКТ
- Для рассечения инородных тел



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Область применения
FS-3L-1	026222	1	● 2,8 mm	1650 mm	☐

Многоразовые ножницы для лигатур



- Для рассечения лигатур OLYMPUS



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Область применения
FS-5U-1	026339	1	● 2,8 mm	2300 mm	☐ ☐

05

Баллоны для дилатации



83 – 84

05

Баллоны для дилатации

83 – 84



Одноразовые инструменты

Баллоны для дилатации билиарной зоны.....	84
Устройство высокого давления для раздувания баллонов	84



Баллонная дилатация высокого давления билиарной зоны



Легкая и прочная дилатация

- Баллоны высокого давления (до 12 АТМ)
- Совместимость с проводником

Баллоны для дилатации




Одноразовые баллонные дилататоры высокого давления

MaxPass
Biliary Balloon Dilator



- Для баллонной дилатации билиарной зоны
- Баллоны высокого давления (До 12 АТМ)
- Рентгенконтрастные маркировки
- Совместимость с проводником



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина баллона (В)	Наружный диаметр (В)		Область применения
В-400N-0420	WA95040A	1	● 2,8 mm	1800 mm	20 mm	4 mm		
В-400N-0440	WA95042A	1	● 2,8 mm	1800 mm	40 mm	4 mm		
В-400N-0620	WA95044A	1	● 2,8 mm	1800 mm	20 mm	6 mm		
В-400N-0640	WA95046A	1	● 2,8 mm	1800 mm	40 mm	6 mm		
В-400N-0830	WA95048A	1	● 2,8 mm	1800 mm	30 mm	8 mm		

Одноразовое устройство для раздувания баллонов для дилатации MaxPass



- Для раздувания / сдувания баллонов для дилатации MaxPass
- Разметка для точного контроля давления



Обозначение	Артикул	Количество	
MAJ-1381	N1808730	1	

06

Билиарные и панкреатические процедуры (ЭРХПГ)



87 – 152

06

Билиарные и панкреатические процедуры (ЭРХПГ)

87 – 152



V – система

Концепция V – системы	88
V – держатель	89
Преимущества устройств V – системы	90

Одноразовые устройства V – системы и обычные

Проводники	91
Канюли	93
Папилотомы	98
Игольчатые ножи	100
Баллоны для извлечения камней	105
Корзинки для извлечения камней	106
Механические литотрипторы	109
Баллоны для дилатации билиарной зоны	111
Металлические непокрытые билиарные стенты	87
Пластиковые билиарные стенты – предзаряженные	113
Наборы для установки стентов	118
Билиарные пластиковые стенты	121
Панкреатические пластиковые стенты	131
Назо-билиарные дренажи	133
Цитологические щетки	135


Многоразовые устройства

Проводники	136
Канюли	137
Папилотомы	139
Игольчатые ножи	142
Корзинки для извлечения камней	143
Механические литотрипторы	145
Экстренные литотрипторы	146
Наборы для установки стентов	147
Биопсийные и захватывающие щипцы	150
Щипцы для извлечения стентов	152



Металлические непокрытые билиарные стенты






X-Suit NIR

X-Suit NIR обладают уникальным дизайном клеток NIRflex, позволяющим полностью соответствовать изгибам желчных протоков

Medinol®
the engineered

Одноразовые непокрытые билиарные стенты





- Дизайн клеток NIRflex
- Уникальная конструкция клеток для оптимального прилегания к стенкам
- Закругленные кончики не повреждают ткань
- Не изменяют размеров при раскрытии
- Имеют по пять рентгенконтрастных меток с каждой стороны для лучшей видимости

2
X-ray

STERILE
0,035"

Обозначение	Артикул	Количество	Наружный диаметр стента	Длина стента	Доставочное устройство	Диаметр канала	Длина	Область применения
SME-200P-08040	N3502930	1	8 mm	40 mm	7,5 Fr	● 3,2 mm	1900 mm	
SME-200P-08060	N3503030	1	8 mm	60 mm	7,5 Fr	● 3,2 mm	1900 mm	
SME-200P-08080	N3503130	1	8 mm	80 mm	7,5 Fr	● 3,2 mm	1900 mm	
SME-200P-08100	N3503230	1	8 mm	100 mm	7,5 Fr	● 3,2 mm	1900 mm	
SME-200P-10040	N3502530	1	10 mm	40 mm	7,5 Fr	● 3,2 mm	1900 mm	
SME-200P-10060	N3502630	1	10 mm	60 mm	7,5 Fr	● 3,2 mm	1900 mm	
SME-200P-10080	N3502730	1	10 mm	80 mm	7,5 Fr	● 3,2 mm	1900 mm	
SME-200P-10100	N3502830	1	10 mm	100 mm	7,5 Fr	● 3,2 mm	1900 mm	



Многогранная концепция V – системы



Компания OLYMPUS разработала инновационную V – систему для облегчения процедуры ЭРХПГ. С появлением возможности блокировать проводник на дистальном конце эндоскопа стало возможным использовать короткий проводник.

V – система позволяет использовать все V – устройства в любых комбинациях:

- 1.** Использовать V – систему короткого проводника с V – держателем для управления одной рукой
- 2.** Использовать преимущества V – системы короткого проводника без V – держателя
- 3.** Использовать все V – устройства с длинным проводником



1. V – система короткого проводника с V – держателем



2. V – система короткого проводника без V – держателя



Изменяя процедуру эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ)

V – держатель

V – держатель позволяет быстро и точно сменить инструмент при помощи одной руки. Теперь один человек может манипулировать проводником и катетером одновременно, что позволяет удалить инструмент, без извлечения проводника.



Многоразовый V – держатель



- V – держатель облегчает замену инструмента одной рукой
- Улучшенный контроль и ускоренная замена инструмента
- Совместимые V – устройства: проводники, канюли, папилотомы, и баллоны для извлечения камней
- Автоклавируемый



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Область применения
H-V100	N3063530	1	V - держатель	



Преимущества одноразовых устройств V – системы


С-образный держатель



Теперь эндоскописты могут манипулировать проводниками и инструментами



С – образный держатель позволяет прикреплять ручку инструмента к эндоскопу




С – образный держатель может быть прикреплен к V – держателю

V – оболочка



Контроль над инструментом производится эндоскопистом или ассистентом



V – оболочка позволяет разделять канал для проводника и канал для впрыска жидкости

V – маркировка



Показывает когда требуется поднять или опустить элеватор




Совместимость инструментов V – системы и обычных

	Инструмент V – системы	Обычный инструмент
V – система короткого проводника с V – держателем	Да	Нет
V – система короткого проводника без V – держателя	Да	Да
Обычный длинный проводник	Да	Да




Специально разработанный проводник, который сохраняет свою позицию в зажатом V – элеваторе эндоскопа.



LinearGuideV может быть четко зафиксирован, сохраняя свою позицию во время смены инструмента. Он также обеспечивает прекрасную управляемость и хорошо виден на эндоскопической картинке. Доступны два варианта дистальных концов для удовлетворения всем требованиям.

- Возможность четкой фиксации при помощи V – элеватора эндоскопа
- Хорошая видимость
- Прекрасная управляемость
- Эффективная смена инструментов



Одноразовые короткие проводники V – системы



- Гидрофильное покрытие на дистальной части облегчает канюляцию и помогает при прохождении через стриктуры
- Доступны два варианта дистальных концов – прямой и изогнутый
- Двухступенчатая маркировка помогает предотвратить потерю управления
- Специальное покрытие проксимальной части для облегченной смены инструмента
- Защищенный от перегибов сердечник из нитинола
- Разработано в сотрудничестве с Terumo
- Хорошая видимость под рентгеном

2

STERILE

X-ray

HF

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр проводника	Длина	Длина гидрофильного покрытия	Функции	Область применения
G-V210-3527S	N1812730	1	0,035"	2700 mm	500 mm	Прямой дистальный конец	
G-V210-3527A	N1812830	1	0,035"	2700 mm	500 mm	Изогнутый дистальный конец	

Одноразовые длинные проводники V – системы



- Гидрофильное покрытие на дистальной части облегчает канюляцию и помогает при прохождении через стриктуры
- Доступны два варианта дистальных концов – прямой и изогнутый
- Двухступенчатая маркировка помогает предотвратить потерю управления
- Специальное покрытие проксимальной части для облегченной смены инструмента
- Защищенный от перегибов сердечник из нитинола
- Разработано в сотрудничестве с Terumo
- Хорошая видимость под рентгеном

2

STERILE


X-ray

HF

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр проводника	Длина	Длина гидрофильного покрытия	Функции	Область применения
G-V210-3545S	N1813530	1	0,035"	4500 mm	500 mm	Прямой дистальный конец	
G-V210-3545A	N1813630	1	0,035"	4500 mm	500 mm	Изогнутый дистальный конец	



Одноразовые канюли для точной канюляции




Оптимизированная канюляция


- Широкий спектр канюль
- Доступны модели для больших, малых и суженных папил
- Обновленный дизайн
- Одноразовый инструмент

Двухпросветная канюля


Второе отверстие реализовано в StarTip2V и позволяет легко впрыскивать контраст даже когда проводник находится внутри канюли.



Одноразовые канюли, совместимые с V – системой



A PR-V414Q



B PR-V416Q



C PR-V418Q




D PR-V420Q



E PR-V427Q



F PR-V434Q



G PR-V435Q



H PR-V223Q

- Новые улучшенные катетеры
- Отличная видимость под рентгеном
- Гладкая дистальная часть
- С-образный держатель и V – маркировка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр дистальной части	Совместимость с проводником	Форма наконечника	Область применения
A PR-V414Q	N1088130	1	● 2,2 mm	1950 mm	4,5 Fr.	0,035"	Укороченная коническая	
B PR-V416Q	N1088230	1	● 2,2 mm	1950 mm	4 Fr.	0,035"	Стандартный тип	
C PR-V418Q	N1088330	1	● 2,2 mm	1950 mm	3,5 Fr.	0,025"	Укороченная коническая	
D PR-V420Q	N1088430	1	● 2,2 mm	1950 mm	3,5 Fr.	0,025"	Удлиненная коническая	
E PR-V427Q	N1088530	1	● 2,2 mm	1950 mm	2,5 Fr.	0,035"	Круглая, с крестообразным разрезом	
F PR-V434Q	N1088630	1	● 2,2 mm	1950 mm	4 Fr.	0,035"	Коническая	
G PR-V435Q	N1088730	1	● 2,2 mm	1950 mm	3,5 Fr.	0,025"	Коническая	
H PR-V223Q	N1088030	1	● 2,8 mm	1950 mm	6 Fr.	0,035"	Металлический шарообразный наконечник	

Одноразовые двухпросветные канюли, совместимые с V – системой



- Двухпросветные катетеры с гладкой дистальной частью
- Отличная видимость под рентгеном
- С-образный держатель и V – маркировка




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр дистальной части	Совместимость с проводником	Форма наконечника	Область применения
PR-V614M	N2608930	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	0,035"	Укороченная коническая	



Стандартные одноразовые канюли











A PR-414Q

B PR-416Q

C PR-418Q

D PR-420Q

E PR-220Q







F PR-427Q

G PR-23Q

H PR-229Q

- Новые улучшенные катетеры
- Отличная видимость под рентгеном
- Гладкая дистальная часть

2

STERILE

X-ray








Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр дистальной части	Совместимость с проводником	Форма наконечника	Область применения
A PR-414Q	N1079630	6	 2,2 mm	1950 mm	4,5 Fr.	0,035"	Укороченная коническая	
B PR-416Q	N1079730	6	 2,2 mm	1950 mm	4 Fr.	0,035"	Стандартный тип	
C PR-418Q	N1079830	6	 2,2 mm	1950 mm	3,5 Fr.	0,025"	Укороченная коническая	
D PR-420Q	N1079930	6	 2,2 mm	1950 mm	3,5 Fr.	0,025"	Удлиненная коническая	
E PR-220Q	026943	6	 2,2 mm	1950 mm	3 Fr.	0,021"	Удлиненная коническая	
F PR-427Q	N1080030	6	 2,2 mm	1950 mm	2,5 Fr.	0,035"	Круглая, с крестообразным разрезом	
G PR-23Q	026947	6	 2,8 mm	1950 mm	6 Fr.	0,035"	Металлический шарообразный наконечник	
H PR-229Q	026946	6	 2,8 mm	1950 mm	5 Fr.	0,035"	Металлический наконечник	



Одноразовая канюля с уникальным изгибаемым дистальным концом для селективной канюляции и сложных случаев



Вспомогательное устройство для сложных процедур ЭРХПГ


Канюля SwingTip может быть изогнута до 90 градусов в одну сторону и до 30 в другую. Эта уникальная функция позволяет более гладко и легко маневрировать при ЭРХПГ.



Одноразовые канюли для селективной канюляции



- Уникальный изгибаемый дистальный конец для селективной канюляции и сложных случаев
- Возможности изгиба: 90 и 30 градусов
- Прекрасная видимость под рентгеном




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр дистальной части	Область применения
PR-233Q	026699	1	● 3,2 mm	1950 mm	4 Fr.	

Соединитель



MH-544


- Для впрыска контраста в случае, когда проводник находится внутри, используется люверс



Обозначение	Артикул	Количество	Совместимость	Область применения
MH-544	026899	5	Все канюли, папилотомы	

CleverCut^{2V}CleverCut^{3V}


Одноразовые папилотомы CleverCut



Хороший доступ аккуратно

Эти инновационные двух- и трехпросветные ножи обеспечивают превосходное качество резки и высокий уровень безопасности.

Покрывание CleverCut на проксимальной части режущей струны не только минимизирует риск панкреатита и травмирования окружающей ткани, но также и уменьшает риск электрического контакта между режущей проволокой и эндоскопом.



Двухпросветный нож

CleverCut2V имеет два стержня жесткости, которые позволяют стабильно канюлировать и ориентироваться.



Трехпросветный нож

Имеет три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны.





Одноразовые двухпросветные папилотомы, совместимые с V – системой

CleverCut 2V



- Уникальное покрытие для безопасности
- Стабильная ориентация режущей струны
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Предварительно изогнутая конструкция
- С-образный держатель и V – маркировка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр дистальной части	Длина дистальной части (A)	Длина режущей струны (B)	Совместимость с проводником	Область применения
KD-V211M-0720	N1088830	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	7 mm	20 mm	0,035"	
KD-V211M-0725	N1088930	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	7 mm	25 mm	0,035"	
KD-V211M-0730	N1089030	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	7 mm	30 mm	0,035"	
KD-V211M-1520	N1089130	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	15 mm	20 mm	0,035"	
KD-V211M-1530	N1089230	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	15 mm	30 mm	0,035"	
KD-V211M-3030	N1089330	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	30 mm	30 mm	0,035"	

Одноразовые трехпросветные папилотомы, совместимые с V – системой

CleverCut 3V



- Три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны
- Уникальное покрытие для безопасности
- Стабильная ориентация режущей струны
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Предварительно изогнутая конструкция
- С-образный держатель и V – маркировка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр дистальной части	Длина дистальной части (A)	Длина режущей струны (B)	Совместимость с проводником	Область применения
KD-V411M-0320	N1089430	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	3 mm	20 mm	0,035"	
KD-V411M-0330	N1089530	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	3 mm	30 mm	0,035"	
KD-V411M-0720	N1089630	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	7 mm	20 mm	0,035"	
KD-V411M-0725	N1089730	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	7 mm	25 mm	0,035"	
KD-V411M-0730	N1089830	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	7 mm	30 mm	0,035"	
KD-V411M-1520	N1089930	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	15 mm	20 mm	0,035"	
KD-V411M-1530	N1090030	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	15 mm	30 mm	0,035"	
KD-V411M-3030	N1090330	1	● 2,8 mm	1700 mm	4,5 Fr.	30 mm	30 mm	0,035"	
KD-V431M-0720	N1090430	1	● 2,8 mm	1700 mm	3,5 Fr.	7 mm	20 mm	0,025"	
KD-V431M-0730	N1090530	1	● 2,8 mm	1700 mm	3,5 Fr.	7 mm	30 mm	0,025"	



Одноразовые трехпросветные ножи, в том числе и с покрытием CleverCut



Два новых одноразовых ножа специально разработаны для рассечения папилы. KD-V451M имеет уникальное покрытие CleverCut, которое предотвращает глубокое проникновение, в случае если папила резко сдвинется при резке.



Одноразовые трехпросветные игольчатые ножи, совместимые с V – системой




A KD-V441M



B KD-V451M

- Уникальное покрытие для безопасности (Только KD-V451M)
- Три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Предварительно изогнутый конический наконечник
- С-образный держатель и V – маркировка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр дистальной части	Диаметр иглы	Длина иглы	Длина покрытия CleverCut	Совместимость с проводником	Область применения
A KD-V441M	N3040830	1	2,8 mm	1700 mm	5 Fr.	0,2 mm	5 mm	–	0,035"	
B KD-V451M	N3040930	1	2,8 mm	1700 mm	5 Fr.	0,2 mm	5 mm	3 mm	0,035"	



Стандартные, двух- и трехпросветные одноразовые папилотомы

Успешная папилотомия


- Уникальное покрытие Clever-Cut для превосходной резки и безопасности
- Встроенные стержни жесткости обеспечивают оптимальную ориентацию
- Совместимость с проводником
- Простая маркировка дистального конца показывает режущую позицию ножа
- Коническая дистальная часть разработана для легкого введения
- Рентгенконтрастный дистальный конец
- Стерильно упакованные, используются только для одного пациента
- Встроенная ручка



Одноразовые двухпросветные папилотомы с покрытием CleverCut



- Встроенные стержни жесткости обеспечивают оптимальную ориентацию
- Маркировка дистальной части
- Уникальное покрытие CleverCut для безопасности
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Предварительно изогнутая конструкция




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина дистальной части (A)	Длина режущей струны (B)	Диаметр дистальной части	Область применения
KD-211Q-0720	027140	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	20 mm	4,5 Fr.	
KD-211Q-0725	027141	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	25 mm	4,5 Fr.	
KD-211Q-0730	027142	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	30 mm	4,5 Fr.	
KD-211Q-0735	027143	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	35 mm	4,5 Fr.	
KD-211Q-1520	027144	1	● 2,8 mm	1950 mm	15 mm	20 mm	4,5 Fr.	
KD-211Q-1530	027145	1	● 2,8 mm	1950 mm	15 mm	30 mm	4,5 Fr.	
KD-211Q-3030	027148	1	● 2,8 mm	1950 mm	30 mm	30 mm	4,5 Fr.	

Одноразовые двухпросветные папилотомы



- Встроенные стержни жесткости обеспечивают оптимальную ориентацию
- Маркировка дистальной части
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Предварительно изогнутая конструкция




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина дистальной части (A)	Длина режущей струны (B)	Диаметр дистальной части	Область применения
KD-201Q-0725	027131	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	25 mm	4,5 Fr.	
KD-201Q-0730	027132	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	30 mm	4,5 Fr.	

Одноразовые трехпросветные папилотомы с покрытием CleverCut

FlowCut
with CleverCut coating



- Три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны
- Стабильная ориентация режущей струны
- Маркировка дистальной части
- Уникальное покрытие CleverCut для безопасности
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Предварительно изогнутая конструкция



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина дистальной части (А)	Длина режущей струны (В)	Диаметр дистальной части	Область применения
KD-411Q-0320	025904	1	● 2,8 mm	1950 mm	3 mm	20 mm	4,5 Fr.	
KD-411Q-0330	025905	1	● 2,8 mm	1950 mm	3 mm	30 mm	4,5 Fr.	
KD-411Q-0720	025906	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	20 mm	4,5 Fr.	
KD-411Q-0725	025907	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	25 mm	4,5 Fr.	
KD-411Q-0730	025908	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	30 mm	4,5 Fr.	
KD-411Q-0735	025909	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	35 mm	4,5 Fr.	
KD-411Q-1520	025910	1	● 2,8 mm	1950 mm	15 mm	20 mm	4,5 Fr.	
KD-411Q-1530	025911	1	● 2,8 mm	1950 mm	15 mm	30 mm	4,5 Fr.	

Одноразовые конические трехпросветные папилотомы с покрытием CleverCut

FlowCut
with CleverCut coating



- Три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны
- Стабильная ориентация режущей струны
- Маркировка дистальной части
- Уникальное покрытие CleverCut для безопасности
- Ультра конический наконечник
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Предварительно изогнутая конструкция




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина дистальной части (А)	Длина режущей струны (В)	Диаметр дистальной части	Область применения
KD-431Q-0720	025921	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	20 mm	4 Fr.	
KD-431Q-0730	025922	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	30 mm	4 Fr.	

Одноразовые трехпросветные папилотомы

FlowCut™



- Три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны
- Стабильная ориентация режущей струны
- Маркировка дистальной части
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Предварительно изогнутая конструкция



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина дистальной части (А)	Длина режущей струны (В)	Диаметр дистальной части	Область применения
KD-401Q-0320	025895	1	● 2,8 mm	1950 mm	3 mm	20 mm	4,5 Fr.	
KD-401Q-0330	025896	1	● 2,8 mm	1950 mm	3 mm	30 mm	4,5 Fr.	
KD-401Q-0720	025897	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	20 mm	4,5 Fr.	
KD-401Q-0725	025898	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	25 mm	4,5 Fr.	
KD-401Q-0730	025899	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	30 mm	4,5 Fr.	
KD-401Q-0735	025900	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	35 mm	4,5 Fr.	

Одноразовые конические трехпросветные папилотомы

FlowCut™



- Три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны
- Стабильная ориентация режущей струны
- Маркировка дистальной части
- Ультра конический наконечник
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Предварительно изогнутая конструкция



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина дистальной части (А)	Длина режущей струны (В)	Диаметр дистальной части	Область применения
KD-421Q-0720	025919	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	20 mm	4 Fr.	
KD-421Q-0730	025920	1	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	30 mm	4 Fr.	




Один баллон – три разных размера



Точное раздутие баллона

Баллоны Multi-3V – очень эффективное устройство для извлечения камней.


Один баллон обеспечивает три разных размера: 8,5 мм, 11,5 мм, и 15 мм!



Одноразовые трехпросветные баллоны для извлечения камней, совместимые с V – системой




- Откалиброванные шприцы для точного раздутия
- Великолепная прочность баллона
- Прекрасная видимость под рентгеном
- С-образный держатель и V – маркировка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размеры баллонов	Место впрыска	Область применения
B-V231P-A	N1086330	1	● 2,8 mm	1900 mm	8,5 / 11,5 / 15 mm	Выше баллона	●
B-V231P-B	N1086430	1	● 2,8 mm	1900 mm	8,5 / 11,5 / 15 mm	Нижне баллона	●



Одноразовые корзинки для извлечения камней



Захват с уверенностью

Любые камни, даже самые маленькие, плоские или расположенные в верхних желчевыводящих протоках могут быть эффективно извлечены с помощью FlowerBasketV и TetraCatchV.



Обе модели доступны в двух версиях: проводниковые и вращающиеся

Одноразовые корзинки для извлечения камней, совместимые с V – системой



A FG-V421PR



B FG-V431P

- Уникальная 8-проволочная конструкция для маленьких камней
- Вращающаяся версия облегчает захват камней
- Проводниковая версия облегчает проход за камень
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)
- С-образный держатель и V – маркировка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки	Функции	Совместимость с проводником	Область применения
A FG-V421PR	N3040030	1	2,8 mm	1900 mm	20 mm	Вращающийся тип	–	
B FG-V431P	N3040230	1	3,7 mm	1900 mm	20 mm		0,035"	

Одноразовые корзинки для извлечения камней, совместимые с V – системой



A FG-V422PR



B FG-V432P

- 4-проволочная конструкция
- Вращающаяся версия облегчает захват камней
- Проводниковая версия облегчает проход за камень
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)
- С-образный держатель и V – маркировка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки	Функции	Совместимость с проводником	Область применения
A FG-V422PR	N3040130	1	2,8 mm	1900 mm	22 mm	Вращающийся тип	–	
B FG-V432P	N3040330	1	3,7 mm	1900 mm	22 mm		0,035"	

Одноразовые корзинки для извлечения камней



- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Порт для впрыска жидкости
- Интегрированная ручка
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки (А)		Область применения
FG-401Q	026262	1	● 2,8 mm	1950 mm	20 mm		

Одноразовые корзинки для извлечения камней



- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Интегрированная ручка
- Для использования с холедохоскопом (Baby scope)




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки (А)	Тип проволоки	Область применения
FG-33W	026777	2	● 1,7 mm	2500 mm	10 mm	Мягкая	


Одноразовые корзинки для извлечения камней




- Исключительные захватывающие возможности обеспечивают легкое извлечение камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Порт для впрыска жидкости
- Интегрированная ручка
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки (А)	Тип проволоки	Функции	Область применения
FG-402Q	026260	1	● 2,8 mm	1950 mm	22 mm	Жесткая	Для легкого раскрытия в узких отверстиях	
FG-403Q	026261	1	● 2,8 mm	1950 mm	22 mm	Мягкая	Для легкого маневрирования	



Мощный и гибкий – новое поколение литотрипторов



- Прекрасные возможности введения и захвата
- Возможность введения контраста
- Модельная линейка включает в себя стандартные и проводниковые корзинки



Новая рука MAJ-441 позволяет легко присоединять оболочку и ее трещоточный механизм предотвращает потерю натяжения на камне.

Одноразовые механические литотрипторы, совместимые с V – системой

LithoCrush V



A BML-V242QR



B BML-V442QR-30

- Собранный корзинка и оболочка
- Уникальная система двойной оболочки для облегчения канюляции
- Быстрое и эффективное дробление
- Доступны разные модели корзинок
- Доступна вращающаяся модель корзинок
- Доступна проводниковая модель (BML-V442QR-30), облегчающая проход через камень
- Для использования с V – BML ручкой (MAJ-441)
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинок (A)	Функции	Совместимость с проводником	Область применения
A BML-V242QR-30	N2303030	1	● 4,2 mm	1950 mm	30 mm	Вращающиеся	–	
A BML-V232QR-30	N2302830	1	● 3,2 mm	1950 mm	30 mm	Вращающиеся	–	
A BML-V232QR-26	N2302730	1	● 3,2 mm	1950 mm	26 mm	Вращающиеся	–	
B BML-V442QR-30	N2303230	1	● 4,2 mm	1950 mm	30 mm	Вращающиеся	0,035"	

Ручка для одноразовых механических литотрипторов, совместимых с V – системой

LithoCrush V



- Механизм, вращающий корзинку
- Легкое соединение с оболочкой
- Трещотка предотвращает потерю натяжения на камне
- Легко создается давление



Обозначение	Артикул	Количество	Использовать с	Область применения
MAJ-441	N2303330	1	BML-V242QR-30, BML-V232QR-30, BML-V232QR-26, BML-V442QR-30	

Многоразовый экстренный литотриптор



A BML-110A-1



B MAJ-403

- Помогает в случае, когда корзинка оказалась заблокированной
- Набор состоит из металлической спиральной оболочки (MAJ-403) и ручки



Обозначение	Артикул	Количество	Длина	Функции	Область применения
A BML-110A-1	026574	1 набор	900 mm	Ручка и оболочка	
B MAJ-403	026575	1 оболочка	900 mm	Оболочка	



Баллонная дилатация высокого давления билиарной зоны




Легкая и прочная дилатация

- Баллоны высокого давления (до 12 ATM)
- Совместимость с проводником

Одноразовые билиарные баллонные дилататоры высокого давления



- Для баллонной дилатации билиарной зоны
- Баллоны высокого давления (До 12 АТМ)
- Рентгенконтрастные маркировки
- Совместимость с проводником



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина баллона (В)	Наружный диаметр (В)	Область применения
В-400N-0420	WA95040A	1	● 2,8 mm	1800 mm	4 mm	20 mm	
В-400N-0440	WA95042A	1	● 2,8 mm	1800 mm	4 mm	40 mm	
В-400N-0620	WA95044A	1	● 2,8 mm	1800 mm	6 mm	20 mm	
В-400N-0640	WA95046A	1	● 2,8 mm	1800 mm	6 mm	40 mm	
В-400N-0830	WA95048A	1	● 2,8 mm	1800 mm	8 mm	30 mm	

Одноразовое устройство для раздувания баллонов для дилатации MaxPass



- Для раздувания / сдувания баллонов для дилатации MaxPass
- Разметка для точного контроля давления



Обозначение	Артикул	Количество
MAJ-1381	N1808730	1



Одноразовые предзаряженные стенты



Линейка предзаряженных стентов представляет собой полный спектр инновационных устройств, обеспечивающих быстрый и эффективный дренаж желчи



Предзаряженные пластиковые стенты, совместимые с V – системой, 7 Fr




A Прямой

B Изогнутая прокси-
мальная часть


C Изогнутый в
центральной части

- Предзаряженный стент – готов к использованию
- Рентгенконтрастный
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
- Конический дизайн для легкого введения
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Длина между лепестками	Тип	Область применения
A PBD-V600R-0703	N1090630	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	30 mm	Прямой	
A PBD-V600R-0705	N1090730	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	50 mm	Прямой	
A PBD-V600R-0707	N1090830	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	70 mm	Прямой	
A PBD-V600R-0709	N1090930	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	90 mm	Прямой	
A PBD-V600R-0712	N1091030	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	120 mm	Прямой	
A PBD-V600R-0715	N1091130	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	150 mm	Прямой	
B PBD-V601R-0705	N1092430	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	50 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-0707	N1092530	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	70 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-0709	N1092630	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	90 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-0712	N1092730	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	120 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-0715	N1092830	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	150 mm	Изогнутая проксимальная часть	
C PBD-V602R-0705	N1093930	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	50 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-0707	N1094030	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	70 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-0709	N1094130	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	90 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-0712	N1094230	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	120 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-0715	N1094330	1	● 2,8 mm	1725 mm	7 Fr.	150 mm	Изогнутый в центральной части	

Предзаряженные пластиковые стенты, совместимые с V – системой, 8,5 Fr



A Прямой

B Изогнутая прокси-
мальная часть

C Изогнутый в
центральной части

- Предзаряженный стент – готов к использованию
- Рентгенконтрастный
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
- Конический дизайн для легкого введения
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Длина между лепестками	Тип	Область применения
A PBD-V600R-0803	N1091230	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	30 mm	Прямой	
A PBD-V600R-0805	N1091330	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	50 mm	Прямой	
A PBD-V600R-0807	N1091430	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	70 mm	Прямой	
A PBD-V600R-0809	N1091530	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	90 mm	Прямой	
A PBD-V600R-0812	N1091630	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	120 mm	Прямой	
A PBD-V600R-0815	N1091730	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	150 mm	Прямой	
B PBD-V601R-0805	N1092930	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	50 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-0807	N1093030	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	70 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-0809	N1093130	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	90 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-0812	N1093230	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	120 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-0815	N1093330	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	150 mm	Изогнутая проксимальная часть	
C PBD-V602R-0805	N1094430	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	50 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-0807	N1094530	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	70 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-0809	N1094630	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	90 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-0812	N1094730	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	120 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-0815	N1094830	1	● 3,2 mm	1725 mm	8,5 Fr.	150 mm	Изогнутый в центральной части	



Предзаряженные пластиковые стенты, совместимые с V – системой, 10 Fr



A Прямой




B Изогнутая прокси-
мальная часть



C Изогнутый в
центральной части

- Предзаряженный стент – готов к использованию
- Рентгенконтрастный
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
- Конический дизайн для легкого введения
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Длина между лепестками	Тип	Область применения
A PBD-V600R-1003	N1091830	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	30 mm	Прямой	
A PBD-V600R-1005	N1091930	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	50 mm	Прямой	
A PBD-V600R-1007	N1092030	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	70 mm	Прямой	
A PBD-V600R-1009	N1092130	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	90 mm	Прямой	
A PBD-V600R-1012	N1092230	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	120 mm	Прямой	
A PBD-V600R-1015	N1092330	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	150 mm	Прямой	
B PBD-V601R-1005	N1093430	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	50 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-1007	N1093530	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	70 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-1009	N1093630	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	90 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-1012	N1093730	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	120 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-V601R-1015	N1093830	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	150 mm	Изогнутая проксимальная часть	
C PBD-V602R-1005	N1094930	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	50 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-1007	N1095030	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	70 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-1009	N1095130	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	90 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-1012	N1095230	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	120 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-V602R-1015	N1095330	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	150 mm	Изогнутый в центральной части	

Предзаряженные двухслойные пластиковые стенты, совместимые с V – системой, с изогнутой проксимальной частью, 10 Fr



- Предзаряженный стент – готов к использованию
- Сверхгладкая внутренняя поверхность
- Специальный наружный слой для легкого введения
- Улучшенная проходимость
- Изогнутая проксимальная часть



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Длина между лепестками	Область применения
PBD-V621R-1005	N1095430	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	50 mm	
PBD-V621R-1007	N1095530	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	70 mm	
PBD-V621R-1009	N1095630	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	90 mm	
PBD-V621R-1012	N1095730	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	120 mm	
PBD-V621R-1015	N1095830	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	150 mm	

Предзаряженные двухслойные пластиковые стенты, совместимые с V – системой, изогнутые в центральной части, 10 Fr



- Предзаряженный стент – готов к использованию
- Сверхгладкая внутренняя поверхность
- Специальный наружный слой для легкого введения
- Улучшенная проходимость
- Изогнуты в центральной части



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Длина между лепестками	Область применения
PBD-V622R-1005	N1095930	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	50 mm	
PBD-V622R-1007	N1096030	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	70 mm	
PBD-V622R-1009	N1096130	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	90 mm	
PBD-V622R-1012	N1096230	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	120 mm	
PBD-V622R-1015	N1096330	1	● 3,7 mm	1725 mm	10 Fr.	150 mm	

Одноразовые наборы для установки пластиковых билиарных и панкреатических стентов



Широкая линейка билиарных и панкреатических стентов предлагает большой выбор форм и размеров:

- Оптимальное соотношение гибкости и жесткости
- Различные размеры
- Доступны разнообразные дизайны

Уникальная двухслойная конструкция имеет сверхгладкую внутреннюю поверхность и более жесткий внешний слой:

- Желч не собирается внутри дренажа
- Легкое введение
- Улучшенная проходимость



Доступны стандартные наборы и предзаряженные версии



Одноразовые наборы для установки стентов, 7 Fr



- Стерильные – готовы к использованию



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Совместимость с проводником	Минимальная длина проводника	Область применения
MAJ-1416	N1798930	1	● 2,8 mm	7 Fr.	0,035"	2700 mm	

Одноразовые наборы для установки стентов, 8,5 Fr



- Стерильные – готовы к использованию
- Рентгенконтрастный наконечник
- Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Совместимость с проводником	Минимальная длина проводника	Область применения
MAJ-1417	N1799030	1 набор	● 3,2 mm	8,5 Fr.	0,035"	2700 mm	
MAJ-1418	N1799130	1 набор	● 3,2 mm	8,5 Fr.	0,035"	3500 mm	

Одноразовые наборы для установки стентов, 10 Fr



- Стерильные – готовы к использованию
- Рентгенконтрастный наконечник
- Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Совместимость с проводником	Минимальная длина проводника	Область применения
MAJ-1419	N1799230	1 набор	● 3,7 mm	10 Fr.	0,035"	2700 mm	
MAJ-1420	N1799330	1 набор	● 3,7 mm	10 Fr.	0,035"	3500 mm	

Одноразовые предзаряженные наборы для установки стентов, 8,5 Fr



- Стерильные – готовы к использованию
- Рентгенконтрастный наконечник
- Предзаряженный вводимый катетер и толкающая трубка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Совместимость с проводником	Минимальная длина проводника	Область применения
MAJ-1421	N1799430	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	0,035"	2700 mm	

Одноразовые предзаряженные наборы для установки стентов, 10 Fr



- Стерильные – готовы к использованию
- Рентгенконтрастный наконечник
- Предзаряженный вводимый катетер и толкающая трубка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Совместимость с проводником	Минимальная длина проводника	Область применения
MAJ-1422	N1799530	1	● 3,7 mm	10 Fr.	0,035"	2700 mm	

Многоразовые щипцы для удаления стентов



- Сконструированы специально для удаления стентов
- Вращающиеся
- Сильный захват



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-44NR-1	026790	1	● 2,8 mm	1800 mm	6,9 mm	

Билиарные пластиковые стенты, 7 Fr



A Стандартный тип

B Изогнутая проксимальная часть

C Изогнуты в центральной части

D Тип "Свиной хвостик"

2

STERILE

X-ray

- Рентгенконтрастные
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
- Конический дизайн для легкого введения
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками	Тип	Область применения
A PBD-200-0703	N1096430	1	● 2,8 mm	7 Fr.	30 mm	Прямой	
A PBD-200-0705	N1096530	1	● 2,8 mm	7 Fr.	50 mm	Прямой	
A PBD-200-0707	N1096630	1	● 2,8 mm	7 Fr.	70 mm	Прямой	
A PBD-200-0709	N1096730	1	● 2,8 mm	7 Fr.	90 mm	Прямой	
A PBD-200-0712	N1096830	1	● 2,8 mm	7 Fr.	120 mm	Прямой	
A PBD-200-0715	N1096930	1	● 2,8 mm	7 Fr.	150 mm	Прямой	
B PBD-201-0705	N1098230	1	● 2,8 mm	7 Fr.	50 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-0707	N1098330	1	● 2,8 mm	7 Fr.	70 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-0709	N1098430	1	● 2,8 mm	7 Fr.	90 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-0712	N1098530	1	● 2,8 mm	7 Fr.	120 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-0715	N1098630	1	● 2,8 mm	7 Fr.	150 mm	Изогнутая проксимальная часть	
C PBD-202-0705	N1099730	1	● 2,8 mm	7 Fr.	50 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-0707	N1099830	1	● 2,8 mm	7 Fr.	70 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-0709	N1099930	1	● 2,8 mm	7 Fr.	90 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-0712	N1100030	1	● 2,8 mm	7 Fr.	120 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-0715	N1797330	1	● 2,8 mm	7 Fr.	150 mm	Изогнутый в центральной части	
D PBD-203-0703	N1798430	1	● 2,8 mm	7 Fr.	30 mm	Тип "Свиной хвостик"	
D PBD-203-0704	N1798530	1	● 2,8 mm	7 Fr.	40 mm	Тип "Свиной хвостик"	
D PBD-203-0707	N1798630	1	● 2,8 mm	7 Fr.	70 mm	Тип "Свиной хвостик"	
D PBD-203-0710	N1798730	1	● 2,8 mm	7 Fr.	100 mm	Тип "Свиной хвостик"	
D PBD-203-0715	N1798830	1	● 2,8 mm	7 Fr.	150 mm	Тип "Свиной хвостик"	

Билиарные пластиковые стенты, 8,5 Fr



A Стандартный тип

B Изогнутая проксимальная часть

C Изогнуты в центральной части

2

STERILE

X-ray

- Рентгенконтрастные
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
- Конический дизайн для легкого введения
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками	Тип	Область применения
A PBD-200-0803	N1097030	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	30 mm	Прямой	
A PBD-200-0805	N1097130	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	50 mm	Прямой	
A PBD-200-0807	N1097230	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	70 mm	Прямой	
A PBD-200-0809	N1097330	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	90 mm	Прямой	
A PBD-200-0812	N1097430	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	120 mm	Прямой	
A PBD-200-0815	N1097530	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	150 mm	Прямой	
B PBD-201-0805	N1098730	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	50 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-0807	N1098830	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	70 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-0809	N1098930	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	90 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-0812	N1099030	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	120 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-0815	N1099130	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	150 mm	Изогнутая проксимальная часть	
C PBD-202-0805	N1797430	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	50 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-0807	N1797530	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	70 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-0809	N1797630	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	90 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-0812	N1797730	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	120 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-0815	N1797830	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	150 mm	Изогнутый в центральной части	

Билиарные пластиковые стенты, 10 Fr



A Стандартный тип

B Изогнутая проксимальная часть

C Изогнуты в центральной части

2

STERILE

X-ray

- Рентгенконтрастные
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
- Конический дизайн для легкого введения
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками	Тип	Область применения
A PBD-200-1003	N1097630	1	● 3,7 mm	10 Fr.	30 mm	Прямой	
A PBD-200-1005	N1097730	1	● 3,7 mm	10 Fr.	50 mm	Прямой	
A PBD-200-1007	N1097830	1	● 3,7 mm	10 Fr.	70 mm	Прямой	
A PBD-200-1009	N1097930	1	● 3,7 mm	10 Fr.	90 mm	Прямой	
A PBD-200-1012	N1098030	1	● 3,7 mm	10 Fr.	120 mm	Прямой	
A PBD-200-1015	N1098130	1	● 3,7 mm	10 Fr.	150 mm	Прямой	
B PBD-201-1005	N1099230	1	● 3,7 mm	10 Fr.	50 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-1007	N1099330	1	● 3,7 mm	10 Fr.	70 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-1009	N1099430	1	● 3,7 mm	10 Fr.	90 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-1012	N1099530	1	● 3,7 mm	10 Fr.	120 mm	Изогнутая проксимальная часть	
B PBD-201-1015	N1099630	1	● 3,7 mm	10 Fr.	150 mm	Изогнутая проксимальная часть	
C PBD-202-1005	N1797930	1	● 3,7 mm	10 Fr.	50 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-1007	N1798030	1	● 3,7 mm	10 Fr.	70 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-1009	N1798130	1	● 3,7 mm	10 Fr.	90 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-1012	N1798230	1	● 3,7 mm	10 Fr.	120 mm	Изогнутый в центральной части	
C PBD-202-1015	N1798330	1	● 3,7 mm	10 Fr.	150 mm	Изогнутый в центральной части	

Билиарные прямые пластиковые стенты, 12 Fr



- Рентгенконтрастные
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
- Конический дизайн для легкого введения
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками	Область применения
MAJ-265	026595	1	● 4,2 mm	12 Fr.	25 mm	
MAJ-266	026596	1	● 4,2 mm	12 Fr.	45 mm	
MAJ-267	026597	1	● 4,2 mm	12 Fr.	65 mm	
MAJ-268	026598	1	● 4,2 mm	12 Fr.	85 mm	
MAJ-269	026599	1	● 4,2 mm	12 Fr.	105 mm	
MAJ-270	026480	1	● 4,2 mm	12 Fr.	125 mm	



Билиарные прямые FEP стенты, 7 Fr



- Фторсодержащий материал с высокой гидрофобностью
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-210-0703	025950	1	● 2,8 mm	7 Fr.	30 mm		
PBD-210-0705	025951	1	● 2,8 mm	7 Fr.	50 mm		
PBD-210-0707	025952	1	● 2,8 mm	7 Fr.	70 mm		
PBD-210-0709	025953	1	● 2,8 mm	7 Fr.	90 mm		
PBD-210-0712	025954	1	● 2,8 mm	7 Fr.	120 mm		
PBD-210-0715	025955	1	● 2,8 mm	7 Fr.	150 mm		

Билиарные прямые FEP стенты, 8,5 Fr



- Фторсодержащий материал с высокой гидрофобностью
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-210-0803	025962	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	30 mm		
PBD-210-0805	025963	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	50 mm		
PBD-210-0807	025964	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	70 mm		
PBD-210-0809	025965	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	90 mm		
PBD-210-0812	025966	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	120 mm		
PBD-210-0815	025967	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	150 mm		

Билиарные прямые FEP стенты, 10 Fr



- Фторсодержащий материал с высокой гидрофобностью
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-210-1003	025974	1	● 3,7 mm	10 Fr.	30 mm		
PBD-210-1005	025975	1	● 3,7 mm	10 Fr.	50 mm		
PBD-210-1007	025976	1	● 3,7 mm	10 Fr.	70 mm		
PBD-210-1009	025977	1	● 3,7 mm	10 Fr.	90 mm		
PBD-210-1012	025978	1	● 3,7 mm	10 Fr.	120 mm		
PBD-210-1015	025979	1	● 3,7 mm	10 Fr.	150 mm		

Билиарные прямые FEP стенты, 12 Fr



- Фторсодержащий материал с высокой гидрофобностью
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-210-1203	025986	1	● 4,2 mm	12 Fr.	30 mm		
PBD-210-1205	025987	1	● 4,2 mm	12 Fr.	50 mm		
PBD-210-1207	025988	1	● 4,2 mm	12 Fr.	70 mm		
PBD-210-1209	025989	1	● 4,2 mm	12 Fr.	90 mm		
PBD-210-1212	025990	1	● 4,2 mm	12 Fr.	120 mm		
PBD-210-1215	025991	1	● 4,2 mm	12 Fr.	150 mm		

Билиарные изогнутые FEP стенты, 7 Fr



- Фторсодержащий материал с высокой гидрофобностью
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-211-0703	025956	1	● 2,8 mm	7 Fr.	30 mm		
PBD-211-0705	025957	1	● 2,8 mm	7 Fr.	50 mm		
PBD-211-0707	025958	1	● 2,8 mm	7 Fr.	70 mm		
PBD-211-0709	025959	1	● 2,8 mm	7 Fr.	90 mm		
PBD-211-0712	025960	1	● 2,8 mm	7 Fr.	120 mm		
PBD-211-0715	025961	1	● 2,8 mm	7 Fr.	150 mm		

Билиарные изогнутые FEP стенты, 8,5 Fr



- Фторсодержащий материал с высокой гидрофобностью
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-211-0803	025968	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	30 mm		
PBD-211-0805	025969	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	50 mm		
PBD-211-0807	025970	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	70 mm		
PBD-211-0809	025971	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	90 mm		
PBD-211-0812	025972	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	120 mm		
PBD-211-0815	025973	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	150 mm		

Билиарные изогнутые FEP стенты, 10 Fr



- Фторсодержащий материал с высокой гидрофобностью
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-211-1003	025980	1	● 3,7 mm	10 Fr.	30 mm		
PBD-211-1005	025981	1	● 3,7 mm	10 Fr.	50 mm		
PBD-211-1007	025982	1	● 3,7 mm	10 Fr.	70 mm		
PBD-211-1009	025983	1	● 3,7 mm	10 Fr.	90 mm		
PBD-211-1012	025984	1	● 3,7 mm	10 Fr.	120 mm		
PBD-211-1015	025985	1	● 3,7 mm	10 Fr.	150 mm		

Билиарные изогнутые FEP стенты, 12 Fr



- Фторсодержащий материал с высокой гидрофобностью
- Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-211-1203	025992	1	● 4,2 mm	12 Fr.	30 mm		
PBD-211-1205	025993	1	● 4,2 mm	12 Fr.	50 mm		
PBD-211-1207	025994	1	● 4,2 mm	12 Fr.	70 mm		
PBD-211-1209	025995	1	● 4,2 mm	12 Fr.	90 mm		
PBD-211-1212	025996	1	● 4,2 mm	12 Fr.	120 mm		
PBD-211-1215	025997	1	● 4,2 mm	12 Fr.	150 mm		



Билиарные изогнутые двухслойные стенты, 10 Fr

DoubleLayer™
Biliary Stent



- Сверхгладкая внутренняя поверхность
- Специальный наружный слой для легкого введения
- Улучшенная проходимость



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками	Область применения
PBD-421-1004	025925	1	● 3,7 mm	10 Fr.	40 mm	
PBD-421-1005	025926	1	● 3,7 mm	10 Fr.	50 mm	
PBD-421-1006	025927	1	● 3,7 mm	10 Fr.	60 mm	
PBD-421-1007	025928	1	● 3,7 mm	10 Fr.	70 mm	
PBD-421-1008	025929	1	● 3,7 mm	10 Fr.	80 mm	
PBD-421-1009	025930	1	● 3,7 mm	10 Fr.	90 mm	
PBD-421-1010	025931	1	● 3,7 mm	10 Fr.	100 mm	
PBD-421-1011	025932	1	● 3,7 mm	10 Fr.	110 mm	
PBD-421-1012	025933	1	● 3,7 mm	10 Fr.	120 mm	
PBD-421-1013	025934	1	● 3,7 mm	10 Fr.	130 mm	
PBD-421-1014	025935	1	● 3,7 mm	10 Fr.	140 mm	
PBD-421-1015	025936	1	● 3,7 mm	10 Fr.	150 mm	

Билиарные изогнутые в центральной части двухслойные стенты, 10 Fr

DoubleLayer™
Biliary Stent



- Сверхгладкая внутренняя поверхность
- Специальный наружный слой для легкого введения
- Улучшенная проходимость

2

STERILE

X-ray

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-422-1003	025937	1	● 3,7 mm	10 Fr.	30 mm		
PBD-422-1004	025938	1	● 3,7 mm	10 Fr.	40 mm		
PBD-422-1005	025939	1	● 3,7 mm	10 Fr.	50 mm		
PBD-422-1006	025940	1	● 3,7 mm	10 Fr.	60 mm		
PBD-422-1007	025941	1	● 3,7 mm	10 Fr.	70 mm		
PBD-422-1008	025942	1	● 3,7 mm	10 Fr.	80 mm		
PBD-422-1009	025943	1	● 3,7 mm	10 Fr.	90 mm		
PBD-422-1010	025944	1	● 3,7 mm	10 Fr.	100 mm		
PBD-422-1011	025945	1	● 3,7 mm	10 Fr.	110 mm		
PBD-422-1012	025946	1	● 3,7 mm	10 Fr.	120 mm		
PBD-422-1013	025947	1	● 3,7 mm	10 Fr.	130 mm		
PBD-422-1014	025948	1	● 3,7 mm	10 Fr.	140 mm		
PBD-422-1015	025949	1	● 3,7 mm	10 Fr.	150 mm		

Панкреатические прямые стенты, 7 Fr



- Атравматический мягкий материал
- Боковые отверстия способствуют дренажу
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками	Область применения
PBD-230-0702	N1075430	1	● 3,2 mm	7 Fr.	20 mm	
PBD-230-0704	N1075530	1	● 3,2 mm	7 Fr.	40 mm	
PBD-230-0706	N1075630	1	● 3,2 mm	7 Fr.	60 mm	
PBD-230-0708	N1075730	1	● 3,2 mm	7 Fr.	80 mm	

Панкреатические изогнутые стенты, 7 Fr



- Атравматический мягкий материал
- Боковые отверстия способствуют дренажу
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками	Область применения
PBD-234-0706	N1075830	1	● 2,8 mm	7 Fr.	60 mm	
PBD-234-0708	N1075930	1	● 2,8 mm	7 Fr.	80 mm	
PBD-234-0710	N1076030	1	● 2,8 mm	7 Fr.	100 mm	
PBD-234-0712	N1076130	1	● 2,8 mm	7 Fr.	120 mm	



Панкреатические изогнутые стенты, 8,5 Fr



- Атравматический мягкий материал
- Боковые отверстия способствуют дренажу
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

2

STERILE

X-ray

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-234-0806	N1076230	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	60 mm		
PBD-234-0808	N1076330	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	80 mm		
PBD-234-0810	N1076430	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	100 mm		
PBD-234-0812	N1076530	1	● 3,2 mm	8,5 Fr.	120 mm		

Панкреатические изогнутые стенты, 10 Fr



- Атравматический мягкий материал
- Боковые отверстия способствуют дренажу
- Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

2


STERILE

X-ray

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Размер стента	Длина между лепестками		Область применения
PBD-234-1006	N1076630	1	● 3,7 mm	10 Fr.	60 mm		
PBD-234-1008	N1076730	1	● 3,7 mm	10 Fr.	80 mm		
PBD-234-1010	N1076830	1	● 3,7 mm	10 Fr.	100 mm		
PBD-234-1012	N1076930	1	● 3,7 mm	10 Fr.	120 mm		



Назо-билиарные дренажи QuickPlaceV



Широкий спектр стентов с разнообразными формами и размерами соответствует всем клиническим требованиям

Рентгенконтрастная дистальная часть позволяет максимально точно установить стент в общий и внутрипеченочные протоки.

Одноразовые назо-билиарные стенты, совместимые с V – системой



A PBD-V811W

B PBD-V812W

C PBD-V813W


D PBD-V814W

E PBD-V803W

- Рентгенконтрастная дистальная часть
- Новый замок “люверс”
- Широкий спектр дренажей разных форм и размеров
- V – маркировка

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр стента	Использование	Форма	Область применения
A PBD-V811W-05	N2503130	1	● 2,2 mm	2550 mm	5 Fr.	Правый внутрипеченочный проток	Тип “Альфа”	
A PBD-V811W-06	N2503230	1	● 2,8 mm	2550 mm	6 Fr.	Правый внутрипеченочный проток	Тип “Альфа”	
A PBD-V811W-07	N2503330	1	● 2,8 mm	2550 mm	7 Fr.	Правый внутрипеченочный проток	Тип “Альфа”	
B PBD-V812W-05	N2503430	1	● 2,2 mm	2550 mm	5 Fr.	Левый внутрипеченочный проток	Тип “Обратная альфа”	
B PBD-V812W-06	N2503530	1	● 2,8 mm	2550 mm	6 Fr.	Левый внутрипеченочный проток	Тип “Обратная альфа”	
B PBD-V812W-07	N2503630	1	● 2,8 mm	2550 mm	7 Fr.	Левый внутрипеченочный проток	Тип “Обратная альфа”	
C PBD-V813W-05	N2503730	1	● 2,2 mm	2550 mm	5 Fr.	Общий проток	Тип “Свиной хвостик альфа”	
C PBD-V813W-06	N2503830	1	● 2,8 mm	2550 mm	6 Fr.	Общий проток	Тип “Свиной хвостик альфа”	
C PBD-V813W-07	N2503930	1	● 2,8 mm	2550 mm	7 Fr.	Общий проток	Тип “Свиной хвостик альфа”	
D PBD-V814W-05	N2504030	1	● 2,2 mm	2550 mm	5 Fr.	Общий проток	Тип “Укороченная альфа”	
D PBD-V814W-06	N2504130	1	● 2,8 mm	2550 mm	6 Fr.	Общий проток	Тип “Укороченная альфа”	
D PBD-V814W-07	N2504230	1	● 2,8 mm	2550 mm	7 Fr.	Общий проток	Тип “Укороченная альфа”	
E PBD-V803W-05	N2504330	1	● 2,2 mm	2550 mm	5 Fr.	Общий проток	Тип “Свиной хвостик”	
E PBD-V803W-06	N2504430	1	● 2,8 mm	2550 mm	6 Fr.	Общий проток	Тип “Свиной хвостик”	
E PBD-V803W-07	N2504530	1	● 2,8 mm	2550 mm	7 Fr.	Общий проток	Тип “Свиной хвостик”	

Одноразовые цитологические щетки




Отличные возможности для сбора материала

- Уникальная конструкция щетины
- Оболочка для защиты образца

Одноразовые цитологические щетки



- Замок “люверс” для впрыска контраста
- Оболочка для защиты образца
- Рентгенконтрастные



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Совместимость с проводником	Функции	Область применения
BC-23Q	026058	3	● 2,2 mm	1950 mm	–	Наконечник в форме шара	🔍
BC-24Q	026059	3	● 2,2 mm	1950 mm	0,035"	Проводниковый тип	🔍

Одноразовые цитологические щетки




- Щетки для использования в канале 1,0 мм
- Для получения материала через холедохоскоп BabyScope



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Область применения
BC-17W	026070	6	● 1,7 mm	2500 mm	🔍

ЭРХПГ с использованием стандартных многоразовых высококачественных инструментов



Расширяя возможности дуоденоскопов

OLYMPUS, являясь лидирующим производителем дуоденоскопов, предлагает широкую линейку многоразовых инструментов для ЭРХПГ.

Многоразовый стандартный проводник с оболочкой



- Многоразовый
- Гибкая дистальная часть



STERILE



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр проводника	Длина	Область применения
MAJ-343	026356	1	0,035"	3500 mm	

StarTip
cannula™

X-Press
cannula™

Исключительный спектр многоцветных канюль




Гладкая канюляция

OLYMPUS предлагает полный спектр катетеров с прекрасными возможностями канюляции, который покрывает все клинические требования. Все модели имеют прекрасную рентгенконтрастность. X-Press канюля с круглым наконечником и крестообразным разрезом подходит даже для маленьких или суженных сфинктеров.

- Визуальная маркировка дистальной части
- Уникальная X-Press канюля сужается до 2,5 Fr, но в то же время используется с проводником 0,035"






Многоразовые канюли



A PR-304Q




B PR-309Q



C PR-310Q



D PR-110Q-1



E PR-313Q



F PR-326Q



G PR-24Q-1

- Новый улучшенный катетер
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Гладкий дистальный конец

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр дистальной части	Совместимость с проводником	Форма дистальной части	Область применения
A PR-304Q	N1078730	1	● 2,2 mm	1950 mm	4 Fr.	0,035"	Стандартный тип	
B PR-309Q	N1078930	1	● 2,2 mm	1950 mm	3,5 Fr.	0,025"	Укороченный конусный тип	
C PR-310Q	N1079130	1	● 2,2 mm	1950 mm	3,5 Fr.	0,025"	Удлиненный конусный тип	
D PR-110Q-1	026933	2	● 2,2 mm	1950 mm	3,5 Fr.	0,021"	Удлиненный конусный тип	
E PR-313Q	N1079330	1	● 2,2 mm	1950 mm	4,5 Fr.	0,035"	Укороченный конусный тип	
F PR-326Q	N1079530	1	● 2,2 mm	1950 mm	2,5 Fr.	0,035"	Круглый с крестообразным разрезом	
G PR-24Q-1	026907	1	● 2,8 mm	1950 mm	6 Fr.	0,035"	Шарообразный металлический наконечник	

Соединитель




- Для впрыска контраста в случае, когда проводник находится внутри, используется люверс



Обозначение	Артикул	Количество	Совместимость	
MH-544	026899	5	Все канюли, папилотомы	




Многоразовые двух- и трехпросветные папилотомы



При помощи самого безопасного трехпросветного папилотома процедура проходит гладко. Три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны обеспечивают высокий уровень стабильности.

Полный спектр многоразовых ножей.



Многоразовые трехпросветные папилотомы

FlowCut™



- Три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны
- Стабильная ориентация режущей струны
- Маркировка дистальной части
- KD-321-0730: с сверхконической дистальной частью
- Прекрасная видимость под рентгеном
- Предварительно изогнутая конструкция



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина дистальной части (А)	Длина режущей струны (В)	Диаметр дистальной части	Совместимость с проводником	Функции	Область применения
KD-321Q-0730	025893	2	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	30 mm	4 Fr.	0,025"	Коническая дистальная часть	
KD-301Q-0320	025854	2	● 2,8 mm	1950 mm	3 mm	20 mm	4,5 Fr.	0,035"		
KD-301Q-0330	025857	2	● 2,8 mm	1950 mm	3 mm	30 mm	4,5 Fr.	0,035"		
KD-301Q-0720	025860	2	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	20 mm	4,5 Fr.	0,035"		
KD-301Q-0725	025863	2	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	25 mm	4,5 Fr.	0,035"		
KD-301Q-0730	025866	2	● 2,8 mm	1950 mm	7 mm	30 mm	4,5 Fr.	0,035"		

Многоразовые папилотомы пул-типа



- Стабилизатор помогает ограничить направление разреза
- Маркировка дистальной части
- Папилотомы используются с KD-ручкой (МН-263)



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина дистальной части (А)	Длина режущей струны (В)	Функции	Область применения
KD-16Q-1	026145	2	● 2,2 mm	1950 mm	0 mm	20 mm	Также подходит для предварительного разреза	
KD-17Q-1	026147	2	● 2,2 mm	1950 mm	0 mm	30 mm	Также подходит для предварительного разреза	
KD-18Q-1	026149	2	● 2,2 mm	1950 mm	7 mm	20 mm		
KD-19Q-1	026151	2	● 2,2 mm	1950 mm	7 mm	25 mm		
KD-20Q-1	026153	2	● 2,2 mm	1950 mm	7 mm	30 mm		
KD-21Q-1	026155	2	● 2,2 mm	1950 mm	7 mm	35 mm		
KD-22Q-1	026157	2	● 2,2 mm	1950 mm	15 mm	30 mm		
KD-23Q-1	026159	2	● 2,2 mm	1950 mm	30 mm	20 mm		
KD-24Q-1	026161	2	● 2,2 mm	1950 mm	30 mm	25 mm		
KD-25Q-1	026163	2	● 2,2 mm	1950 mm	30 mm	30 mm		
KD-30Q-1	026173	2	● 2,2 mm	1950 mm	2 mm	20 mm		

Многоразовые папилотомы пуш/пул-типа



- Стабилизатор помогает ограничить направление разреза
- Маркировка дистальной части
- Папилотомы используются с KD-ручкой (МН-263)



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина дистальной части (А)	Длина режущей струны (В)	Функции	Область применения
KD-27Q-1	026167	2	● 2,2 mm	1950 mm	6 mm	15 mm	Пуш-тип	
KD-28Q-1	026169	2	● 2,2 mm	1950 mm	6 mm	20 mm	Пуш/пул-тип	
KD-29Q-1	026171	2	● 2,2 mm	1950 mm	30 mm	25 mm	Пуш/пул-тип	

Многоразовые ножи для предварительного рассечения



- Доступны игольчатые и плоские версии
- Ножи используются с KD-ручкой (МН-263)



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
KD-10Q-1	026891	2	● 2,2 mm	1950 mm	Выдвигающаяся 4 мм игла	🔪
KD-11Q-1	026893	2	● 2,2 mm	1950 mm	Выдвигающаяся 4 мм лопатка	🔪


Ручка для многоразовых папилотомов



Обозначение	Артикул	Количество	Функции	Область применения
МН-263	027005	1	Ручка, для использования со всеми многоразовыми папилотомами, отвечает стандартам безопасности IEC, специальные кольца, ограничивающие ход слайдера предотвращают перегибы	🔪



Уникальные многоразовые устройства для извлечения камней



- Уникальная 8-проволочная конструкция для маленьких камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)
- Интегрированная ручка



Многоразовые 8-проволочные корзинки для извлечения камней



- Уникальная 8-проволочная конструкция для маленьких камней
- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Порт для впрыска жидкости
- Интегрированная ручка
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки (A)	Область применения
FG-301Q	026767	1	● 2,8 mm	1950 mm	20 mm	

Многоразовые корзинки для извлечения камней



- Дистальный конец в форме пули облегчает проникновение в желчные протоки
- Порт для впрыска жидкости
- FG-22Q-1, -23Q-1: Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1), Интегрированная ручка
- FG-18Q-1: Используется с ручкой MA-479



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки (A)	Тип проволоки	Функции	Область применения
FG-18Q-1	026757	1	● 2,2 mm	1950 mm	22 mm	Мягкий	Для легкого маневрирования	
FG-22Q-1	026760	1	● 2,8 mm	1950 mm	22 mm	Жесткий	Для легкого раскрытия в узких отверстиях	
FG-23Q-1	026761	1	● 2,8 mm	1950 mm	22 mm	Мягкий	Для легкого маневрирования	

Ручка для FG-18Q-1



Обозначение	Артикул	Количество	Использовать с
MA-479	026951	1 ручка	FG-18Q-1



Многоразовые механические литотрипторы



Линейка литотрипторов OLYMPUS является “золотым стандартом” в эндоскопической механической литотрипсии. Конструкция двух оболочек и уникальная эластичная корзинка обеспечивают эффективную литотрипсию.

Многоразовые механические литотрипторы – наружные оболочки



A



B

- Уникальная конструкция двойной оболочки
- Быстрое и эффективное дробление
- Доступны различные корзинки
- Система состоит из витой оболочки, трубчатой оболочки, корзинки и BML-ручки (MAJ-440)



Только BML-3Q-1

Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Использовать с	Область применения
A MAJ-245	BML-4Q-1	026525	1 металлическая витая оболочка	3,2 mm	1950 mm	MAJ-246, MAJ-247 и MAJ-440	
B MAJ-246	BML-4Q-1	026526	1 трубчатая оболочка	3,2 mm	1950 mm	MAJ-246, MAJ-247 и MAJ-440	
A MAJ-242	BML-3Q-1	026522	1 металлическая витая оболочка	4,2 mm	1950 mm	MAJ-246, MAJ-247 и MAJ-440	
B MAJ-243	BML-3Q-1	026523	1 трубчатая оболочка	4,2 mm	1950 mm	MAJ-246, MAJ-247 и MAJ-440	

Многоразовые механические литотрипторы – корзинки



- Уникальная конструкция двойной оболочки
- Быстрое и эффективное дробление
- Доступны различные корзинки
- Система состоит из витой оболочки, трубчатой оболочки, корзинки и BML-ручки (MAJ-440)
- Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки	Использовать с	Область применения
MAJ-247	BML-4Q-1	026527	1	● 3,2 mm	1950 mm	30 mm	MAJ-245, MAJ-246 и MAJ-440	
MAJ-244	BML-3Q-1	026524	1	● 4,2 mm	1950 mm	30 mm	MAJ-242, MAJ-243 и MAJ-440	

Ручки для механических литотрипторов



- Многоразовые



Обозначение	Артикул	Количество	Использовать с	Область применения
MAJ-440	026572	1 ручка	BML-3Q-1, -4Q-1, -201Q, -202Q, -203Q, -204Q	

Многоразовый экстренный литотриптор



- Помогает в случае, когда корзинка оказалась заблокированной
- Набор состоит из металлической спиральной оболочки (MAJ-403) и ручки



А BML-110A-1

Б MAJ-403

Обозначение	Артикул	Количество	Длина	Функции	Область применения
А BML-110A-1	026574	1 набор	900 mm	Ручка и оболочка	
Б MAJ-403	026575	1 оболочка	900 mm	Оболочка	

Многоразовые наборы для установки стентов



Легкая установка стентов

Многоразовые наборы позволяют быстро и легко устанавливать стенты. Набор обеспечивает хорошую управляемость, вводимый катетер имеет специальную рентгенконтрастную маркировку на дистальной части.

Многоразовый набор для установки стентов, 7 Fr



- Толкающая трубка



0,035"



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Область применения
MAJ-348	026400	1	● 2,8 mm	1600 mm	7 Fr.	

Многоразовый набор для установки стентов, 8,5 Fr



- Рентгенконтрастный наконечник
- Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку



0,035"




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Область применения
MAJ-508	026517	1	● 3,2 mm	1600 mm	8,5 Fr.	

Многоразовый набор для установки стентов, 10 Fr



- Рентгенконтрастный наконечник
- Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Область применения
MAJ-255	026585	1	● 3,7 mm	1600 mm	10 Fr.	

Многоразовый набор для установки стентов, 12 Fr



- Рентгенконтрастный наконечник
- Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Область применения
MAJ-256	026586	1	● 4,2 mm	1600 mm	12 Fr.	

Многоразовый предзаряженный набор для установки стентов, 8,5 Fr



- Рентгенконтрастный наконечник
- Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Совместимость с проводником	Область применения
MAJ-509	026514	1	● 3,2 mm	1550 mm	8,5 Fr.	0,035"	

Многоразовый предзаряженный набор для установки стентов, 10 Fr



- Рентгенконтрастный наконечник
- Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Совместимость с проводником	Область применения
MAJ-510	026515	1	● 3,7 mm	1550 mm	10 Fr.	0,035"	

Многоразовый предзаряженный набор для установки стентов, 12 Fr



- Рентгенконтрастный наконечник
- Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Размер стента	Совместимость с проводником	Область применения
MAJ-511	026516	1	● 4,2 mm	1550 mm	12 Fr.	0,035"	

Многоразовые биопсийные и захватывающие щипцы



Полный спектр многоразовых биопсийных и захватывающих щипцов отвечает всем клиническим запросам.

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Крысиный зуб” с механизмом SwingJaw



- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши с отверстиями
- Изоляционное покрытие
- Порт для промывки



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-39Q-1	026673	1	● 2,2 mm	1950 mm		
FB-40Q-1	026674	1	● 2,8 mm	1950 mm	Люверсное соединение для впрыска контраста	

Многоразовые биопсийные щипцы с одной подвижной браншей



- Одна бранша находится в статичном положении для лучшего контроля
- Для биопсии панкреато-билиарной зоны
- Изоляционное покрытие
- Порт для промывки
- Бранши с отверстиями



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-45Q-1	026679	1	● 2,2 mm	1950 mm		
FB-46Q-1	026680	1	● 2,2 mm	1950 mm	Одна подвижная бранша “Крысиный зуб”	

Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами




- Для рутинных биопсий
- Бранши с отверстиями
- Минимальное травмирование ткани



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина		Область применения
FB-26N-1	026609	1	● 2,8 mm	1800 mm		
FB-19N-1	026605	1	● 2,0 mm	1800 mm		

Многоразовые биопсийные щипцы



- Минимальное травмирование ткани
- Для биопсий через холедохоскоп "BabyScope"



FB-44U-1		FB-38W-1				
Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-44U-1	N9002800	1	○ 1,2 mm	2300 mm	Овальные	
FB-38W-1	026653	1	● 1,7 mm	2500 mm	С отверстиями, "Крысиный зуб"	

Многоразовые захватывающие щипцы, тип “Крысиный зуб”



- Для извлечения стентов и плоских объектов
- “Крысиный зуб” для лучшего захвата



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-14P-1	026238	1	● 2,0 mm	1900 mm	3,0 mm	

Многоразовые захватывающие щипцы с прорезиненными браншами



- Прорезиненные бранши обеспечивают крепкий захват



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Область применения
FG-20P-1	026266	1	● 2,0 mm	1900 mm	

Многоразовые захватывающие щипцы для извлечения стентов



- Специально разработаны для легкого извлечения стентов
- Вращающиеся
- Сильный захват



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-44NR-1	026790	1	● 2,8 mm	1800 mm	6,9 mm	

07

Инструменты для бронхоскопии



155 – 184

07

Инструменты для бронхоскопии

155 – 184



Одноразовые инструменты

Биопсийные щипцы	155
Цитологические щетки	164
Система Guide Sheath	166
Аспирационные иглы для TBNA	167
Аспирационные иглы для EBUS-TBNA	170
Баллонные катетеры	171
Захватывающие мини-корзинки	173
Одноразовые трехногие мини-захваты	173
Мини-петли для извлечения инородных тел	174
Инъекционные иглы	178

Многоразовые инструменты


Биопсийные щипцы	158
Кюретки	166
Промывочные трубки	171
Спрей-катетеры	171
Захватывающие корзинки	174
Захватывающие щипцы	175
Коагуляционные электроды	176
Электрохирургические ножи	177
Электрохирургические петли	177
Щипцы для горячей биопсии	177

Аксессуары для бронхоскопов, рино-ларингоскопов и интубационных эндоскопов

Загубники	179
Чистящие щетки	179
Влагозащитные колпачки	180
Адаптеры для очистки	181
Устройства для проверки герметичности	181
Клапаны и защитные трубки	182
Баллоны для EBUS и баллонные аппликаторы	183
Аксессуары для ультразвуковых датчиков	183
Аксессуары для источника света	184



Одноразовые биопсийные щипцы



Удобство и качество

- Острые стальные бранши обеспечивают высококачественную биопсию
- Благодаря цветовому обозначению легко определить область применения



Зеленый цвет

- Уникальный механизм SwingJaw облегчает биопсию в узких отверстиях
- Протестировано OLYMPUS, имеют полную совместимость с эндоскопами
- Ребристая оболочка для облегчения введения через биопсийный канал
- Стерильная упаковка

Надежный захват ткани

Бранши щипцов EndoJaw разработаны таким образом, чтобы обеспечить точное закрытие для получения оптимальных образцов ткани.



Одноразовые биопсийные щипцы с овальными браншами



- Ребристая поверхность для более легкого введения
- Бранши с отверстиями
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации области применения

2

STERILE

X-ray

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Цветовое обозначение	Область применения
FB-231D	N1082020	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	ENT

Одноразовые биопсийные щипцы с овальными браншами и иглой



- Ребристая поверхность для более легкого введения
- Бранши с отверстиями
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Игла для фиксирования инструмента при биопсии
- Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации области применения

2

STERILE

X-ray

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Цветовое обозначение	Область применения
FB-241D	N1082220	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	ENT



Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа “Аллигатор”



- Ребристая поверхность для более легкого введения
- Бранши с отверстиями
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
- Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации области применения

2

STERILE

X-ray

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Цветовое обозначение	Область применения
FB-211D	N1081620	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	ENT

Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа “Аллигатор с иглой”



- Ребристая поверхность для более легкого введения
- Бранши с отверстиями
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
- Игла для фиксирования инструмента при биопсии
- Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации области применения

2


STERILE

X-ray

Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Цветовое обозначение	Область применения
FB-221D	N1081820	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	ENT



Многоразовые щипцы для прицельной биопсии



- Уникальный механизм Swing-Jaw специально разработан для удобства биопсии в узких просветах бронхиального дерева
- Бранши с отверстиями сводят к минимуму травмирование ткани и позволяют получить большее количество биоптата.
- Изготовлены из высококачественного долговечного материала
- Доступны версии с функцией вращения
- Легкая обработка и стерилизация



Многоразовые биопсийные щипцы типа “Аллигатор” с механизмом SwingJaw



- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши с отверстиями



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина		Область применения
FB-52C-1	026659	1	● 2,0 mm	1050 mm		⚙ ENT

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Аллигатор” с механизмом SwingJaw и иглой



- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
- Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
- Бранши с отверстиями
- Версия с функцией вращения для лучшего позиционирования
- Игла для фиксирования инструмента при биопсии



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-55CR-1	026629	1	● 2,8 mm	1050 mm	Вращающиеся	⚙ Торакоскопия

Многоразовые биопсийные щипцы


Получение высококачественного биоптата

- Точно спроектированные бранши и механизм закрытия способствуют получению качественного образца ткани
- Улучшенная конструкция оболочки обеспечивает легкое введение и полную совместимость с бронхоскопами
- Изготовлены из качественного долговечного материала



Полный спектр многоразовых биопсийных щипцов

- Широкая линейка инструментов с различными конструкциям браншей
- Доступны версии с функцией вращения
- Доступны модели как с иглой и так без нее
- Для инструментальных каналов от 1,2 мм до 2,8 мм



Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами



- Для рутинных и трансбронхиальных легочных биопсий
- Бранши с отверстиями
- Минимальное травмирование ткани
- Доступны вращающиеся версии



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-19C-1	026602	1	● 2,0 mm	1050 mm		
FB-19C-1	A2811	1	● 2,0 mm	1050 mm		ENT
FB-19CR-1	026671	1	● 2,0 mm	1050 mm	Вращающиеся	ENT
FB-20C-1	026612	1	● 2,6 mm	1050 mm		
FB-35C-1	026647	1	● 2,8 mm	1050 mm		

Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами с иглой



- Для рутинных биопсий
- Игла для фиксирования инструмента при биопсии
- Бранши с отверстиями
- Минимальное травмирование ткани



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-34C-1	026649	1	● 2,0 mm	1050 mm		
FB-34C-1	A9173	1	● 2,0 mm	1050 mm		ENT

Многоразовые биопсийные щипцы с овальными браншами



- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
- Бранши с отверстиями



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина		Область применения
FB-21C-1	026615	1	● 2,0 mm	1050 mm		⌚
FB-21C-1	A9174	1	● 2,0 mm	1050 mm		ENT


Многоразовые биопсийные щипцы с овальными браншами и иглой



- Игла для фиксирования инструмента при биопсии
- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
- Бранши с отверстиями
- Версия с функцией вращения



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-22C-1	026620	1	● 2,6 mm	1050 mm		⌚
FB-22CR-1	026672	1	● 2,6 mm	1050 mm	Вращающиеся	⌚
FB-24K-1	026631	1	● 2,8 mm	1550 mm		⌚



Многоразовые биопсийные щипцы типа “Аллигатор”



- Для биопсии жестких типов тканей
- Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-15C-1	026645	1	● 2,0 mm	1050 mm		ENT
FB-15C-1	A2344	1	● 2,0 mm	1050 mm		ENT
FB-36C-1	026656	1	● 2,8 mm	1050 mm	С отверстиями	

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Крысиный зуб”



- Бранши с отверстиями
- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-37K-1	026651	1	● 2,8 mm	1550 mm		

Многоразовые биопсийные мини-щипцы типа “Крысиный зуб”




- Для рутинных биопсий
- “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
- Удлиненные бранши для более глубокой биопсии




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
FB-56D-1	025852	1	○ 1,2 mm	1150 mm	3 Fr тип	

Одноразовые цитологические щетки с отличными возможностями для сбора материала



Точная технология обеспечивает хорошие результаты


- Идеальная жесткость щетки с более тонкой щетиной
- Встроенная ручка передает хороший тактильный контроль



Сравнение возможностей для сбора материала

Тесты показывают увеличение количества собранного материала


Количество клеток материала



Одноразовые цитологические щетки



- Отличные возможности для сбора материала
- Металлический наконечник для хорошей рентгенконтрастности
- Нейлоновая щетина отличного качества и оптимальной жесткости




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр щетки (А)	Длина щетки (В)		Область применения
BC-202D-1210	026048	10	● 2,0 mm	1150 mm	1,2 mm	10 mm		
BC-202D-2010	026049	10	● 2,0 mm	1150 mm	2,0 mm	10 mm		
BC-202D-3010	026050	10	● 2,0 mm	1150 mm	3,0 mm	10 mm		
BC-202D-5010	026051	10	● 2,0 mm	1150 mm	5,0 mm	10 mm		

Одноразовые цитологические мини-щетки



- Отличные возможности для сбора материала
- Доступны версии как с оболочкой, так и без нее
- Металлический наконечник для хорошей рентгенконтрастности
- Щетки для использования в канале 1,2 мм




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр щетки (А)	Длина щетки (В)	Функции	Область применения
A BC-203D-2006	N1077030	5	○ 1,2 mm	1150 mm	2,0 mm	6,0 mm	3 Fr, с оболочкой	
B BC-201C-1006	026103	6	○ 1,2 mm	1050 mm	1,0 mm	6,0 mm	3 Fr, без оболочки	

Одноразовые наборы GuideSheath с биопсийными щипцами

GuideSheathKit



- Готовый к использованию набор для периферийных диагностических процедур, включая гистологию
- GuideSheath с регулируемым силиконовым стопором для легкого повторного подхода к периферийным бронхам и образованиям после первичного доступа
- Идеально использовать в комбинации с мини-датчиками OLYMPUS или кюретками под контролем рентгена
- Набор состоит из GuideSheath и одних овальных щипцов с отверстиями




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Биопсийные щипцы	Область применения
K-202	N3041930	1 набор	2,0 mm	1050 mm	Овальные, с отверстиями	
K-204	N3042130	1 набор	2,6 mm	1050 mm	Овальные, с отверстиями	

Одноразовые наборы GuideSheath с биопсийными щипцами

GuideSheathKit



- Готовый к использованию набор для периферийных диагностических процедур, включая гистологию
- GuideSheath с регулируемым силиконовым стопором для легкого повторного подхода к периферийным бронхам и образованиям после первичного доступа
- Идеально использовать в комбинации с мини-датчиками OLYMPUS или кюретками под контролем рентгена
- Набор состоит из GuideSheath, одних овальных щипцов с отверстиями и одной цитологической щетки



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Биопсийные щипцы	Диаметр щетки (A)	Длина щетки (B)	Область применения
K-201	N3041830	1 набор	2,0 mm	1050 mm	Овальные, с отверстиями	2,0 mm	10 mm	
K-203	N3042030	1 набор	2,6 mm	1050 mm	Овальные, с отверстиями	2,0 mm	10 mm	

Кюретки



- Изгибаемые кюретки для использования с системой GuideSheath
- Облекают доступ GuideSheath к периферийным образованиям под контролем рентгена



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
CC-6DR-1	N3042230	1	2,0 mm	1050 mm	Изгибаемая дистальная часть, вращающаяся	



Трансбронхиальная игольная биопсия (TBNA) – SmoothShot




Усовершенствованная диагностика

Роль трансбронхиальной игольной аспирации (TBNA) в диагностике продолжает расти.

OLYMPUS представляет линейку одноразовых игл SmoothShot с улучшенными возможностями получения клеток и тканей.

- Доступны стандартные версии, с боковыми отверстиями и троакарного типа
- Оптимизированная конструкция для максимальной совместимости с бронхоскопами



Гладкое прохождение через канал бронхоскопа, даже когда эндоскоп сильно изогнут


Новая эргономичная ручка иглы NA-601D-1519 троакарного типа обеспечивает более легкую и качественную гистологическую аспирацию



Одноразовые аспирационные иглы для TBNA, 21G



- Отличные пункционные возможности
- Оптимизированная конструкция для совместимости с бронхоскопами
- Прозрачный катетер
- Для всех бронхологических и трахеальных отделов




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр иглы	Длина иглы		Область применения
NA-401D-1321	N1880630	4	● 2,0 mm	1150 mm	21G	13 mm		
NA-401D-1521	N1880730	4	● 2,0 mm	1150 mm	21G	15 mm		

Одноразовые аспирационные иглы с боковым отверстием для TBNA, 21G



- Уникальная конструкция с боковым отверстием
- Отличные пункционные возможности
- Оптимизированная конструкция для совместимости с бронхоскопами
- Прозрачный катетер
- Для всех бронхологических и трахеальных отделов




Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр иглы	Длина иглы	Функции	Область применения
NA-411D-1321	N1880830	4	● 2,0 mm	1150 mm	21G	13 mm	С боковым отверстием	
NA-411D-1521	N1880930	4	● 2,0 mm	1150 mm	21G	15 mm	С боковым отверстием	

Одноразовые аспирационные иглы с троакаром для TBNA, 19G



- Игла троакарного типа для получения большого количества материала
- Отличные пункционные возможности
- Оптимизированная конструкция для совместимости с бронхоскопами
- Прозрачный катетер
- Эргономическая ручка со стопором
- Для всех бронхологических и трахеальных отделов



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Внутренний диаметр/длина иглы	Внешний диаметр/длина иглы	Общая длина иглы	Область применения
NA-601D-1519	N2369930	4	● 2,0 mm	1150 mm	21G / 3 mm	19G / 15 mm	18 mm	

Многоразовые аспирационные иглы для TBNA с металлической оболочкой, 21G

TBNA
Transbronchial Needle Aspiration



- Многоразовая наружная оболочка совмещенная с одноразовой внутренней иглой
- Эффективная передача силы в периферийные области
- Наличие стопора
- Наружная оболочка (MAJ-64) для использования с внутренней иглой (MAJ-65)
- Один набор содержит одну оболочку (MAJ-64) и шесть игл (MAJ-65)



MAJ-64



MAJ-65



X-ray

2

STERILE



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр иглы	Длина иглы	Использовать с	Область применения
MAJ-64	NA-1C-1	026472	1 оболочка	2,0 mm	1050 mm			MAJ-65	
MAJ-65	NA-1C-1	026551	6 игл	2,0 mm	1050 mm	21 G	13 mm	MAJ-64	
	NA-1C-1	026550	1 набор	2,0 mm	1050 mm	21 G	13 mm		

Многоразовые аспирационные иглы для TBNA с металлической оболочкой и боковым отверстием, 21G

TBNA
Transbronchial Needle Aspiration



- Уникальная конструкция с боковым отверстием
- Многоразовая наружная оболочка совмещенная с одноразовой внутренней иглой
- Эффективная передача силы в периферийные области
- Наличие стопора
- Наружная оболочка (MAJ-64) для использования с внутренней иглой (MAJ-65)
- Один набор содержит одну оболочку (MAJ-64) и шесть игл (MAJ-65)



MAJ-64



MAJ-66



X-ray

2


STERILE



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр иглы	Длина иглы	Использовать с	Область применения
MAJ-64	NA-2C-1	026472	1 оболочка	2,0 mm	1050 mm			MAJ-66	
MAJ-66	NA-2C-1	026553	6 игл	2,0 mm	1050 mm	21 G	13 mm	MAJ-64	
	NA-2C-1	026552	1 набор	2,0 mm	1050 mm	21 G	13 mm		



EBUS-TBNA с использованием ViziShot 21G позволяет получать большее количество материала



Новое поколение TBNA

Эндобронхиальная ультразвуковая игольная аспирация (EBUS-TBNA) является многообещающей минимально инвазивной техникой. Компания OLYMPUS разработала ViziShot 21G для дальнейшего расширения диагностических возможностей этой процедуры.


Одноразовые иглы для EBUS-TBNA



- Специально обработанная дистальная часть обладает улучшенной эхогенностью
- Регулируемая игла от 20 мм до 40 мм
- Регулируемая ручка для предотвращения травмирования канала эндоскопа
- Доступны иглы 21G и 22G
- Каждый набор включает в себя одну иглу, один 20 мл запираемый аспирационный шприц и один биопсийный клапан (MAJ-1414)



MAJ-1414




Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр иглы	Использовать с	Область применения
	NA-201SX-4021	N2656630	5 наборов игл	● 2,0 mm	700 mm	21G	MAJ-1414	
	NA-201SX-4022	N1775830	5 наборов игл	● 2,0 mm	700 mm	22G	MAJ-1414	
MAJ-1414		N1775730	10 клапанов				NA-201SX-4021, -4022	



Многоразовая промывочная трубка



- Для бронхографии, бронхоальвеолярного лаважа и очистки слизистой
- Может использоваться с ледяным соляным раствором в бронхах для помощи в остановке кровотечений
- Клапан для множественного впрыска



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Область применения
PR-2B-1	026900	1	● 2,0 mm	950 mm	

Многоразовые спрей-катетеры



PW-6C-1

- Для локальной анестезии в респираторном тракте, распыления лекарства и красителя



MAJ-929




Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Использовать с	Область применения
	PW-6C-1	026027	1 катетер	● 2,0 mm	1050 mm	MAJ-929	ENT
MAJ-929	PW-6C-1	026028	1 клапан			PW-6C-1	ENT
	PW-5L-1	026088	1	● 2,8 mm	1650 mm		

Одноразовые баллонные катетеры



- Для тампонадного гемостаза в бронхах
- Для выборочного бронхоальвеолярного лаважа и бронхографии
- Защищены от перегибов
- Отличная видимость под рентгеном



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр баллона	Дистальный наконечник	Область применения
B5-2C	026928	1	● 2,0 mm	1050 mm	11 mm	5 Fr.	
B7-2C	026921	1	● 2,8 mm	1050 mm	13 mm	7 Fr.	

Полный спектр захватывающих устройств для извлечения инородных тел



Специальное устройство для каждой ситуации

Компания OLYMPUS разработала широкую линейку захватывающих щипцов, корзинок и петель для извлечения инородных тел.

- Превосходная захватывающая сила для надежного и безопасного извлечения
- Разнообразные конструкции для захвата разных типов инородных тел
- Доступны как многоразовые, так и одноразовые устройства
- Также доступны устройства с диаметром 1,2 мм для периферийных областей и педиатрических целей



Специально разработанная захватывающая мини-корзинка для периферийных областей и педиатрических целей.

Одноразовые захватывающие мини-корзинки



A FG-55D



B FG-51B, -51D



C FG-52D

- Для извлечения гладких круглых объектов и камней
- Интегрированная ручка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки	Дистальный конец	Тип корзинки	Область применения
A FG-55D	026746	1	○ 1,2 mm	1150 mm	14 mm	3 Fr.	4 параллельных проволки	
B FG-51B	A02819A	1	○ 1,2 mm	900 mm	11 mm	3 Fr.	4 спиральных проволки	ENT
B FG-51D	026740	1	○ 1,2 mm	1150 mm	11 mm	3 Fr.	4 спиральных проволки	
C FG-52D	026741	1	○ 1,2 mm	1150 mm	10 mm	2,4 Fr.	3 спиральных проволки	
C FG-52D	A02822A	1	○ 1,2 mm	1150 mm	10 mm	2,4 Fr.	3 спиральных проволки	ENT

Одноразовые трехногие захваты



- Для извлечения нестандартных объектов
- Интегрированная ручка
- Загнутые кончики для улучшенного захвата мягких объектов



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Дистальный конец	Область применения
FG-54D	026742	1	○ 1,2 mm	1150 mm	11 mm	3 Fr.	
FG-54D	A02824A	1	○ 1,2 mm	1150 mm	11 mm	3 Fr.	ENT



Одноразовые захватывающие мини-петли для извлечения инородных тел



- Для извлечения длинных, тонких объектов
- Интегрированная ручка



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр петли	Дистальный конец	Область применения
FG-36D	026793	1	○ 1,2 mm	1150 mm	10 mm	3 Fr.	

Многоразовые корзинки



- Для извлечения гладких круглых объектов



MA-479



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр корзинки	Использовать с	Область применения
	FG-17K-1	026755	1 корзинка	● 2,0 mm	1550 mm	32 mm	MA-479	
	FG-16L-1	026751	1 корзинка	● 2,8 mm	1650 mm	35 mm	MA-479	
MA-479	FG-Handle	026951	1 ручка				FG-17K-1 и FG-16L-1	

Многоразовые V-образные захваты



- Для тонких, плоских объектов
- Ярko-выраженный крысиный зуб для крепкого захвата
- Бранши задвигаются в оболочку



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Область применения
FG-4L-1	026239	1	● 2,0 mm	1650 mm	
FG-25C-1	026244	1	● 2,6 mm	1050 mm	

Многоразовые захватывающие щипцы, тип “Крысиный зуб”



- Для извлечения плоских объектов, таких, как монеты
- “Крысиный зуб” для лучшего захвата



FG-53SX-1



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-53SX	A02902A	1	● 2,0 mm	700 mm	8,0 mm	ENT
FG-14P-1	026238	1	● 2,0 mm	1900 mm	3,0 mm	ENT
FG-26C-1	026233	1	● 2,6 mm	1050 mm	3,5 mm	
FG-32C-1	026779	1	● 2,8 mm	1050 mm	4,7 mm	

Многоразовые захватывающие щипцы, тип “Аллигатор”



- Для придерживания или извлечения объектов
- Тип “Аллигатор” предотвращает соскальзывание



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Область применения
FG-6L-1	026240	1	● 2,8 mm	1650 mm	7,5 mm	

Многоразовые захватывающие щипцы с прорезиненными браншами



- Для острых плоских объектов, таких как иглы, лезвия
- Прорезиненные бранши обеспечивают крепкий захват



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Область применения
FG-20P-1	026266	1	● 2,0 mm	1900 mm	ENT


Успешные электрохирургические вмешательства с уникальным спектром устройств



Резка, коагуляция, резекция и извлечение

Компания OLYMPUS разработала разносторонние устройства для соответствия всем требованиям высокочастотной бронхиальной электрокоагуляции.

- Спроектированы специально для трансбронхиального применения
- Зеленая маркировка дистальной части
- Автоклавируемые



Резекция ткани при помощи электрохирургических петель может обладать большими преимуществами, чем лазерная фото-резекция.

Многоразовые электроды для коагуляции



- Для прижигания пораженных областей и абляции ткани в бронхах
- Зеленая маркировка на дистальном конце катетера для безопасности



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Функции	Область применения
	CD-6C-1	N1072530	1	● 2,0 mm	1050 mm		ENT

Многоразовые электрохирургические ножи



- Для резекции ткани в узких просветах
- Зеленая маркировка на дистальном конце катетера для безопасности
- Для использования с SD-ручкой (МН-264)



МН-264



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Использовать с	Область применения
	KD-31C-1	026097	2 ножа	● 2,0 mm	1050 mm	МН-264	ENT
МН-264	SD-Handle	027004	1 ручка			KD-31C-1	

Многоразовые электрохирургические петли



- Для эффективной и быстрой резекции ткани
- Зеленая маркировка на дистальном конце катетера для безопасности
- Наружная пластиковая оболочка (MAJ-377) используется с петлей (MAJ-557 или MAJ-378) и SD-ручкой (МН-264)



МН-264



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Ширина раскрытия	Использовать с	Область применения
MAJ-377	SD-7C, 18C-1	028226	1 оболочка	● 2,0 mm	1050 mm		MAJ-557 и MAJ-378 и MAJ-264	ENT
MAJ-557	SD-7C-1	026971	1 петля	● 2,0 mm	1050 mm	23 mm	MAJ-377 и MAJ-264	ENT
MAJ-378	SD-18C-1	028227	1 петля	● 2,0 mm	1050 mm	13 mm	MAJ-377 и MAJ-264	ENT
МН-264	SD-Handle	027004	1 ручка				SD-7C-1, -18C-1	

Многоразовые щипцы для горячей биопсии




- Быстрое, эффективное получение материала и абляция пораженных областей
- Зеленая маркировка на дистальном конце катетера для безопасности
- Овальные бранши
- Для использования с SD-ручкой (МН-264)



МН-264




Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Использовать с	Область применения
	FD-7C-1	024880	1 щипцы	● 2,0 mm	1050 mm	МН-264	ENT
	FD-6C-1	026859	1 щипцы	● 2,6 mm	1050 mm	МН-264	ENT
МН-264	SD-Handle	027004	1 ручка			FD-7C-1, -6C-1	



Одноразовые инъекционные иглы



- Для трансбронхиальной игольной инъекционной (ТБНИ) терапии
- Отличные пункционные возможности
- Эргономичная ручка со стопором





Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр иглы	Длина иглы	Область применения
DSN-120-5	WA95010A	10	● 2,8 mm	1200 mm	25G	5 mm	

Инъекционные иглы с металлической оболочкой



- Для трансбронхиальной игольной инъекционной (ТБНИ) терапии
- Отличные пункционные возможности
- Многоразовая наружная металлическая спиральная оболочка с одноразовыми иглами
- Наличие стопора
- Наружная металлическая оболочка (MAJ-74, -67, -69) сочетается с внутренней иглой (MAJ-75, -76, -68, -71, -72, -73)



Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Длина иглы	Диаметр иглы	Использовать с	Область применения
MAJ-74	NM-8...9L-1	026992	1 оболочка	● 2,0 mm	1650 mm			MAJ-75, -76	ENT
MAJ-75	NM-8L-1	026540	6 игл	● 2,0 mm	1650 mm	23G	4 mm	MAJ-74	ENT
MAJ-76	NM-9L-1	026541	6 игл	● 2,0 mm	1650 mm	23G	6 mm	MAJ-74	ENT
MAJ-67	NM-4...7L-1	026991	1 оболочка	● 2,8 mm	1650 mm			MAJ-68, -71, -72, -73	
MAJ-68	NM-4L-1	026536	6 игл	● 2,8 mm	1650 mm	23G	4 mm	MAJ-67	
MAJ-71	NM-5L-1	026537	6 игл	● 2,8 mm	1650 mm	23G	6 mm	MAJ-67	
MAJ-72	NM-6L-1	026538	6 игл	● 2,8 mm	1650 mm	21G	4 mm	MAJ-67	
MAJ-73	NM-7L-1	026539	6 игл	● 2,8 mm	1650 mm	21G	6 mm	MAJ-67	



Одноразовые загубники



- Ремень без содержания латекса универсального размера
- 2 больших порта для отсасывания оральных секретов

2

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
MAJ-168	K7505598	50	Одноразовый загубник	Для всех бронхоскопов

Многоразовые загубники



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
MA-651	028616	1	Многоразовый загубник	Для всех бронхоскопов с максимальным диаметром рабочей части 7 мм

134°C
AUTOCLAVE
273°F

Одноразововые щетки для очистки каналов



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Совместимость с эндоскопами
BW-201B Набор В	N1380730	50 щеток для очистки канала и 50 щеток для очистки входных отверстий каналов	2,0 - 3,2 mm	Бронхоскопы OLYMPUS, Назо-фарингоскопы и Рино-ларингоскопы
BW-201B Набор А	N1380630	50 щеток для очистки канала	2,0 - 3,2 mm	Бронхоскопы OLYMPUS, Назо-фарингоскопы и Рино-ларингоскопы

2

Одноразововые щетки для очистки каналов



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Совместимость с эндоскопами
BW-7B	026447	1	1,0 - 1,5 mm	Бронхоскопы: BF-3C10, -6C10, -3C20, -3C30, -3C40, -XP40, -XP60, -3C160 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40 Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-DP, -GP, -2

134°C
AUTOCLAVE
273°F

Многоразовые щетки с металлической спиральной оболочкой для очистки каналов

	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Совместимость с эндоскопами
	BW-15SH	026439	1	1,0 - 1,5 mm	Бронхоскопы: BF-3C10, -XP40, -XP60, -3C160, -XP160F Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40 Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-DP, -GP, -2
	BW-15B	026799	1	2,0 - 3,2 mm	Бронхоскопы: OES 20, 30, 40, 60, EVIS 160, 180, 200, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F, -UC180F Плевроскопы: LFT-160 Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-T, -TP Рино-ларингоскопы: ENF-VT, -VT2, -T3

Многоразовые щетки для очистки входных отверстий каналов

	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Совместимость с эндоскопами
	MH-507	026441	1	Все диаметры	Бронхоскопы: OES 20, 30, 40, 60, EVIS 160, 180, 200, 240, 260 Плевроскопы: LFT-160 Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-2, -T, -GP, -DP, -TP Рино-ларингоскопы: ENF-VT, -VT2, -T3

Влагозащитные колпачки



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MH-553	027799	1	Влагозащитный колпачок	Гастро-, колоно-, дуодено-, бронхоскопы: EVIS 140, 160, 180, 240, 260
2 MB-156	027706	1	Колпачок ЕТО	Все фиброскопы Рино-ларингоскопы: ENF-V, -V2, -VT, -VT2, -T3, -GP, -P4, -XP Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-2, -T, -GP, -DP, -TP, -P, -V
2 MB-156	A2328	1	Колпачок ЕТО	
3 MAJ-1214	E0482000	1	Автоклавируемый влагозащитный колпачок	Бронхоскопы: BF-Q180-AC Плевроскопы: LTF-160
4 MAJ-1057	N1007200	1	Влагозащитный колпачок	Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F-OL8

Адаптер для обработки

	Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
	MAJ-222	028962	1	Адаптер для очистки	Бронхоскопы: OES 20, 30, 40, 60, EVIS 160, 180, 200, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F, -UC180F, BF-UM40 Плевроскопы: LFT-160 Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-2, -T, -GP, -DP, -TP Рино-ларингоскопы: ENF-VT, -VT2

Ручная проверка герметичности



1 MB-155	2 MU-1	3 WA23070A
-----------------	---------------	-------------------

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MB-155	027700	1	Прибор для проверки герметичности	Все эндоскопы OES и EVIS
2 MU-1	025249	1	Блок для проверки герметичности	Все эндоскопы OES и EVIS
3 -	WA23070A	1	Прибор для проверки герметичности	Рино-ларингоскопы: ENF-V, -V2, -VT, -VT2, -T3, -GP, -P4, -XP

Клапаны и защитные трубки



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MD-159	027753	1	Аспирационный клапан	Бронхоскопы: OES 20D, E
2 MD-493	028900	1	Аспирационный клапан	Бронхоскопы: OES 20
2 MD-493	A9121	1	Аспирационный клапан	Рино-ларингоскопы: ENF-T3 Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -TP, -2, -T
3 MAJ-207	028958	10	Аспирационный клапан	Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F, -UC180F Плевроскопы: LTF-160
3 MAJ-207	A02905A	1	Аспирационный клапан	Рино-ларингоскопы: ENF-VT, -VT2
4 MAJ-209	028987	20	Одноразовый аспирационный клапан	Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F, -UC180F Плевроскопы: LTF-160
5 MD-51	028847	1	Пластиковая насадка для аспирационного клапана MD-494	Бронхоскопы: OES 20
5 MD-51	A9169	1	Пластиковая насадка для аспирационного клапана MD-494	Рино-ларингоскопы: ENF-T3 Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-2, -T
6 MAJ-210	028988	20	Одноразовый биопсийный клапан	Бронхоскопы: OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F, -UC180F Плевроскопы: LTF-160
6 MAJ-210	A9122	20	Одноразовый биопсийный клапан	Рино-ларингоскопы: ENF-VT, -VT2, -T3
7 MD-495	028899	10	Не стерильный биопсийный клапан	Бронхоскопы: OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F, -UC180F Плевроскопы: LTF-160
8 MB-884	028848	1	Клапан шприца	Бронхоскопы: OES 20
8 MB-884	A9123	1	Клапан шприца	Рино-ларингоскопы: ENF-T3 Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-T
9 MH-192	027835	1	Разъем	Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F, -UC180F Плевроскопы: LTF-160
10 MD-515	028918	1	Защитная трубка	Рино-ларингоскопы: ENF-XP Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-P

EBUS баллоны и баллонные аппликаторы



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MAJ-1126	N1027130	20	Баллон стерильный, содержит латекс	Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40
2 MAJ-1127	N1027200	1	Баллонный аппликатор	Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40
3 MAJ-1351	N1418430	20	Баллон стерильный, содержит латекс	Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F, -UC180F
4 MAJ-1352	N1418500	1	Баллонный аппликатор	Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F, -UC180F

Аксессуары к ультразвуковым датчикам



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 MAJ-643R	028640	5	Оболочка, стерильная, содержит латекс	EBUS: UM-BS20-26R (обязательно) Примечание: необходим MAJ-667
2 MAJ-667	024447	1	Соединитель оболочки	EBUS: Необходимо в дополнение к MAJ-643R и MH-246R набор B
3 MAJ-564	028641	1	Баллонный аппликатор	EBUS: UM-BS20-26R, MAJ-643R
4 MH-245	028666	1	Держатель датчика	Все ультразвуковые мини-датчики
5 K-201	N3041830	1 Set	GuideSheath, биопсийные щипцы, цитологическая щетка	EBUS: UM-S20-17S
5 K-202	N3041930	1 Set	GuideSheath, биопсийные щипцы	EBUS: UM-S20-17S
5 K-203	N3042030	1 Set	GuideSheath, биопсийные щипцы, цитологическая щетка	EBUS: UM-S20-20R, -S30-20R
5 K-204	N3042130	1 Set	GuideSheath, биопсийные щипцы	EBUS: UM-S20-20R, -S30-20R

Аксессуары для источника света



1 MAJ-922



2 MAJ-927



3 B-01E



4 BU-70SE



5 MAJ-900



6 Световод



7 MAJ-1413

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MAJ-922	A70981A	1	Портативный источник света, работает на аккумуляторах, многоцветный	Рино-ларингоскопы: ENF-GP Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -T
2 MAJ-927	A70983A	1	Запасная лампа для MAJ-922	Рино-ларингоскопы: ENF-GP Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -T
3 B-01E	N1453892	1	Аккумулятор	Рино-ларингоскопы: ENF-GP Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -T
4 BU-70SE	N1286092	1	Зарядное устройство для аккумулятора	Рино-ларингоскопы: ENF-GP Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -TP
5 MAJ-900	A70982A	1	Адаптер световода, OES световод для ENF-GP, многоцветный	Рино-ларингоскопы: ENF-GP
6 Light guide	WA03200A	1	Световод, 3 м, многоцветный	Рино-ларингоскопы: ENF-GP Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -TP
7 MAJ-1413	N1773930	1	Адаптер световода, OES световод для LF-GP, -TP, -DP, многоцветный	Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -TP

08

Пункция под контролем ультразвука (EUS-FNA, EBUS-TBNA)



187 – 192

08

Пункция под контролем ультразвука (EUS-FNA, EBUS-TBNA)

187 – 192






Аспирационные иглы EUS-FNA	188
Автоматические аспирационные иглы EUS-FNA	190
Аспирационные иглы EBUS-TBNA	191

Все, что требуется для пункции

Пункция (FNA) под контролем эндоскопического ультразвука (EUS) – доказанный и ценный метод диагностики разнообразных образований, расположенных вокруг желудочно-кишечного тракта. Также используется как способ определения рака в легких.


Компания OLYMPUS предлагает полный спектр оборудования для эндоскопического ультразвука – все от аспирационных игл до законченных EUS платформ.



EZShot2

Новые аспирационные иглы, доступные в двух диаметрах 19G и 22G

Иглы EZShot2, разработанные для EUS-FNA, обладают отличными пункционными возможностями благодаря регулируемым оболочкам. Все, что требуется для FNA – стерильные, предзаряженные, готовые к использованию иглы, доступные в двух диаметрах 19G и 22G.



Легко использовать:


- Регулируемая 80 мм игла
- Регулируемая оболочка

Одноразовые аспирационные иглы для FNA под контролем EUS

EZ shot 2



- Длина оболочки индивидуально регулируется
- Регулируемая 80 мм игла со стопором
- Стерильные, предзаряженные, готовые к использованию
- Перекрывающийся кран и 20 мл шприц включены
- Отличная видимость иглы
- Доступны иглы 19G и 22G



2

STERILE



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Максимальная длина иглы	Диаметр иглы	Форма стилета	Область применения
NA-220H-8022	N2278530	5	● 2,8 mm	1400 mm	80 mm	22G	A) Скошенный	EUS
NA-220H-8019	N2278330	5	● 2,8 mm	1400 mm	80 mm	19G	B) Закругленный	EUS

Одноразовые аспирационные иглы для FNA под контролем EUS

EZ Shot



- Регулируемая 80 мм игла со стопором
- Стерильные, предзаряженные, готовые к использованию
- Перекрывающийся кран и 20 мл шприц включены
- Отличная видимость иглы



2

STERILE



Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Максимальная длина иглы	Диаметр иглы	Форма стилета	Область применения
NA-200H-8022	N1053020	5	● 2,8 mm	1400 mm	80 mm	22G	Скошенный	EUS

PowerShot – более точный путь проникновения в ткань



Прекрасные возможности для игольной аспирации (FNA) под контролем ультразвука

- Автоматическая игла на пружине
- Многоразовая ручка и оболочка
- Регулируемая длина выстрела иглы
- Предохранитель


Аспирационная игла PowerShot



- Прекрасная видимость иглы
- Длина иглы 0-60 мм при механическом использовании
- Длина иглы 0-30 мм при автоматическом использовании
- Пружинный механизм
- Скошенный ланцет



MAJ-904, MAJ-919





Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Продукт	Функции	Область применения
MAJ-919	027026	5			Одноразовая игла	22G Голубой люверс на проксимальной части	EUS
MAJ-904	027025	1	● 2,8 mm	1450 mm	Многоразовая железная витая оболочка		EUS
MAJ-903	027024	1			Многоразовая ручка		EUS



Эффективное получение материала при помощи EBUS-TBNA


Надежный и минимально инвазивный метод

Эндобронхиальная ультразвуковая трансbronхиальная игольная аспирация (EBUS-TBNA) является минимально инвазивным методом, который позволяет получить материал в реальном времени под контролем ультразвука.





EBUS-TBNA при помощи игл ViziShot 21G позволяет получать большее количество материала



Новое поколение трансбронхиальной игольной аспирации (TBNA)

Эндоbronхиальная ультразвуковая трансбронхиальная игольная аспирация (EBUS-TBNA) – многообещающий минимально инвазивный метод. Компания OLYMPUS разработала иглы ViziShot размера 21G для расширения диагностических возможностей процедуры.

Одноразовые аспирационные иглы EBUS-TBNA



- Специально обработанный дистальный конец обладает улучшенной эхогенностью
- Регулируемая длина иглы от 20 мм до 40 мм
- Регулируемая ручка безопасности для защиты канала эндоскопа
- Доступны иглы 21G и 22G
- Каждый набор включает в себя одну иглу, один 20 мл аспирационный шприц со стопором и один адаптер биопсийного клапана (MAJ-1414)



MAJ-1414



STERILE

Код артикула	Обозначение	Артикул	Количество	Диаметр канала	Длина	Диаметр иглы	Использовать с	Область применения
	NA-201SX-4021	N2656630	5 наборов	● 2,0 mm	700 mm	21G	MAJ-1414	⊕
	NA-201SX-4022	N1775830	5 наборов	● 2,0 mm	700 mm	22G	MAJ-1414	⊕
MAJ-1414		N1775730	10 адаптеров биопсийного клапана				NA-201SX-4021, -4022	⊕

09

Эндоскопические аксессуары



195 – 214

09

Эндоскопические аксессуары

195 – 214



Загубники	195
Клапаны Вода / Воздух	197
Аспирационные клапаны	198
Клапаны инструментального канала	199
Аксессуары для CO ₂	200
Ирригационные адаптеры	201
Дистальные колпачки	202
Дополнительные трубки	203
Ультразвуковые баллоны	203
Ультразвуковые баллонные аппликаторы	204
Ультразвуковые датчики	205
Аксессуары для ультразвуковых датчиков	206
Аксессуары для источника света	207
Аксессуары для видеопроцессора	207
Контейнеры для воды	208
Аксессуары для аспиратора	209
Аксессуары для помпы	212
Аксессуары для электрохирургического блока	213

Одноразовые загубники



Высокий уровень комфорта и безопасности

- 2 больших порта для аспирации выделений
- Большой просвет позволяет проведение инструментов и аппаратов до 60 Fr
- Стабильность
- Универсальная стрепка не содержит латекса

Одноразовые загубники



- 2 больших порта для аспирации выделений
- Большой просвет позволяет проведение инструментов и аппаратов до 60 Fr
- Универсальная стрепка не содержит латекса

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
MAJ-168	K7505598	50	Одноразовый загубник	Для всех гибких эндоскопов

Многоразовые загубники



1 MB-142

2 MA-392

3 MA-474

4 MA-651

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MB-142	028725	1	Стандартный многоразовый загубник	Все гибкие эндоскопы с наружным диаметром менее 15 мм
2 MA-392	028304	1	Большой многоразовый загубник	Все гибкие эндоскопы с наружным диаметром менее 16 мм
3 MA-474	028305	1	Малый многоразовый загубник	Все гибкие эндоскопы с наружным диаметром менее 10 мм
4 MA-651	028616	1	Бронхоскопический многоразовый загубник	Все гибкие эндоскопы с наружным диаметром менее 7 мм

Клапаны вода / воздух



1 MB-196



2 MH-438



3 MB-627



4 MD-227



5 MAJ-1444



6 MH-547

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MB-196	027710	1	Клапан вода / воздух	Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, Е-линейка, EVIS 100, 130, 200, 230, Кроме CHF-B20, -BP30, GIF-N30, GIF-N230
2 MH-438	027797	1	Клапан вода / воздух	Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260
3 MB-627	027905	1	Клапан вода / воздух	Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы: OES 10, EVIS 100
4 MD-227	027755	1	Клапан вода / воздух	Гастроскопы: GIF-N30, GIF-N230 Холедохоскопы: CHF-B20, -BP30
5 MAJ-1444	N2305430	1	Клапан вода / воздух	Ультразвуковые эндоскопы: Все, кроме BF-UM40, -UC160F, MH-908
6 MH-547	028651	1	Клапан вода / воздух	MH-908 слепой датчик

Аспирационные клапаны



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MB-197	027711	1	Аспирационный клапан	Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, E-линейка, EVIS 100, 130, 200, 230, Кроме CHF-B20, -BP30, GIF-N30, GIF-N230
2 MH-443	027798	1	Аспирационный клапан	Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260
3 MD-192	027754	1	Аспирационный клапан	Гастроскопы: GIF-N30, GIF-N230 Холедохоскопы: CHF-B20, -BP30
4 MD-159	027753	1	Аспирационный клапан	Бронхоскопы: OES 20D, E
5 MD-493	028900	1	Аспирационный клапан	Бронхоскопы: OES 20 Рино-Ларингоскопы: ENF-T3 Интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -TP, -2, -T
6 MAJ-207	028958	10	Аспирационный клапан	Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260 Ультразвуковые эндоскопы: BF-UM40, -UC160F Плевроскопы: LTF-160; Рино-Ларингоскопы: ENF-VT Цистоскопы: CYF-5, -5A, -V, -VA
7 MAJ-209	028987	20	Одноразовый аспирационный клапан	Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260 Ультразвуковые эндоскопы: BF-UM40, -UC160F Плевроскопы: LTF-160 Рино-Ларингоскопы: ENF-VT
8 MD-51	028847	1	Пластиковый воротник для аспирационного клапана MD-494	Бронхоскопы: OES 20 Рино-Ларингоскопы: ENF-T3 Интубационные эндоскопы: LF-2, -T
9 MAJ-1443	N2305330	1	Аспирационный клапан	Ультразвуковые эндоскопы: Все, кроме BF-UM40, -UC160F, MH-908
10 MH-546	028652	1	Аспирационный клапан	MH-908 слепой датчик

Клапаны инструментального канала



1 MB-358



2 MAJ-419



3 MAJ-579



4 MAJ-210



5 MD-495



6 MB-884



7 MAJ-853

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MB-358	028794	10	Биопсийный клапан	Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, 40, Е-линейка, EVIS 100, 130, 140, 145, 160, 165, 180, 200, 230, 240, 260 Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM20, -UM130, UMQ130, -UM160, -UE160-AL5, JF-UM20, CF-UM20, MH-908 слепой датчик
2 MAJ-419	028593	10	Биопсийный клапан	Гастроскопы: GIF-2T160 Колоноскопы: CF-2T160I/L
3 MAJ-579	028985	1	Биопсийный клапан	Холедохоскопы: CHF-BP30 Цистоскопы: CYF-5, -5A, -V, -VA
4 MAJ-210	028988	20	Одноразовый биопсийный клапан	Бронхоскопы: OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 200, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F Плевроскопы: LTF-160 Рино-Ларингоскопы: ENF-VT, -T3
5 MD-495	028899	10	Биопсийный клапан	Бронхоскопы: OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 200, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F Плевроскопы: LTF-160
6 MB-884	028848	1	Биопсийный клапан	Бронхоскопы: OES 20 Рино-Ларингоскопы: ENF-T3 Плевроскопы: LF-T
7 MAJ-853	024252	10	Биопсийный клапан	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC30P, -UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UC160P-OL5, -UCT160-OL5

Аксессуары для CO₂



1 MAJ-422



2 MAJ-521



3 MD-410



4 MD-411



5 MD-413



6 MB-879



7 MB-878

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MAJ-422	027779	1	CO2 адаптер	OSF-3
2 MAJ-521	028976	1	Клапан вода / газ	Колоноскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260
3 MD-410	027758	1	Клапан вода / газ	Колоноскопы: OES 10, 20, 30, Е-линейка EVIS 100, 130, 200, 230, OSF-3
4 MD-411	027759	1	Трубка для CO2	Все колоноскопы и OSF-3
5 MD-413	027761	1	Набор газ / вода: Содержит MD-410, 411 и 412	Колоноскопы: OES 10, 20, 30 EVIS 100, 130, 200, 230, OSF-3
6 MB-879	028716	1	Кнопка CO2 (Длинная)	Колоноскопы: OES 20, 30
7 MB-878	028715	1	Кнопка CO2 (Стандартная)	Колоноскопы: OES 20, 30

Ирригационные адаптеры



1 Ирригационный адаптер



2 MH-405



3 MAJ-891



4 MD-105



5 MB-292



6 MD-807



7 MH-192

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 Adaptor	028926	1	Инструментальный / ирригационный адаптер	Гастроскопы: GIF-XT30, -XTQ160
2 MH-405	028943	1	Инструментальный аспирационный адаптер	Все гастро-, колоно-, дуоденоскопы
3 MAJ-891	028537	1	Инструментальный / ирригационный адаптер	Все гастро-, колоно-, дуоденоскопы, цистоскопы
4 MD-105	027073	1	Инструментальный / ирригационный адаптер	Все гастро-, колоно-, дуоденоскопы
5 MB-292	028772	10	Крышка и уплотнитель для MD-105	MD-105
6 MD-807	028685	1	Ирригационный адаптер	Все гастро-, колоно-, дуоденоскопы Также: используется с ультразвуковыми датчиками
7 MH-192	027835	1	Ирригационный адаптер	Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, UC160F Плевроскопы: LTF-160

Дистальные колпачки для дуоденоскопов



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
MAJ-211	028491	2	Дистальный колпачок	Дуоденоскопы: JF-140
MAJ-311	028492	2	Дистальный колпачок	Дуоденоскопы: TJF-140R, -160R, -160VR
MAJ-411	027864	2	Дистальный колпачок	Дуоденоскопы: JF-140R, -1T40

Дистальные насадки



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 D-201-12402	026052	6	Одноразовая дистальная насадка	Гастроскопы: GIF-Q160Z
2 D-201-16403	E0426964	12	Одноразовая дистальная насадка	Колоноскопы: CF-Q160ZI/L, -Q240Z
3 MB-193	028775	1	Дистальная насадка (Короткая)	Колоноскопы: CF-1T10I/L, -1T20I/L
3 MB-126	028732	1	Дистальная насадка (Короткая)	Колоноскопы: CF-10I/L/M, -20H/I/L, -20M
3 MB-145	028734	1	Дистальная насадка (Короткая)	Сигмоскопы: CF-P10S, P20S
4 MB-207	028736	1	Дистальная насадка (Длинная)	Сигмоскопы: CF-P10S, P20S
4 MB-127	028733	1	Дистальная насадка (Длинная)	Колоноскопы: CF-10I/L/M, -20H/I/L, -20M
5 MB-46	028730	1	Дистальная насадка (Короткая)	Гастроскопы: GIF-Q10, -Q20, -1T20, -Q30, -1T30 Колоноскопы: PCF-10, -20 Энтероскопы: SIF-10
5 MB-64	028731	1	Дистальная насадка (Короткая)	Гастроскопы: GIF-P10, -P20, -P30, -PQ20
5 MB-214	028737	1	Дистальная насадка (Короткая)	Гастроскопы: GIF-XP10, -XP20
5 MB-162	028735	1	Дистальная насадка (Короткая)	Гастроскопы: GIF-XQ10, -XQ20, -XQ30, -Q30
5 MH-163	027837	1	Дистальная насадка (Короткая)	Колоноскопы: CF-30I/L
6 MB-250	028769	1	Дистальная насадка (Короткая)	Гастроскопы: GIF-1T10
7 MB-622	028834	1	Дистальная насадка	Колоноскопы: CF-1T100I/L

Вспомогательные трубки



1 MAJ-855

2 MH-437


3 MH-974

4 MB-1

5 MA-238

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MAJ-855	028608	1	Вспомогательная трубка подачи воды	Гастроскопы: GIF-2T160, -XTQ160, -TQ160 Колоноскопы: CF-Q145I/L, -Q160I/L/S, -Q160AI/L, -Q165I/L, -Q180AI/L, -H180AI/L, PCF-Q180AI/L
2 MH-437	027776	1	Вспомогательная трубка подачи воды	Гастроскопы: GIF-XT30
3 MH-974	027804	1	Вспомогательная трубка подачи воды	Гастроскопы: GIF-1T140 Колоноскопы: CF-1T140I/L
4 MB-1	027709	1	Вспомогательная трубка подачи воды	Гастроскопы: GIF-1T10, -T20, -T30, -1T100, -1T130
5 MA-238	027050	1	Газовая трубка	Колоноскопы: CF/PCF 20/30 серий Холедохоскопы: CHF-BP30

Ультразвуковые баллоны



1 MH-303, -304, -305, -525

2 MAJ-213

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MH-303	027773	20	Баллон, не стерильный, содержит латекс	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5, -UM160, -UM130, -UMQ130, -UM20, JF-UM20
1 MH-304	027774	20	Баллон, не стерильный, содержит латекс	Ультразвуковые эндоскопы: CF-UM20
1 MH-305	027775	20	Баллон, не стерильный, содержит латекс	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM3
1 MH-525	028654	20	Баллон, не стерильный, содержит латекс	Слепой датчик MH-908
2 MAJ-213	026386	20	Баллон, не стерильный, содержит латекс	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC140P-AL5, -UCT140-AL5, UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UC30P

Ультразвуковые баллоны



1 MAJ-233, -234, -236

2 MAJ-249

3 MAJ-1126

4 MAJ-1351

5 ST-SB1

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MAJ-233	E0482005	20	Баллон, стерильный; содержит латекс	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5, -UM160, -UM130, -UMQ130, -UM20, JF-UM20
1 MAJ-234	E0482006	20	Баллон, стерильный; содержит латекс	Ультразвуковые эндоскопы: CF-UM20
1 MAJ-236	E0482007	20	Баллон, стерильный; содержит латекс	Слепой датчик MH-908
2 MAJ-249	E0482004	20	Баллон, стерильный; содержит латекс	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC140P-AL5, -UCT140-AL5, UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UC30P
3 MAJ-1126	N1027130	20	Баллон, стерильный; содержит латекс	Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40
4 MAJ-1351	N1418430	20	Баллон, стерильный; содержит латекс	Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F
5 ST-SB1	N2650930	1	Трубка для SIF-Q180	Энтероскопы: SIF-Q180

Ультразвуковые баллонные аппликаторы



1 MAJ-864

2 MD-688

3 MAJ-1127

4 MAJ-1352

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
1 MAJ-864	027953	1	Баллонный аппликатор	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5
2 MD-688	027768	1	Баллонный аппликатор	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM160, JF-UM20
2 MD-756	027771	1	Баллонный аппликатор	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM130, UMQ130, -UM20
2 MD-687	027766	1	Баллонный аппликатор	Ультразвуковые эндоскопы: CF-UM20
2 MH-526	028655	1	Баллонный аппликатор	Слепой датчик MH-908
2 MAJ-675	024251	1	Баллонный аппликатор	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UC30P
3 MAJ-1127	N1027200	1	Баллонный аппликатор	Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40
4 MAJ-1352	N1418500	1	Баллонный аппликатор	Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F

Ультразвуковые датчики для радиального сканирования



1 UM-2R

2 UM-3R

3 UM-S20-20R

4 UM-S30-25R

5 UM-S30-20R



6 UM-G20-29R

7 UM-BS20-26R

8 UM-S20-17S

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Диаметр канала	Диаметр канала, вкл. оболочку
1 UM-2R	028629	1	Частота 12 МГц, радиальное сканирование	● 2,8 mm	● 3,7 mm
2 UM-3R	028630	1	Частота 20 МГц, радиальное сканирование	● 2,8 mm	● 3,7 mm
3 UM-S20-20R	028568	1	Частота 20 МГц, радиальное сканирование	● 2,2 mm	● 3,7 mm
4 UM-S30-25R	028631	1	Частота 30 МГц, радиальное сканирование	● 2,8 mm	● 3,7 mm
5 UM-S30-20R	028632	1	Частота 30 МГц, радиальное сканирование	● 2,2 mm	● 3,7 mm
6 UM-G20-29R	028440	1	Частота 20 МГц, радиальное сканирование, порт для проводника	● 3,2 mm	Не используется с оболочкой
7 UM-BS20-26R	N1002230	1	Частота 20 МГц, радиальное сканирование, баллонный датчик для EBUS	Всегда используется с оболочкой	● 2,8 mm
8 UM-S20-17S	N3038130	1	Частота 20 МГц, радиальное сканирование	● 2,0 mm	● 2,0 mm

Ультразвуковые датчики для 3D сканирования



1 UM-DP12-25R

2 UM-DP20-25R

3 UM-DG20-31R

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Диаметр канала	Диаметр канала, вкл. оболочку
1 UM-DP12-25R	N1027430	1	Частота 12 МГц, 3D сканирование	● 2,8 mm	Не используется с оболочкой
2 UM-DP20-25R	N1027530	1	Частота 20 МГц, 3D сканирование	● 2,8 mm	Не используется с оболочкой
3 UM-DG20-31R	N1799930	1	Частота 20 МГц, 3D сканирование, порт для проводника	● 3,7 mm	Не используется с оболочкой

Аксессуары для ультразвуковых датчиков, оболочки

				
1 MH-246R/ Набор А	2 MH-246R/ Набор В	3 MAJ-643R	4 MAJ-667	5 MAJ-564
Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 MH-246R Set A	027778	5 + 1	Набор из 5 (стерильных) оболочек и 1 соединительной секции (не стерильной); содержит латекс	Опционально для UM-2R, -3R, -S20-20R, -S30-25R, -S30-20R
2 MH-246R Set B	028643	5	Набор из 5 (стерильных) оболочек; содержит латекс	Опционально для UM-2R, -3R, -S20-20R, -S30-25R, -S30-20R; Замечание: Необходимо MAJ-667
3 MAJ-643R	028640	5	Набор из 5 (стерильных) оболочек; содержит латекс	EBUS: UM-BS20-26R Замечание: Необходимо MAJ-667
4 MAJ-667	024447	1	Соединительная секция	EBUS: Необходимо в комплекте с оболочкой MAJ-643R и MH-246R набор В
5 MAJ-564	028641	1	Баллонный аппликатор	EBUS: UM-BS20-26R, MAJ-643R

Аксессуары для ультразвуковых датчиков

				
1 MD-807	2 MH-245	3 MH-244	4 MAJ-1174	
Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 MD-807	028685	1	Ирригационный адаптер	Все ультразвуковые датчики, при необходимости ирригации
2 MH-245	028666	1	Держатель датчика	Все ультразвуковые датчики
3 MH-244	028665	1	Влагозащитный колпачок	UM-2R, -3R, -S20-20R, S30-25R, -S30-20R, -BS20-26R, -G20-29R, RU-75M-R1, -12M-R1
4 MAJ-1174	N1027600	1	Влагозащитный колпачок	UM-DP12-25R, -DP20-25R, -DG20-31R

Аксессуары для источников света



1 Галогенная лампа



2 МН-968



3 Ксеноновая лампа



4 MD-631

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 Halogen light bulb	028131	1	Галогенная лампа 15V/150W	Источник света OLYMPUS: CLK-3, -3E, -4, -4U, CLE-10, -F, -F10, -145, -165
2 MH-968	028136	1	Галогенная лампа 24V/250W	Источник света OLYMPUS: CLE-E
3 Xenon light bulb	028144	1	Ксеноновая лампа	Источник света OLYMPUS: CLV-10, -F10
4 MD-631	028148	1	Ксеноновая лампа	Источник света OLYMPUS: CLV-U20, -U40, -160, -180, -260

Аксессуары для видеопроцессоров



1 МН-976



2 MAJ-843



3 МН-977



4 MAJ-1154



5 MAJ-1430

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 МН-976	027809	1	Видеокабель эндоскопа для CV-100, -140, -E	CV-100, -140, -E
2 MAJ-843	024254	1	Видеокабель эндоскопа для CV-145, -160	CV-145, -160
3 МН-977	027862	1	Видеокабель эндоскопа для CV-200, -230, -240	CV-200, -230, -240
4 MAJ-1154	N1047800	1	Видеокабель эндоскопа для CV-260	CV-260
5 MAJ-1430	N2485700	1	Видеокабель эндоскопа для CV-165, -180	CV-165, -180

Аксессуары для видеопроцессоров



1 МН-154



2 MAJ-1588

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 МН-154	027836	1	Колпачок для настройки баланса белого	Все видео эндоскопы EVIS
2 MAJ-1588	N2639230	1	Колпачок для настройки аутофлюоресцентного света	Все аутофлюоресцентные эндоскопы EVIS Lucera Spectrum

Контейнеры для воды



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 MA-995	027701	1	Контейнер для воды (не подходит для EVIS)	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, E-линейка, Ультразвуковые эндоскопы: UM20, UC30P серий
2 MD-431	027946	1	Контейнер для воды (без обратного клапана)	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, E-линейка, EVIS 100, 130, 200, 230 Ультразвуковые эндоскопы: UM20, UC30P серий
3 MAJ-901	028595	1	Контейнер для воды	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40 EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260, Ультразвуковые эндоскопы: UE160, UM160, UC160, -140 серий
4 MAJ-902	028596	1	Контейнер для воды (при использовании CO2)	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40 EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260
5 MD-412	027760	1	Контейнер для воды (при использовании CO2)	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, E-линейка, EVIS 100, 130, 200, 230
6 MB-264	027727	1	Красный контейнер для дезинфектанта/спирта	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, E-линейка, EVIS 100, 130, 200, 230
7 Spare bottle	028784	1	Запасной контейнер	Для MA-995
8 Spare bottle	028982	1	Запасной контейнер	Для MAJ-901 и MAJ-902
9 MAJ-905	028597	1	Защитная накладка	Для MAJ-901 и MAJ-902
10 MH-436	028952	1	Адаптер для очистки контейнеров	Для использования с MA-995, MD-431 и MB-264
11 'O' ring	028978	5	Уплотнительное кольцо	Для MAJ-901 и MAJ-902
12 Spare cap	028980	1	Запасная крышка	Для MAJ-901
13 Spare cap	028981	1	Запасная крышка	Для MAJ-902
14 MAJ-31	028975	1	Кронштейн для контейнеров	Для использования MH-884, MH-970, MAJ-901 и MAJ-902 с CLE-10 и MU-1

Эндоскопический отсос KV-5



Высокопроизводительная помпа

- Работает с одноразовыми и многоразовыми аспирационными системами
- Бесшумная работа
- Встраиваемая в эндоскопическую стойку
- Регулируемая сила всасывания
- Гидрофобный фильтр



Аксессуары для эндоскопического отсоса



Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 MH-481	029421	10	Фильтр	SSU-2, KV-2, -4, -5
2 Cap assembly	029416	1	Крышка с поплавком	SSU-2, KV-2
3 Suction jar	029411	4	Стеклянная банка, 1,5 л	SSU-2, KV-2
4 Tubing	029155	1	Трубки от банки до фильтра	SSU-2, KV-2
5 Cap assembly	029428	1	Крышка с поплавком	KV-4
6 Suction jar	029427	1	Стеклянная банка, 3 л	KV-4
7 Tubing	029430	1	Трубки от банки до фильтра (300 мм)	KV-4
8 Patient tube	029154	1	Трубки от банки до эндоскопа	SSU-2, KV-2, -4, -5
9 Tubing	K7503657	10	Трубки от банки до фильтра (900 мм) для KV-5	KV-5
10 Tubing	K7503486	10	Трубки от банки до фильтра (340 мм) для KV-5	KV-5



Аксессуары для эндоскопического отсоса



1 Трубки



2 Крышка



3 Банка отсоса



4 Банка отсоса



5 Кронштейн



6 Кронштейн



7 Кронштейн

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 Tubing	K7503432	50	Соединительные трубки для KV-5; 2 м	KV-5
2 Lid	K7503760	1	Крышка Используется с K7503763 и K7503762	SSU-2, KV-2, -4, -5
3 Suction jar	K7503763	1	Банка отсоса, 2л Используется с K7503760	SSU-2, KV-2, -4, -5
4 Suction jar	K7503762	1	Банка отсоса, 1л Используется с K7503760	SSU-2, KV-2, -4, -5
5 MAJ-125	K7504513	1	Кронштейн для крепления банок KV-5 Используется с ТК-E2, -E1	K7503763 и K7503762
6 Brackets	K7503555	1	Кронштейн для крепления банок KV-5 Используется с WM-30/60	K7503763 и K7503762
7 Brackets	K7503556	1	Кронштейн для крепления банок KV-5 Используется с TC, WM-N60/D60	K7503763 и K7503762

Аксессуары для промывочной помпы OFP-1



1 Педаль

2 Контейнер для жидкости

3 Ирригационные трубки

4 Держатель контейнера для жидкости

5 Фильтр

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 Footswitch	029341	1	Педаль	OFP-1
2 Fluid container	029342	1	Контейнер для жидкости	OFP-1
3 Irrigation tubing	029368	10	Ирригационные трубки	OFP-1
4 Fluid container strap	029343	1	Держатель контейнера для жидкости	OFP-1
5 In-line filter	029344	10	Фильтр	OFP-1

Аксессуары для промывочной помпы UWS-1



1 MD-107

2 MD-106

3 MD-206

4 MD-744

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 MD-107	028717	1	Трубка подачи воды	UWS-1
2 MD-106	027765	1	Контейнер для жидкости	UWS-1
3 MD-206	027208	1	Педаль	UWS-1
4 MD-744	027785	1	Клапан подачи воды	UWS-1

ESG-100 / AFU-100

ESG-100 / AFU-100 обладают инновационными функциями резки и коагуляции, специально разработанными для эндоскопической электрохирургии

- Полностью автоматический интерфейс
- Обладает системой измерений тока утечки для защиты пациента и врача, путем постоянной самодиагностики

Интегрированная система поддержки резки высокой мощности создает условия для оптимальной резки

Технология мониторинга измеряет интенсивность искры с интервалом в несколько миллисекунд во время резки

Система постоянно анализирует сопротивление нейтрального электрода





Аксессуары для электрохирургических блоков



1 MH-969



2 MAJ-814



3 MAJ-897



4 MH-470



5 MAJ-813



6 MAJ-812



7 MAJ-2



8 MAJ-3



9 MB-574



10 MB-575



11 MB-583



12 MB-584

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость
1 MH-969	027215	1	Активный кабель для инструментов OLYMPUS	PSD-10, -20, -30, -60, ESG-100
2 MAJ-814	E0427213	1	Кабель платы пациента для одноразовых плат	PSD-20, -30, ESG-100
3 MAJ-897	E0427245	10	Одноразовая раздельная плата пациента	PSD-20, -30, -60, ESG-100
4 MH-470	027162	1	Кабель заземления	PSD-20
5 MAJ-813	E0427212	1	Кабель заземления	PSD-30, -60
6 MAJ-812	E0427211	1	Адаптер для соединения MAJ-3	PSD-30
7 MAJ-2	027164	1	Адаптер для MAJ-814	PSD-20
8 MAJ-3	027163	1	Кабель платы пациента MB-574	PSD-20, -30
9 MB-574	027150	1	Металлическая многоразовая плата пациента	PSD-10, -20, -30
10 MB-575	027151	1	Кабель платы пациента и заземления для MB-574	PSD-10
11 MB-583	027153	1	Кабель платы пациента и заземления для одноразовых плат пациента	PSD-10
12 MB-584	027155	1	Кабель платы пациента для одноразовых плат	PSD-10

10

Обзор ЭНДОСКОПОВ



217 – 219

10

Обзор эндоскопов

217 – 219



Видеоскопы	217
Фиброскопы	219

Видеоэндоскопы

	Диаметр рабочей части	Диаметр канала	Углы изгиба (Вверх/Вниз)	Углы изгиба (Вправо/Влево)	Длина рабочей части	Угол обзора	Глубина поля зрения	Комментарий
Видеогастроскопы								
GIF-H180**	9,8	2,8	210°/90°	100°/100°	1030	140°	2 - 100	HDTV
GIF-Q180	8,8	2,8	210°/90°	100°/100°	1030	140°	3 - 100	-
GIF-N180	4,9	2,0	210°/120°	-	1100	120°	3 - 100	Трансназальный
GIF-XP160*	5,9	2,0	180°/90°	100°/100°	1030	120°	3 - 100	Трансназальный
GIF-Q160Z	10,9	2,8	210°/90°	100°/100°	1030	140°/75° (tele)	8-100 / 1,5-3 (tele)	Zoom
GIF-1TQ160	11,3	3,7	210°/90°	100°/100°	1030	140°	3 - 100	-
GIF-2T160	12,6	2,8 / 3,7	210°/90°	100°/100°	1030	120°	3 - 100	-
GIF-XTQ160	12,9	6,0	210°/90°	100°/100°	1030	140°	3 - 100	-
GIF-Q165	9,2	2,8	210°/90°	100°/100°	1030	140°	3 - 100	-
GIF-FQ260Z**	10,5	2,0	210°/90°	100°/100°	1030	140°	7 - 100	Аутофлюоресценция (AFI)
Видеодуоденоскопы								
TJF-160VR	11,3	4,2	120°/90°	110°/90°	1240	100°/5° (retro)	5 - 60	V – система
TJF-Q180V	11,3	4,2	120°/90°	110°/90°	1240	100°/5° (retro)	5 - 60	V – система
PJF-160*	7,5	2,0	120°/90°	90°/90°	1235	100°/5° (retro)	2 - 60	
TJF-145	12,5	4,2	120°/90°	110°/90°	1240	100°/5° (retro)	5 - 60	-
JF-140R	11,0	3,2	120°/90°	110°/90°	1240	100°/15° (retro)	5 - 60	-
Видеоэнттероскопы								
SIF-Q180	9,2	2,8	180°/180°	160°/160°	2000	140°	3 - 100	
Видеосигмоскопы								
CF-Q160S	13,2	3,7	180°/180°	160°/160°	730	140°	3 - 100	-
Видеokolonosкопы								
CF-H180AI/L**	12,8	3,7	180°/180°	160°/160°	1330 / 1680	170°	2 - 100	HDTV/Изменяемая жесткость
CF-Q180AI/L	12,8	3,7	180°/180°	160°/160°	1330 / 1680	170°	3 - 100	Изменяемая жесткость
PCF-Q180AI/L	11,5	3,2	180°/180°	160°/160°	1330 / 1680	140°	3 - 100	Изменяемая жесткость
PCF-H180AI/L**	11,8	3,2	180°/180°	160°/160°	1330 / 1680	170°	2 - 100	HDTV/Изменяемая жесткость
CF-2T160I/L	13,7	3,7 / 3,2	180°/180°	160°/160°	1330 / 1665	140°	3 - 100	-
CF-Q160ZI/L	12,8	3,7	180°/180°	160°/160°	1330 / 1680	140°/50° (tele)	7-100 / 2-3 (tele)	Zoom
CF-H180DI/L**	13,2	3,7	180°/180°	160°/160°	1330 / 1680	170°	2 - 100	HDTV/ScopeGuide/ Изменяемая жесткость
CF-Q160DI/L	13,2	3,7	180°/180°	160°/160°	1330 / 1680	140°	3 - 100	ScopeGuide/ Изменяемая жесткость
CF-Q165I/L	12,8	3,7	180°/180°	160°/160°	1330 / 1680	140°	3 - 100	
CF-1T140I/L	13,7	4,2	180°/180°	160°/160°	1330 / 1680	140°	5 - 100	-
CF-FH260AZI/L**	13,2	2,8	180°/180°	160°/160°	1330 / 1680	140°	7 - 100	Аутофлюоресценция (AFI)

* Только с CV-180/-165/-160

** Только с CV-180

●● Только с CV-/CLV-260SL

Видеоэндоскопы

	Диаметр рабочей части	Диаметр канала	Углы изгиба (Вверх/Вниз)	Углы изгиба (Вправо/Влево)	Длина рабочей части	Угол обзора	Глубина поля зрения	Комментарий
Видеобронхоскопы								
BF-Q180-AC	5,3	2,0	180°/130°	-	600	120°	3 - 100	Автоклавируемый/ Цветная матрица
BF-Q180	5,1	2,0	180°/130°	-	600	120°	3 - 100	Цветная матрица
BF-P180	4,9	2,0	180°/130°	-	600	120°	3 - 100	Цветная матрица
BF-1T180	6,0	3,0	180°/130°	-	600	120°	3 - 100	Цветная матрица
BF-XT160*	6,3	3,2	180°/130°	-	600	120°	3 - 100	Цветная матрица
BF-3C160*	3,8	1,2	180°/130°	-	600	120°	3 - 100	Цветная матрица
BF-MP160F	4,4	2,0	180°/130°	-	600	120°	3 - 50	Фибровидеоскоп
BF-XP160F	2,8	1,2	180°/130°	-	600	90°	2 - 50	Фибровидеоскоп
BF-260*	4,9	2,0	180°/130°	-	600	120°	3 - 100	Черно-белая матрица
BF-1T260*	6,0	2,8	180°/130°	-	600	120°	3 - 100	Черно-белая матрица
BF-F260**	5,4	2,0	180°/130°	-	600	120°	3 - 100	Аутофлюоресценция (AFI)
Видеоплевроскопы								
LTF-160	7,0	2,8	160°/130°	-	270	120°	3 - 100	Автоклавируемый
Интубационные видеоэндоскопы								
LF-V	4,1	1,2	120°/120°	-	600	120°	3 - 50	Совместим с VISERA OTV-S7

- * Только с CV-180/-165/-160
- Только с CV-260/-240/-200
- Только с CV-/CLV-260SL

Фиброскопы

	Диаметр рабочей части	Диаметр канала	Углы изгиба (Вверх/Вниз)	Углы изгиба (Вправо/Влево)	Длина рабочей части	Угол обзора	Глубина поля зрения	Комментарий
Фиброгастроскопы								
GIF-Q40	11,0	2,8	210°/90°	100°/100°	1030	120°	3 - 100	-
GIF-XQ40	9,8	2,8	210°/90°	100°/100°	1030	120°	3 - 100	-
GIF-P30	9,0	2,2	210°/90°	100°/100°	1030	120°	3 - 100	-
GIF-1T30	11,3	3,7	210°/90°	100°/100°	1030	120°	3 - 100	-
GIF-XT30	13,2	6,0	180°/100°	100°/100°	1005	100°	3 - 100	-
GIF-PQ20	9,0	2,8	210°/90°	100°/100°	1030	100°	3 - 100	-
GIF-2T20	12,6	3,7/2,8	210°/90°	100°/100°	1010	100°	3 - 100	-
GIF-E	9,8	2,8	210°/90°	100°/100°	1030	100°	3 - 100	-
Фибродуоденоскопы								
JF-1T40	11	3,2	120°/90°	110°/90°	1240	80°	5 - 60	-
TJF-30	12,5	4,2	120°/90°	110°/90°	1240	80°/5° (retro)	5 - 60	-
PJF-7.5E	7,5	2,0	120°/90°	90°/90°	1030	80°	5 - 60	-
CHF-BP30	3,4	1,2	160°	130°	1870	90°	1 - 50	baby scope
Фибросигмоскопы								
OSF-3	12,2	3,2	180°/180°	160°/160°	700	120°	3 - 100	-
Фиброколоноскопы								
CF-40I/L	12,9	3,2	180°/180°	160°/160°	1330/ 1680	140°	5 - 100	-
PCF-20	11,3	2,8	180°/180°	160°/160°	1330	120°	3 - 100	-
CF-EI/L	13,3	3,2	180°/180°	160°/160°	1330/ 1680	120°	5 - 100	-
Фибробронхоскопы								
BF-P60	5,0	2,2	180°/130°	-	600	120°	3 - 50	-
BF-1T60	6,0	3,0	180°/130°	-	600	120°	3 - 50	-
BF-MP60	4,4	2,0	180°/130°	-	600	120°	3 - 50	-
BF-XP60	2,8	1,2	180°/130°	-	600	90°	2 - 50	-
BF-40	5,9	2,2	180°/130°	-	550	120°	3 - 50	-
BF-3C40	3,6	1,2	180°/130°	-	550	120°	3 - 50	-
BF-XT40	6,2	3,2	180°/130°	-	550	120°	3 - 50	-
BF-N20	2,2	-	160°/90°	-	550	75°	2 - 50	-
BF-PE2	5,0	2,2	180°/130°	-	600	120°	3 - 50	-
BF-TE2	6,0	2,8	180°/130°	-	600	120°	3 - 50	-